



Medicazioni ALLEVYN[◇] : Guida all'applicazione su aree difficili

Le medicazioni ALLEVYN* sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni che, a seconda della ferita, possono essere utilizzate su diverse aree del corpo†¹⁻¹⁶

Utilizzando una medicazione ALLEVYN LIFE o GENTLE BORDER per tallone, rimuovere il film protettivo centrale e posizionare il tallone sulla medicazione, con le alette superiori (malleolari) perpendicolari alla gamba.

Rimuovere il film protettivo da una delle alette superiori, piegarla sul malleolo e fissarla in posizione. Ripetere l'operazione con l'altra aletta superiore.

Rimuovere il film protettivo dall'aletta inferiore e fissarla in posizione. La medicazione dovrebbe ora essere correttamente applicata. Assicurarsi che aderisca perfettamente alla pelle e che i bordi siano adesi su tutto il perimetro.

Prendere una medicazione ALLEVYN HEEL e praticare 4 incisioni equidistanti sull'arco della medicazione. Le incisioni dovrebbero essere profonde circa 1,5 cm, a seconda della dimensione delle dita.

Posizionare la medicazione sopra la mano. Far passare le dita attraverso le 4 incisioni precedentemente effettuate. Assicurarsi che la medicazione aderisca bene e sia ben salda.

Per fissare la medicazione, applicare OPSITE[◇] FLEXIFIX Transparent Film Roll sulla parte inferiore della medicazione, alla base del palmo. Questo permetterà di coprire sia il lato posteriore che quello anteriore della medicazione. Assicurarsi che OPSITE FLEXIFIX formi un bordo attorno alla medicazione e non copra completamente la medicazione ALLEVYN HEEL.

Utilizzare una medicazione ALLEVYN ADHESIVE o GENTLE BORDER (es. 7,5 cm x 7,5 cm). Assicurarsi che la pelle circostante sia asciutta. Ruotare la medicazione in diagonale e posizionare il dito sull'angolo della medicazione.

Sollevare la medicazione sopra la punta del dito. Girare il dito e fissare gli angoli della medicazione uno alla volta, avvolgendoli attorno al dito.

Assicurarsi che la medicazione aderisca perfettamente alla pelle, senza pieghe. Aderire bene i bordi tutto intorno.

Prendere una medicazione ALLEVYN quadrata (es. 7,5 cm x 7,5 cm GENTLE BORDER o ADHESIVE). Assicurarsi che la pelle circostante sia asciutta. Ruotare la medicazione in diagonale e posizionare il dito del piede sull'angolo della medicazione.

Sollevare la medicazione sopra la punta del dito del piede. Ripiegare i bordi della medicazione sul dorso del dito, fissandoli uno alla volta.

Assicurarsi che la medicazione aderisca perfettamente al dito del piede. Aderire bene i bordi tutto intorno.

Prendere una medicazione ALLEVYN NON-ADHESIVE da 5 cm x 5 cm. Piegarla la medicazione a metà. Praticare 2 incisioni sulla medicazione, distanziate di 1 cm / 2 cm l'una dall'altra.

Far passare le dita dei piedi attraverso le incisioni effettuate. Assicurarsi che ci sia abbastanza medicazione tra le dita, per garantire comfort e protezione.

Aderire bene i bordi tutto intorno. Fissare la medicazione in posizione con OPSITE FLEXIFIX Roll. Assicurarsi che OPSITE FLEXIFIX Roll formi un bordo attorno alla medicazione e non copra completamente la medicazione ALLEVYN NON-ADHESIVE.

ALLEVYN ADHESIVE SACRUM Dressing

ALLEVYN GENTLE BORDER Multisite Dressing

ALLEVYN GENTLE BORDER Heel Dressing

Rimozione delle medicazioni con adesivo in silicone. Per rimuovere la medicazione, sollevare un angolo e staccarla lentamente, fino a rimuoverla completamente dalla ferita..

ALLEVYN GENTLE BORDER Multisite Dressing

ALLEVYN LIFE Dressing

†Nota bene
Praticare un'incisione su una medicazione ALLEVYN può aumentare il rischio di passaggio di liquidi e batteri, compromettendo le proprietà di barriera batterica offerte dalla medicazione.

ALLEVYN LIFE Dressings		
S+N Codice	Formato	Unità
66801067	10,3cm x 10,3cm	10
66801068	12,9cm x 12,9cm	10
66801069	15,4cm x 5,4cm	10
66801070	21cm x 21cm	10

ALLEVYN GENTLE Dressings		
S+N Codice	Formato	Unità
66802128	5cm x 5cm	10
66802129	10cm x 10cm	10
66802130	10cm x 20cm	10
66802131	15cm x 15cm	10
66802132	20cm x 20cm	10
66802133	20cm x 50cm	2

*ALLEVYN LIFE, ALLEVYN GENTLE BORDER, ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, ALLEVYN ADHESIVE, e ALLEVYN NON-ADHESIVE Dressings.

References: **1.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK.* 2014;10(3):80–87. **2.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing.* 2013;27(5):50–59. **3.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S.A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK.* 2009;5(3):32–44. **4.** Smith+Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. **5.** Smith+Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **6.** Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK.* 2016;12(2):70–78. **7.** Stephen-Haynes J, Greenwood M. Clinical evaluation of Allevyn Gentle Border Lite within one health trust. *British Journal of Nursing.* 2011;20(20):S36–S42. **8.** Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK.* 2009;5(1):17–26. **9.** Bale S, Squires D, Varnon T, Walker A, Benbow M, Harding K. A comparison of two dressings in pressure sore management. *J Wound Care.* 1997;6(10):463–466. **10.** Amione P, Ricci E, Topo F, et al. Comparison of Allevyn Adhesive and Biatain Adhesive in the management of pressure ulcers. *J Wound Care.* 2005;14(8):365–370. **11.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants. Internal Report. DS/14/318/R. **12.** Williams C, Young T. Allevyn adhesive. *Br J Nurs.* 1996;5(11):691–693. **13.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care.* 1994;3(5):224–228. **14.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants Internal Report DS/14/318/R. **15.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care.* 1994;3(5):224–228. **16.** Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing.* 1994;3(20):1049–1050, 1052–1043. **17.** Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. *Wounds UK.* 2012;8(4):110–118. **18.** Smith+Nephew 2018. Volunteer Evaluation of Wound Care Dressing Product Features. Internal Report. AWM/AWC/001/V1. **19.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK.* 2013;9(4):91–95.

ALLEVYN GENTLE BORDER Dressings		
S+N Codice	Formato	Unità
66800269	7,5cm x 7,5cm	10
66800270	10cm x 10cm	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800264	10cm x 25cm	10
66800265	10cm x 30cm	10
66800272	12,5cm x 12,5cm	10
66800975	15cm x 15cm	10
66800273	17,5cm x 17,5cm	10
66800897	16,8cm x 17,1cm Sacrum	6
66800959	17,1cm x 17,9cm Multisite	10

ALLEVYN ADHESIVE Dressings		
S+N Code	Size	Carton
66000009	7,5cm x 7,5cm	10
66000599	10cm x 10cm	10
66000010	12,5cm x 12,5cm	10
66000011	17,5cm x 17,5cm	10
66000744	12,5cm x 22,5cm	10
66000012	22,5cm x 22,5cm	10
66000451	22cm x 22cm Sacrum	10
66800016	17cm x 17cm Sacrum	10

ALLEVYN NON-ADHESIVE Dressings		
S+N Code	Size	Carton
66800024	5cm x 5cm	10
66800022	10cm x 10cm	10
66800020	10cm x 20cm	10
66007670	15cm x 15cm	5
66800023	20cm x 20cm	10
66000663	40cm x 70cm	2
66800021	Heel	5

Per informazioni dettagliate sul prodotto, incluse le indicazioni d'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le Istruzioni per l'Uso (IFU) applicabili al prodotto prima dell'utilizzo.