

Bestelinformatie

RENASYS TOUCH

Omschrijving	Artikelnr	Omschrijving	Artikelnr
TOUCH unit	66802134	O-Ringen (per 20)	66801283
TOUCH unit (huurvariant)	66802134R	Geurfilters (per 20)	66801284
Canister 300 ml	66801273	Oplader	66801286
Canister 800 ml	66801274	Voedingskabel	66801566
Draagriem	66801276	Infuusbeugel/bedklem	66801278
Beschermhoes	66801277		



RENASYS-G : Gaas wondsets met Soft Port

Omschrijving	Formaat gaas	Afdekfolie	St/AE	AE/TK	Bestelnummer
RENASYS-G Small	2 kompressen (10 x 10 cm)	1 x (20 x 30 cm)	1	5	66800933
RENASYS-G Medium	4 kompressen (10 x 10 cm)	1 x (20 x 30 cm)	1	5	66800934
RENASYS-G Large	1 rol (11 cm x 3,7 m)	2 x (20 x 30 cm)	1	5	66800935
RENASYS-G X-Large	2 rollen (11 cm x 3,7 m)	3 x (20 x 30 cm)	1	5	66800936
RENASYS-G Steriel	1 kompres (15 x 17 cm) + 1 rol	3 x (20 x 30 cm)	1	5	66800961



RENASYS-F : Foam wondsets met Soft Port

Omschrijving	Formaat foam	Afdekfolie	St/AE	AE/TK	Bestelnummer
RENASYS-F Small	10 x 8 x 3 cm	1 x (20 x 30 cm)	1	5	66800794
RENASYS-F Medium	20 x 12,5 x 3 cm	2 x (20 x 30 cm)	1	5	66800795
RENASYS-F Large	25 x 15 x 3 cm	3 x (20 x 30 cm)	1	5	66800796
RENASYS-F X-Large	48 x 41 x 1,5 cm	6 x (20 x 30 cm)	1	5	66800797



RENASYS-AB : Abdominale foam wondset met Soft Port

Omschrijving	Formaat foam	Afdekfolie	St/AE	AE/TK	Bestelnummer
RENASYS-AB	2 x (43 x 30 x 3 cm)	6 x (20 x 30 cm)	1	5	66800980



Accessoires

Omschrijving	Afmetingen	St/AE	AE/TK	Bestelnummer
Channeldrain uitbreidingsset	15 Fr	1	10	66801253
Flatdrain uitbreidingsset	10 mm	1	10	66801252
Y-connector	n.v.t.	1	10	66800971
Wondvuller gaaskit*	3,7 m x 11,4 cm (5 rollen)	1	10	66802127
Wondvuller foam	10 x 12,5 x 1,5 cm	1	5	66801021
Wondvuller White foam Small	7,5 x 10 x 0,9 cm	10	4	66801787
Wondvuller White foam Large	10 x 15 x 0,9 cm	10	6	66801788
Transparante afdekfolie Large	20 x 30 cm	10	10	66800394
Losse Soft Port	n.v.t.	1	5	66800799
Gelsheet	10 x 7 cm	10	5	66801082



= Wondvuller gaaskit = 5 Kerlix AMD antimicrobiële gaasrollen + 1 SECURA™ No-Sting barrier filmdoekje
St/AE = Stuk(s) per aankoop eenheid AE/TK = Aankoop eenheid per transportkarton (overdoos)

Raadpleeg vóór gebruik de gebruikershandleiding bij het product voor gedetailleerde informatie over de indicaties, contra-indicaties, effecten, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

Bestelinformatie



De PICO negatieve druktherapieset voor eenmalig gebruik is bedoeld voor gebruik op wonden met lichte tot gemiddelde exsudaatproductie. PICO 7 levert 7 dagen en PICO 14 levert 14 dagen actieve therapie. PICO mag worden gebruikt op wonden die onder het wondkussen passen. Plaats het wondverband altijd in het midden van de wond. De Soft Port moet aan de bovenkant van de wond zitten en op intacte huid worden geplaatst en mag niet over de wond lopen om te voorkomen dat zich vocht rond de Soft Port ophoopt en de onderdruk belemmert. Bij gebruik voor een gemiddeld exsuderende wond, mag de wond doorgaans niet groter zijn dan 25% van het wondverband.

PICO negatieve druktherapie voor eenmalig gebruik

Wondverband	Afmetingen wondverband	Bruikbare oppervlakte	PICO 7-systeem + 1 verband	PICO 7-systeem + 2 verbanden	PICO 14-systeem + 2 verbanden	Multipack* 5 verbanden	Overdoos
	10 x 20 cm	5,6 x 10 cm	66802012	66802002	66802042	66802022	3
	10 x 30 cm	5,6 x 20 cm	66802013	66802003	66802043	66802023	3
	10 x 40 cm	5,6 x 30 cm	66802014	66802004	66802044	66802024	3
	15 x 15 cm	10 x 5 cm	66802015	66802005	66802045	66802025	3
	15 x 20 cm	10 x 10 cm	66802016	66802006	66802046	66802026	3
	15 x 30 cm	10 x 20 cm	66802017	66802007	66802047	66802027	3
	20 x 20 cm	15 x 10 cm	66802018	66802008	66802048	66802028	3
	25 x 25 cm	20 x 15 cm	66802019	66802009	66802049	66802029	3
	Multisite small 15 x 20 cm	5,5 x 10 cm	66802010	66802000	66802040	66802020	3
	Multisite large 20 x 25 cm	9 x 15 cm	66802011	66802001	66802041	66802021	3

PICO 7Y negatieve druktherapie voor eenmalig gebruik

Wondverband	Inhoud	Omschrijving	PICO 7Y	Overdoos
	pomp, pompclip 2 large Multisite-verbanden 2 verlengde Soft Ports 450 mm secundaire bevestigingsstrips	Wondtherapie voor de gelijktijdige behandeling van twee wonden. PICO 7Y is ontworpen om bij één patiënt twee incisies tegelijkertijd te behandelen d.m.v. een geïntegreerde Y-connector.	66802031	3

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer	Verpakking
Wondvuller foam	10 x 12,5 cm	66801021	5
Wondvuller gaaskit [#]	3,7 m x 11,4 cm (5 rollen)	66802127	1
Gelsheet	10 x 7 cm	66801082	10



* Multipacks = alleen 5 wondverbanden
Wondvuller gaaskit = 5 Kerlix AMD antimicrobiële gaasrollen + 1 SECURA™ No-Sting barrier filmdoekje

LET OP: de PICO-systemen zijn alleen per overdoos van 3 te bestellen.

Raadpleeg vóór gebruik altijd de gebruiksaanwijzing bij het product voor gedetailleerde informatie over de indicaties voor gebruik, contra-indicaties, bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinformatie.