

+ ALLEVYN[◇] ADHESIVE

Apósitos de espuma

Puedes confiar que se mantendrá en su lugar gracias a su adhesividad segura¹⁻⁵



Indicaciones

- Tratamiento de heridas por segunda intención de lesiones en granulación, superficiales, heridas exudativas crónicas y agudas, de espesor total y parcial, tales como:
 - Lesiones por presión
 - Úlceras de pierna
 - Úlceras del pie diabético
 - Heridas malignas
 - Heridas quirúrgicas
 - Zonas donantes
 - Úlceras fúngicas

ALLEVYN ADHESIVE puede utilizarse en combinación con INTRASITE[◇] GEL en heridas necróticas o con fibrina.

Smith+Nephew

ALLEVYN[◇] ADHESIVE
Apósitos de espuma

www.smith-nephew.com/allevyn



**ABSORCIÓN
MODERADA**

ALLEVYN® ADHESIVE los apósitos con nuestro adhesivo más resistente y flexibilidad multidireccional están diseñados para permanecer en su lugar.¹⁻⁵

Características y beneficios

Gama ALLEVYN: absorbente, protector y suave

Los apósitos de espuma ALLEVYN son **absorbentes, protectores y suaves**, y cumplen con lo básico que esperas de un apósito y más.

Absorbente⁶⁻⁸
El núcleo de espuma hidrocélular **equilibra de manera innovadora la absorción y la retención** para crear un entorno húmedo de cicatrización^{3,9-12} con riesgo mínimo de maceración.^{*3,9-11}

Protector^{6,13}
La película superior transpirable e impermeable⁶⁻⁸ **proporciona una barrera bacteriana¹⁴** mientras que el apósito permanece intacto.

Suave^{9,10}
Los adhesivos suaves de contacto con la herida son **fáciles de aplicar y retirar^{3,11,15,16}** y se ha demostrado que minimizan el dolor y el trauma durante los cambios de apósito y la inspección de la piel.^{3,9}

ALLEVYN ADHESIVE

Adhesividad segura
El adhesivo de baja alergia/no sensibilización mantiene el apósito **en su lugar de forma segura** sin que se pegue al lecho de la herida.¹⁷⁻²⁰

Flexibilidad multidireccional
Facilita la adaptabilidad y ayuda a maximizar la comodidad del paciente.^{1,3,18}

Cortable ^{*21}
Disponible en una amplia gama de tamaños que se pueden cortar para adaptarse a áreas difíciles como codos y rodillas.^{1,3,18,21,22}

*El corte comprometerá las propiedades de barrera bacteriana del apósito.
†Embalajes, cajas y sobres en comparación con las dimensiones de los envases de 2021.



Menos residuos
+ más cuidados



Nuestro embalaje ALLEVYN ADHESIVE es ahora un 20% más pequeño.^{†23}



Apósitos ALLEVYN® ADHESIVE

ALLEVYN ADHESIVE productos financiados por el S.N.S

Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66000349	483313.3	12.5cm x 12.5cm	3
66000777	491837.3	15cm x 15cm	3
66000694	481946.8	Sacrum 17cm x 17cm	3

ALLEVYN ADHESIVE

Código S+N	Tamaño	Un.
66000043	7.5cm x 7.5cm	10
66000599	10cm x 10cm	10
66000044	12.5cm x 12.5cm	10
66000801	15cm x 15cm	10
66000045	17.5cm x 17.5cm	10
66000046	22.5cm x 22.5cm	10
66000700	Sacrum Pequeño 17cm x 17cm	10
66000451	Sacrum Grande 22cm x 22cm	10

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de usarlo.

Referencias: 1. Amione P, Ricci E, Topo F. Comparison of Allevyn Adhesive and Biatain Adhesive in the management of pressure ulcers. *J Wound Care*. 2005;14(8):365–370. 2. Chamorro AM, Vidal Thomas MC, Mieras AS, Leiva A, Martínez MP, Hernández Yeste MMS. Multicenter randomized controlled trial comparing the effectiveness and safety of hydrocellular and hydrocolloid dressings for treatment of category II pressure ulcers in patients at primary and long-term care institutions. *Int J Nurs Stud*. 2019;94:179–185. 3. Leonard S, McCluskey P, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17–26. 4. Narci A, Embleton DB, Boyaci EO, Mingir S, Cetinkursun S. A practical offer for hypospadias dressing: Allevyn®. *Afr J Paediatr Surg*. 2011;8(3):272–274. 5. Peach V. Evaluating adhesive foam wound care dressings in clinical practice. *Wounds UK*. 2012;8(3):53–60. 6. S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 7. S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. 8. S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. 9. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN® Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. 10. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. 11. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95. 12. White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. *Wounds UK*. 2007;3(4):122–127. 13. Forni C, Gaziano D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk in-patients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*. 2022;127:104172. 14. S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD.AWM.23.032. 15. S+N 2017. An open, prospective, randomised comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 16. S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life. Internal Report. (HVT080) GMCA-DOF/08. 17. Martini L, Reali U, Borgognoni L, Brandani P, Andriessen A. Comparison of two dressings in the management of partial-thickness donor sites. *J Wound Care*. 1999;8(9):457–460. 18. Bale S, Squires D, Varon T, Walker A, Benbow M, Harding K. A comparison of two dressings in pressure sore management. *J Wound Care*. 1997;6(10):463–466. 19. Avanzi A, Martinelli M, Accardi S, Giraudi C, Peroli P. Adhesive Hydrocellular Dressing vs Hydrocolloid Dressing in the Management of 2nd and 3rd Degree Pus. Poster presented at: Eighth European Conference on Advances in Wound Management; April 26–28, 1998; Madrid, Spain. 20. S+N 2015. Product Safety Statement - ALLEVYN Adhesive. Internal Report. 185. 21. S+N 2015. Cutting of ALLEVYN Variants. Internal Report. DS/14/318/R. 22. Williams C, Young T. Allevyn adhesive. *Br J Nurs*. 1996;5(11):691–693. 23. S+N 2022. Methodology for the reduction in packaging material of ALLEVYN® bordered dressings. Internal Report. CSD.AWM.22.045.