


Still TSF, only smarter.

- Streben mit **0,25 mm Verstellbarkeit**
- **Individuelle Strebenbefestigung** an jedem Vorsprung
- **Step-off-Platten** ermöglichen eine Strebenmontage mit Abstand zum Ring
- **Dynamisierungs**-Unterlegscheiben ermöglichen eine kontrollierte axiale Mikrobewegung
- Der **Beacon** skaliert und kalibriert Röntgenbilder in der SMART TSF-Software



Super Dot

Definiert den Rotationspunkt auf Röntgenbildern in der SMART TSF-Software und stellt die Ausrichtung digital wieder her

TraumaDots

Definieren die Randpunkte zweier Knochensegmente auf Röntgenbildern in der SMART TSF-Software und reduzieren die Fraktur digital



SMART TSF unterliegt der 510K-Zulassung