

+ ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE Apósitos de Espuma

Puedes confiar para ajustarse y mantenerse en su lugar con un espesor más delgado¹⁻³



Smith+Nephew

**ALLEVYN[®] GENTLE
BORDER LITE**

Apósitos de espuma

Indicaciones

- Tratamiento de heridas por segunda intención de lesiones en granulación superficiales, heridas exudativas crónicas y agudas, heridas de espesor total y parcial, tales como:
 - Lesiones por presión
 - Úlceras de pierna
 - Úlceras del pie diabético
 - Heridas quirúrgicas
 - Quemaduras de 1º y 2º grado
 - Desgarros cutáneos, cortes y abrasiones
- El apósito de espuma ALLEVYN GENTLE BORDER LITE es adecuado para su uso en pieles frágiles
- Puede utilizarse para la prevención de lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos en piel intacta, como parte de un protocolo de prevención de lesiones por presión

www.smith-nephew.com/allevyn



**ABSORCIÓN
MODERADA**

Con una flexibilidad multidireccional, múltiples formatos y espesor más delgado, **ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE** se ha diseñado para optimizar la comodidad del paciente.*1,4-10

Características y beneficios

Gama ALLEVYN: Absorbente, protector y suave

Los apósitos de espuma ALLEVYN son **absorbentes, protectores y suaves**, y cumplen con lo básico que esperas de un apósito y más.



Absorbente^{7,11,12}

El núcleo de espuma hidrocélular **equilibra de manera innovadora la absorción y la retención** para crear un entorno húmedo de cicatrización de heridas^{1,9-12} con un menor riesgo de maceración.^{5,13-15}



Protector^{7,17}

La película superior transpirable e impermeable⁶⁻⁸ proporciona una barrera bacteriana¹⁴ mientras que el apósito permanece intacto.



Suave^{5,14}

Los adhesivos suaves de contacto con la herida son **fáciles de aplicar y retirar**^{13,15,19,20} y se ha demostrado que **minimizan el dolor y el trauma** durante los cambios de apósito y la inspección de la piel.^{5,13,21-23}

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE



Tecnología de flexibilidad multidireccional

- Facilita la aplicación **en zonas difíciles** y áreas de **mucho movimiento** de los pacientes.^{1,24}



Apósito formato oval

Formato que se adapta perfectamente a las **zonas del cuerpo difíciles de cubrir**.¹



Ajuste más fino

- La mitad del grosor[†] de los apósitos ALLEVYN GENTLE BORDER
- Mayor comodidad y ajuste.^{1,4-10}




Cortable^{‡20}

Puedes cortar,[‡] que ayuda a cubrir áreas difíciles del cuerpo como dedos de los pies, los codos y las manos.^{1,25}

Prevención de lesiones por presión[§]

- La estructura única multicapas que **ayuda a redistribuir la presión**.^{‡26}
- Se ha demostrado que ayuda a **reducir la incidencia de lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos faciales**.^{‡27}



Prevención de lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos

Adaptabilidad a los contornos del rostro^{27,28} Ayuda a proteger la piel expuesta a la presión y la fricción,^{26,27,29-31} lo que hace que el apósito sea adaptable para su uso debajo de dispositivos médicos como mascarillas y otros EPP.

*Adaptando y minimizando el dolor en la extracción. †De espuma. ‡El corte comprometerá las propiedades de barrera bacteriana del apósito. §Como parte de un régimen de prevención de lesiones por presión. ||Como se demuestra en pruebas de laboratorio. ¶Cuando se utiliza como parte de un protocolo de prevención; n=235.

La gama

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE
productos financiados por el S.N.S

Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66801888	477059.9	Oval 8,6cmx7,7cm	3
66801887	477067.4	10cmx 20cm	3

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE

Código	Tamaño	Un.
66800833	5cm x 5cm	10
66800834	7,5cm x 7,5cm	10
66800835	10cm x 10cm	10
66800836	5,5cm x 12cm	10
66800837	8cm x 15cm	10
66800840	15cm x 15cm	10
66801012	10cm x 20cm	10
66801013	Oval 8,6cm x 7,7cm	10
66801014	Oval 15,2cm x 13,1cm	10
66801041	Multitite 8cm x 8,4cm	10



Menos residuos
+ más cuidados



Referencias: 1. Stephen-Haynes J, Greenwood M. Clinical evaluation of Allevyn Gentle Border Lite within one health trust. *British Journal of Nursing*. 2011;20(20):36-42. 2. Lynne V, Burns L, Handsaker J, Murdoch JM. Epidermolysis bullosa: management complexities for paediatric patients. *British journal of nursing* (Mark Allen Publishing). 2018;27(S20-S25). 3. Smith+Nephew. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN Gentle Border Lite. V1. 2021. 4. Hampton S. An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. *British journal of nursing* (Mark Allen Publishing). 2010;19(6):S30-33. 5. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32-44. 6. Smith+Nephew. 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report DS/16/465/R. 7. Smith+Nephew. 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report DS/16/424/R V3. 8. Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK*. 2016;12(2):70-78. 9. Grothier L. Gentle foam dressings: interim results of an evaluation of the Allevyn range. *Br J Nurs*. 2009;18(11). 10. Vowden K, Harding K, Moiem N, Drysdale K, Mistry C. An open, prospective, randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing in the management of exuding chronic and acute wounds. Paper presented at EWMA; 2011; Brussels. 11. S+N. 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report DS/09/013/R7. 12. S+N. 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report DOF 0702001. 13. Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17-26. 14. S+N. 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSDAWM22032. 15. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2021;39(4):91-95. 16. White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN Wounds UK 2007;3(4):122-127. 17. Fom C, Gaziano D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk-in-patients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*. 2022;127:104172. 18. S+N. 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report CSDAWM23032. 19. S+N. 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report GMA-DOF-10. 20. S+N. 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life. Internal Report (HYT08) GMA-DOF-08. 21. Martini L, Reali U, Borgognoni L, Brandani P, Andriessen A. Comparison of two dressings in the management of partial-thickness donor sites. *J Wound Care*. 1999;8(9):457-460. 22. Bale S, Squires D, Vernon T, Walker A, Benbow M, Harding K. A comparison of two dressings in pressure sore management. *J Wound Care*. 1997;6(10):463-466. 23. Smith+Nephew. 1996. A multicentre pilot study to investigate the physical performance of a novel Allevyn Adhesive dressing. Internal Report SR/00000/CT9336. 24. Smith+Nephew. 2019. Technical Rationale of Multiway Stretch™ Claim for ALLEVYN Gentle Border Lite. Internal Report RD/19/201. 25. Smith+Nephew. 2015. Cutting of ALLEVYN Variants. Internal Report DS/14/318/R. 26. Smith+Nephew. 2021. Pressure Redistribution Testing of Allevyn Gentle Border Lite. Internal Report DS/21/336/R. 27. Smith+Nephew. 2021. PMF 274 ALLEVYN Gentle Border Lite: PMCF ACTIVITY SUMMARY REPORT. Internal Report. 28. Smith+Nephew. 2010. ALLEVYN Gentle Border Lite Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/10/100/R1. 29. Smith+Nephew. 2021. Pressure Transmission of Face Mask over ALLEVYN Gentle Border and Mepilex™ Border Lite. Internal report. DS/21/274/R. 30. Smith+Nephew. 2012. Friction Testing Comparison of ALLEVYN Gentle Border Lite versus other Competitor Products. Internal report. DS/11/125/R1. 31. Smith+Nephew. 2019. Properties of ALLEVYN Life advanced wound care dressing that can contribute to the effective use as part of a Pressure Injury Prevention protocol. Internal Report RD/19/177. 32. S+N. 2022. Methodology for the reduction in packaging material of ALLEVYN bordered dressings. Internal Report CSDAWM22045.