

“Hoe vaak vraag jij nog
hoe het écht met
hem gaat?”

Bereik positieve resultaten in wondverzorging

“Wondverzorging is een belangrijk onderdeel van
mijn werk en ik wil dat zo goed mogelijk doen.”

CLOSER TO ZERO vertraging in wondgenezing
www.allevyn.nl

Smith+Nephew

ALLEVYN[◇]

Geavanceerde foam wondverbanden



Klinisch effectieve wondverzorging is van essentieel belang om goede resultaten te behalen bij patiënten¹

Niet-optimale wondverzorging heeft grote gevolgen...



Door lekkage en een slechte wondvochtbeheersing kan de genezing vertraging oplopen en kunnen er complicaties ontstaan¹



De kosten van wondverzorging kunnen aanzienlijk oplopen²

...en er is een toenemende trend om de patiëntenzorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen²



Een slechte wondgenezing van heeft een negatieve impact op het welzijn van de patiënt^{2,4}




Patiënten met chronische wonden lijden door de nare geur, wondvochtbeheersing, lekkage en pijn^{3,5}



Patiënten met wonden zouden dezelfde kwaliteit van leven moeten ervaren als eenieder³



Met het ALLEVYN® assortiment kunnen wij u helpen klinisch effectieve wondzorg te leveren



Het ALLEVYN[◇] assortiment: toegankelijke wondverbanden die **klinische resultaten en ervaring voor de patiënt optimaliseren**

Een **SLIM** assortiment wondverbanden, al meer dan 25 jaar klinisch bewezen

Elk ALLEVYN wondverband is zodanig ontworpen dat dit kan reageren op verschillende hoeveelheden wondvocht. Op deze manier wordt een optimaal vochniveau voor de wond in stand gehouden en wordt de genezing bevorderd.^{4,6-14}



Uit klinische evaluaties is gebleken dat de eigenschap om op verschillende hoeveelheden wondvocht te kunnen reageren, ervoor zorgt dat **de frequentie voor het vervangen van een wondverband met ALLEVYN* wordt geoptimaliseerd**, waardoor er minder materiaal wordt verbruikt en een tijdsbesparing op verpleegkundige handelingen wordt gerealiseerd.^{1,15-21}




De innovatieve meerlaagse technologie is ontwikkeld om op de wondvochtproductie van elke patiënt te kunnen reageren, het vocht te absorberen en af te voeren.^{4,6-14}



Ontworpen om flexibeler te kunnen reageren op bewegingen van de patiënt.^{1,16,17,18,21}

Een **SLIM** assortiment foamverbanden biedt meer comfort voor de patiënt

ALLEVYN Gentle Border:
onze meest flexibele



ALLEVYN Life:
onze meest geavanceerde



ALLEVYN[◇] Gentle Border



Voor een efficiënte en effectieve behandeling van de wond* 17

Uit klinische evaluaties is gebleken dat wonden efficiënt en effectief kunnen worden behandeld met ALLEVYN Gentle Border¹²

* In combinatie met de normale klinische praktijk



Bewezen verbetering in kwaliteit van leven voor de patiënt^{17,18,22}

98% van de patiënten ervaart het dragen als comfortabel en bij 96% van de patiënten veroorzaakt het verwijderen van het wondverband geen pijn¹⁸



Zo kunt u beter voor uw patiënten zorgen^{17,22}


Minimaal trauma voor de wond en de omringende huid bij het verwijderen van het wondverband²², het verband sluit goed aan en blijft uitstekend op zijn plaats, ook bij wonden op lastig te verbinden plaatsen

Het ontwerp met drie lagen creëert een optimale vochtige omgeving waardoor de sluiting van de wond wordt bevorderd en de wond sneller geneest¹⁷

Ademende toplaag die precies genoeg vocht doorlaat om een optimale vochtige omgeving voor de wondgenezing te creëren^{12,22,23}

Hydrocellulaire foamkern die het wondvocht absorbeert¹²

Wondcontactlaag met **zachte siliconenhechting** die zorgt dat het verband eenvoudig kan worden aangebracht en de pijn en het trauma voor de patiënt bij het verwijderen tot een minimum beperkt^{12,22}



ALLEVYN[◇] Gentle Border



Afmetingen		Afmetingen foam	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
7,5 x 7,5 cm		5 x 5 cm	10	66800269	15325881
10 x 10 cm		7,6 x, 7,6 cm	10	66800270	15325903
10 x 20 cm		7,2 x 17,2 cm	10	66800900	15672689
10 x 25 cm		7,5 x 22,5 cm	10	66800264	16528603
10 x 30 cm		7,5 x 27,5 cm	10	66800265	16528611
12,5 x 12,5 cm		10 x 10 cm	10	66800272	15325911
17,5 x 17,5 cm		15 x 15 cm	10	66800273	15325938
23 x 23,2 cm	Hiel	20 x 20,2 cm	5	66800506	15456048
16,8 x 17,1 cm	Sacrum	12,1 x 12,5 cm	6	66800897	15672700
21,6 x 23 cm	Sacrum	15,9 x 16,9 cm	6	66801031	15753557
17,1 x 17,9 cm	Multisite	11,6 x 12,3 cm	10	66800959	15710874

ALLEVYN[◇] Gentle Border Lite



Ontworpen voor moeilijk te verbinden lichaamsdelen

Vormt zich gemakkelijk rond de lichaamscontouren, ook op moeilijk te verbinden lichaamsdelen zoals de neus, hals, schouders, vingers, handen, hielen en buik^{21,24}



Geschikt voor de kwetsbare huid

Ideaal voor de gevoelige huid vanwege de zachte kleeflaag, waardoor verwijderen nauwelijks pijn doet^{12,22,25}



Extra comfortabel, vormt zich naar het lichaam


Meer dan 90% van de artsen die ALLEVYN Gentle Border Lite hebben geprobeerd, gaf aan dat dit wondverband zich goed, zeer goed of uitstekend vormt naar het lichaam²⁴

Zeer comfortabel wondverband, opgebouwd uit drie lagen

Ademende toplaag²⁶

2 mm dik hydrocellulair foam

Wondcontactlaag met zachte siliconenhechting¹²



ALLEVYN[◇] Gentle Border Lite



Afmetingen		Afmetingen foam	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
5 x 5 cm		3 x 3 cm	10	66800833	15629082
7,5 x 7,5 cm		5 x 5 cm	10	66800834	15629120
10 x 10 cm		7,5 x 7,5 cm	10	66800835	15629104
5,5 x 12 cm		3 x 9,5 cm	10	66800836	15629074
8 x 15 cm		5,5 x 12,5 cm	10	66800837	15629090
15 x 15 cm		12,5 x 12,5 cm	10	66800840	15629112
10 x 20 cm		7,2 x 17,2 cm	10	66801012	15732010
8,6 x 7,7 cm	Ovaal	6,1 x 4,8 cm	10	66801013	15732029
13,1 x 15,2 cm	Ovaal	9,6 x 10,9 cm	10	66801014	15732037
8 x 8,4 cm	Multisite	5,4 x 5,8 cm	10	66801041	15736598

ALLEVYN[◇] Gentle




Ontworpen voor de kwetsbare huid^{41,42}

Heeft een licht hechtende kleeflaag die is ontworpen voor de kwetsbare huid.^{41,42} Houdt het wondverband tijdens het verbinden op zijn plaats⁴⁶ en minimaliseert trauma aan de wond en omringende huid tijdens het verwisselen van het wondverband^{43,44}



Sterk absorberende eigenschappen^{37,45}

Absorbeert exsudaat, ook viskeus*⁴⁰ en blijft absorberen onder een drukverband*^{37,38}



Veelzijdig en sluit aan bij uw behoeften³⁷⁻³⁹

Kan worden geknipt, is zacht, vormt^{37,38} zich naar de contouren van het lichaam en is rekbaar naar alle kanten. Hierdoor is het geschikt voor diverse soorten wonden, voor onhandig te verbinden plaatsen en bewegende lichaamsdelen



Ondersteunt snelle genezing^{37,47-49}

Bevordert snelle genezing vanwege een vochtig wondmilieu door ondersteuning van granulatie en epithelisatie^{37,47-49}


* Zoals bewezen *in vitro*

Slim ontwerp met drievoudige werking

Ademende toplaag³⁷

Zachte³⁹ hydrocellulaire ALLEVYN-schuimlaag

Zachte⁴⁴ siliconen kleeflaag





Afmetingen	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
5 x 5 cm	10	66802128	15325830
10 x 10 cm	10	66802129	15325849
15 x 15 cm	10	66802131	15325865
10 x 20 cm	10	66802130	15325857
20 x 20 cm	10	66802132	15325873
20 x 50 cm	2	66802133	16836308

ALLEVYN[◇] Life



Hoog gewaardeerd vanwege de productprestaties¹

75% van de verpleegkundigen is van mening dat met ALLEVYN Life een betere algehele prestatie wordt behaald dan met eerdere wondverbanden (N=40)



Minder kosten door een langere draagtijd¹⁵

50% minder verbandwissels vergeleken met de baseline
92% langere draagtijd van het wondverband vergeleken met de baseline
64% minder kosten voor wondverbanden per patiënt per week vergeleken met baseline



Meer vertrouwen voor de patiënt^{4,15}

Patiënten hebben meer vertrouwen in het wondverband en meer dan 80% van de patiënten is tevreden

Unieke vervangingsindicator



Wondvocht raakt 75% van de rand;
ALLEVYN Life dient vervangen te worden.

Uniek ontwerp met vijf lagen, verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen, voor meer comfort voor de patiënt


Ademende folie toplaag¹³

De ingebouwde discretie (maskeerlaag) minimaliseert de zichtbare impact van het doordringen van wondvocht²⁷

De hyperabsorberende, insluitende kern helpt lekkage van vocht tot een minimum te beperken^{13,28}

Hydrocellulaire foamlaag

De wondcontactlaag met siliconenhechting vormt zich nauwkeurig naar het lichaam²⁹





Afmetingen		Afmetingen foam	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
10,3 x 10,3 cm		5,1 x 5,1 cm	10	66801067	15942619
12,9 x 12,9 cm		7,6 x 7,6 cm	10	66801068	15942627
15,4 x 15,4 cm		12,2 x 10,2 cm	10	66801069	15942635
21 x 21 cm		15,4 x 15,4 cm	10	66801070	15942643
25 x 25,2 cm	Heel	20,2 x 20,2 cm	5	66801304	15942686
17,2 x 17,5 cm	Sacrum	8,5 x 12,4 cm	10	66801306	15942651
21,6 x 23 cm	Sacrum	12,3 x 17 cm	10	66801307	15942678

ALLEVYN[◇] Life Non-Bordered



ALLEVYN Life Non-Bordered is een vormbaar³¹ combi-foamkompres, speciaal ontwikkeld om te gebruiken **in combinatie met een secundair verband**, zoals tape, buisvormigverband of compressieverbanden.

Betere vochtbehandeling



ALLEVYN Life Non-Bordered is ontworpen om nog beter exsudaat op te vangen en in te sluiten en het risico op huidbeschadiging te minimaliseren. Vijflaagse structuur is ontworpen met **instant-fluid-lock technologie** om te absorberen en meteen in te sluiten³²

Artsen vertelden ons dat,* in vergelijking tot hun eerder gebruikte verbanden, ALLEVYN Life Non-Bordered:



- beter exsudaat opnam bij 84% van de patiënten³³
- een betere beheersing van opslagcapaciteit van wondvocht had bij 70% van de patiënten³³
- beter lekkage beheerste bij 64% van de patiënten³³
- beter presteerde bij 65% van de patiënten³³

* In ALNB product proefevaluatie met 29 patiënten versus gebruikelijke verbanden

Uniek ontwerp met vijf lagen, verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen, voor meer comfort voor de patiënt


Ondoorzichtige roze toplaag helpt het binnendringen van bacteriën te voorkomen³⁴

Polyethyleen gaas zorgt voor structuur en stevigheid

Hyper-absorbende fleecelaag met laterale verdeling^{35,36}

Hydrocellulaire ALLEVYN foamlaag

Zacht klevende siliconen wondcontactlaag



ALLEVYN[◇] Life Non-Bordered



Afmetingen	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
5,5 cm x 5,5 cm	10	66801747	16608437
10,5 cm x 10,5 cm	10	66801748	16608445
16 cm x 16 cm	10	66801749	16608453
21 cm x 21 cm	10	66801750	16608461
10 cm x 20 cm Rechthoek	10	66801751	16608488
20 x 50 cm Rechthoek	2	66801752	16608496

ALLEVYN[◊] Ag



Beheerst exsudaat en infectie

ALLEVYN Ag combineert het actieve exsudaat management van ALLEVYN met het veilige gevoel van zilver (SSD):

- Beste vochtmanagement
- Effectief* tegen een brede range pathogenen
- Langdurige en doeltreffende antimicrobiële werking* (7 dagen)
- Silver Sulfadiazine concentratie van 1,99 mg/cm²

* In vitro



Adhesive



Sacrum



Gentle Border




Non-Adhesive



Heel

Werking van zilver op bacteriën

1. maakt proteïnen en enzymen kapot
2. verandert het DNA
3. maakt het celmembran kapot



ALLEVYN Ag Adhesive

Afmetingen		Afmetingen foam	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
7,5 x 7,5 cm		5 x 5 cm	10	66800072	15325385
10 x 10 cm		7,6 x 7,6 cm	10	66800074	15325393
12,5 x 12,5 cm		10 x 10 cm	10	66800076	15325598
17,5 x 17,5 cm		15 x 15 cm	10	66800080	15325601
17 x 17 cm	Sacrum	13,2 x 13,5 cm	10	66800092	15325822
22 x 22 cm	Sacrum	18,5 x 18,1 cm	10	66800095	15325814

ALLEVYN Ag Gentle Border


Afmetingen		Afmetingen foam	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
7,5 x 7,5 cm		5 x 5 cm	10	66800436	15502775
10 x 10 cm		7,6 x 7,6 cm	10	66800437	15502783
12,5 x 12,5 cm		10 x 10 cm	10	66800438	15502791
17,5 x 17,5 cm		15 x 15 cm	10	66800439	15502805

ALLEVYN Ag Non-Adhesive

Afmetingen		Afmetingen foam	Verpakking	Artikelnummer	ZI-nummer
5 x 5 cm		-	10	66800082	15325636
10 x 10 cm		-	10	66800084	15325644
15 x 15 cm		-	10	66800087	15325660
20 x 20 cm		-	10	66800090	15325679
Anatomische vorm	Heel	-	5	66800098	15368572

ALLEVYN[®]

De ultieme wondverzorging



ALLEVYN Gentle Border:
onze meest flexibele

Een uitgebreid assortiment verbanden gericht op de dagelijkse praktijk

- 1 Effectieve wondbehandeling⁷
- 2 Toegankelijk en gericht op de patiënt
- 3 Ontwikkeld voor de kwetsbare huid¹⁰



ALLEVYN Life:
onze meest geavanceerde

Uniek gevormd ontwerp ontwikkeld voor grote prestaties

- 1 Verhoogde draagtijd^{15†}
- 2 Verhoogde efficiëntie van zorg¹⁶
- 3 Verbeterd vertrouwen van de patiënt¹⁵



Closer to zero: ALLEVYN helpt om minder vertragingen bij de genezing van wonden te realiseren

Smith & Nephew Nederland C.V.

Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp
T 020-6543999

www.smith-nephew.nl

◊ Handelsmerk van Smith+Nephew

Alle handelsmerken erkend - NL-NL-10-19-589

Referenties: 1. Stephen-Haynes J et al. The clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. *Journal of Community Nursing* 2013;27(5): 50-59. 2. Stephen-Haynes J et al. Dressing challenging anatomical areas: the ALLEVYN Gentle Border range. *British Journal of Community Nursing*. December 2012 P. 3. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012. 4. Rossington, A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK* 2013;9(4):91-5. 5. Franks PJ & Moffatt CJ. Do clinical and social factors predict quality of life in leg ulceration? *LowER Extremity Wounds* 2006;5(4):236-243. 6. Smith & Nephew geregistreerde gegevens in rapport 0512006. Painter, S. januari 2006. 7. Martini, L et al. Comparison of two dressings in the management of partial-thickness donor sites. *Journal of Wound Care* 1999;8(9):457-60. 8. de Vincentis G, et al. An adhesive hydrocellular dressing in the treatment of paediatric patients with extensive soft tissue trauma. 9. Smith & Nephew geregistreerde gegevens, Technical Justification Summary – AG0013. Keene, G. november 2007. 10. Leak, K et al. Non-comparative in-market evaluation of ALLEVYN Gentle. *Wounds UK* 2010;6(1):41-54. 11. Smith & Nephew geregistreerde gegevens. Walton, G. september 2010. 12. Hurd, T et al. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK* 2009;5(3):32-44. 13. Smith & Nephew geregistreerde gegevens DS/15/025/R. Daubney, L. mei 2016. 14. Smith & Nephew geregistreerde gegevens. Myers, D. oktober 2007. 15. Joy, H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *Journal of Wound Care* 2015;24(7):312-314-7. 16. Simon D and Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK* 2014;10(3):80-87. 17. Callaghan R, et al. Case series evaluation: The use of ALLEVYN Gentle Border Multisite on chronic wounds. *Wounds UK* 2012;8(4). 18. Grothier, L. Gentle foam dressings: interim results of an evaluation of the ALLEVYN range. *British Journal of Nursing* 2009;18(11). 19. Watret, L. Managing diabetic heel lesions with ALLEVYN heel dressing. *The Diabetic Foot* 2000;3(1):21-2. 20. Kurring, P et al. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing* 1994;3(20):1049-53. 21. Stephen Haynes, J. Clinical and financial outcomes with ALLEVYN Gentle Border Lite. *Wounds UK*;2011;7(2):94-100. 22. Vowden, K et al. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing in the management of exuding chronic and acute wounds. Poster gepresenteerd op de EWMA-conferentie 2011. 23. Smith & Nephew Data on File Report DS/09/013/R2. Daubney, L. May 2009. 24. Stephen Haynes, J et al. Clinical evaluation of ALLEVYN Gentle Border Lite within one health trust. *BJN*;2011;20:S36,S38-42. 25. Walton, G. Product Safety Statement 196 ALLEVYN Gentle Border Lite. Smith & Nephew Ltd, Hull 2016. 26. Smith & Nephew geregistreerde gegevens in rapport. DS/10/100/R1. Tompkins, L. augustus 2010. 27. Smith & Nephew geregistreerde gegevens DS/16/061R. Mumby, E. februari 2016. 28. Smith & Nephew geregistreerde gegevens DS/14/303R. Earl, K. april 2016. 29. Smith & Nephew geregistreerde gegevens GMCA-DOF/08. Rossington, A. april 2016. 30. Denyer, J. Wound management for children with epidermolysis bullosa. *Dermatol Clin* 2010;28:257-64, viii-ix. 31. Smith & Nephew R&D Report RD.17.047 – ALLEVYN LIFE Non-Bordered Flexibility and Conformability. 32. Smith & Nephew R&D Report Version 2 RD/17/097V2 – Technical description of dressing mode of action of ALLEVYN LIFE Non-Bordered. 33. Smith & Nephew Data on File 171103;10_20-22 Pilot study data summary. 34. Smith & Nephew Data on File 1611018 Bacterial barrier testing of ALLEVYN LIFE Non-Bordered using modified wet-dry conditions. 35. Smith & Nephew Data on File DS/16/328/R V2 ALLEVYN LIFE Non-Bordered physical testing. 36. Smith & Nephew Data on File DS/16/470/R ALLEVYN LIFE Non-Bordered horizontal wound model. 37. Smith & Nephew 2019. Nieuwe ALLEVYN GENTLE met siliconen wondcontactlaag - fysieke eigenschappen. Intern rapport. RD/19/083/V2. 38. Smith & Nephew 2019. Project Peridot (ALLEVYN GENTLE V2 met Alston Silicone WCL) niet-gespecificeerde fysieke test voor verificatie. Intern rapport. DS/19/058/R. 39. Smith & Nephew 2019. Vrijwillige test van AWM-producteigenschappen. Intern rapport. EO.AWM.PCSgen.005.v1. 40. Smith & Nephew 2019. ALLEVYN GENTLE 2 vs ALLEVYN GENTLE – horizontaal wondmodel bij gebruik van viskeuze SWF met een stroomsnelheid die vergelijkbaar is met die van wonden met matige exsudatie. Intern rapport. DS/19/054/R. 41. Raffler L, Reynolds T, Raffler M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK*. 2016;12(2):70-78. 42. Carter J. The use of a silicone adhesive dressing (ALLEVYN GENTLE BORDER) on a patient with extremely fragile skin. Paper gepresenteerd tijdens: *Wounds UK*; 2008; Harrogate, UK. 43. Vowden K. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing* in the management of exuding chronic and acute wounds. Paper gepresenteerd tijdens: EWMA; 2011; Brussel. 44. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN GENTLE BORDER. *Wounds UK*. 2009;5(3):32-44. 45. Benbow M. Exploring the concept of moist wound healing and its application in practice. *British Journal of Nursing*. 2008;17 (Tissue Viability Supplement) (15):54 -516. 46. Smith & Nephew 2014. Een open, prospectieve, gerandomiseerde vrijwillige test ter beoordeling van de fixatiekwaliteiten van 4 non-bordered siliconen foamverbanden onder secundaire fixatie. Intern rapport. VTR/HVTO79/ST965. 47. Smith & Nephew 2019. ALLEVYN GENTLE 2 – 7-daagse horizontale wondmodeltest aan de hand van paardenserm met een stroomsnelheid die vergelijkbaar is met die van wonden met een sterke exsudatie. Intern rapport. DS/19/051/R. 48. Smith & Nephew 2019. ALLEVYN GENTLE 2 – 7-daagse horizontale wondmodeltest aan de hand van paardenserm met een stroomsnelheid die vergelijkbaar is met die van wonden met een matige exsudatie. Intern rapport. DS/19/052/R. 49. Smith & Nephew 2019. Gebruik van gegevens voor Moisture Vapour Permeability (MVP) en Moisture Vapour Transmission Rate* (MVTR) ter ondersteuning van ALLEVYN GENTLE (Project Peridot) voor een vochtig wondmilieu dat de genezing optimaal bevordert. Intern rapport. EO.AWM.PCS263.001.v1. † On average based on a reduction in frequency of dressing change visits in a UK product evaluation (N=37)