

キュティフィルム[◇] EX
キュティポア[◇] プラス
キュティポア[◇]
キュティプラスト[◇] ステライル

 **smith&nephew**
CUTIFILM[◇] EX
CUTIPOR[◇] PLUS
CUTIPOR[◇]
CUTIPLAST[◇] STERILE

キュティシリーズは、様々な創に対応できる

透明フィルム

防水性

バクテリアバリア機能

キュティフィルム[◇] EX

創傷治癒のためのトランスペアレント ドレッシングです。



- ・ポリウレタンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した滅菌済のドレッシング材です。
- ・創傷部からの滲出液により湿潤状態を保ち、創傷部が治癒するための最適な環境を作り、疼痛を軽減します。
- ・外部からの細菌の侵入を防ぎます。
- ・治癒期間中、貼付したままで創傷部の状態が観察できるので、ドレッシングの交換が少なくて済み経済的です。
- ・貼付したままでのシャワー浴が可能です。

防水性

バクテリアバリア機能

パッド付き

キュティポア[◇] プラス

ポリウレタンフィルムと非固着性の吸収パッドを組み合わせた吸収パッド付トランスペアレントドレッシングです。



- ・水を通さないので、貼付したままでのシャワー浴が可能です。
- ・バクテリアを通さないので、感染の危険性を減らします。
- ・透明フィルムを通してパッドへの滲出液の吸収状態が観察できます。
- ・吸収性にすぐれたパッドなので、ドレッシングの交換回数が減ります。
- ・非固着性吸収パッドを使用している為、創面に固着しにくく、ドレッシング交換時の疼痛を緩和します。

サイズバリエーションを取り揃えています。

撥水性

不織布

パッド付き

キュティポア[◇]

不織布を使用した吸収パッド付の救急絆創膏です。



- ・撥水性がある救急絆創膏です。
- ・通気性があり、皮膚呼吸や発汗を妨げず、皮膚のむれを防ぎます。
- ・非固着性吸収パッドを使用している為、創面に固着しにくく、ドレッシング交換時の疼痛を緩和します。

通気性

パッド付き

キュティプラスト[◇] ステライル

通気性を高めた吸収パッド付の救急絆創膏です。



- ・通気性があり、皮膚呼吸や発汗を妨げず、皮膚のむれを防ぎます。
- ・非固着性吸収パッドを使用している為、創面に固着しにくく、ドレッシング交換時の疼痛を緩和します。

キュティフィルム[◇]EX

製品番号	製品サイズ	入数/箱
3726120245	40×50 mm	100枚
3726120246	50×75 mm	100枚
3726120247	75×100 mm	100枚
3726120248	100×140 mm	50枚
3726120249	100×250 mm	20枚
3726120250	150×200 mm	10枚

管理医療機器
粘着性透明創傷被覆・保護材
JMDNコード：17428000
承認番号：21500BZZ00696000
EOG 滅菌済

キュティポア[◇]プラス

製品番号	製品サイズ (パッドサイズ)	入数/箱
3726120140	50×75 (27×40) mm	50枚
3726120141	80×100 (40×65) mm	25枚
3726120142	80×150 (40×110) mm	25枚
3726120143	100×125 (55×85) mm	25枚
3726120144	100×200 (55×160) mm	25枚
3726120157	100×300 (55×240) mm	25枚
3726120158	φ75 (27×27) mm	25枚
3726120159	100×125 (27×27) mm	25枚

一般医療機器
救急絆創膏
JMDNコード：34864000
届出番号：37B2X10003000009
EOG 滅菌済

キュティポア[◇]

製品番号	製品サイズ (パッドサイズ)	入数/箱
3726150372	50×72 (27×40) mm	100枚
3726150373	60×100 (27×60) mm	50枚
3726150374	80×100 (40×60) mm	50枚
3726150375	100×160 (55×100) mm	50枚
3726150376	100×250 (55×200) mm	50枚

一般医療機器
救急絆創膏
JMDNコード：34864000
届出番号：37B2X10003000015
EOG 滅菌済

キュティプラスト[◇]ステライル

製品番号	製品サイズ (パッドサイズ)	入数/箱
3726120009	50×72 (27×40) mm	50枚
3726120010	60×100 (30×60) mm	50枚
3726120011	100×125 (55×85) mm	50枚
3726120012	100×160 (50×100) mm	50枚
3726120013	100×200 (55×260) mm	50枚

一般医療機器
救急絆創膏
JMDNコード：34864000
届出番号：37B2X10003000008
EOG 滅菌済

販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

製造販売元

新タック化成株式会社

香川県三豊市豊中町上高野七尾4148番地

◇ Trademark of Smith & Nephew.
© 2012-2017 Smith & Nephew KK