

# + 快適さを追求した創傷被覆材

追従性の高い薄さとやわらかさ  
優れた通気性

## Smith+Nephew

SOFT FOAM DRESSING

### ソフトフォーム ドレッシング



**薄くてやわらかい素材**

約2mm厚のポリウレタンフォームドレッシング



**蒸れにくい使用感**

トップフィルムがなく通気性が高い



**様々な用途に適用**


カットして使える大判サイズ  
(15×30cm)



# ソフトフォーム ドレッシング

必要に応じてカットしてご使用ください。

透明フィルムを剥がしやすくするために、左右2か所に切込みが入っています。



製品番号	サイズ(cm)	保険算定面積(cm <sup>2</sup> )	枚/箱
33000137	15×30	15×30	10

認証番号:303ADBZX00025000 管理医療機器(クラスII)  
局所管理フォーム状創傷被覆・保護材 JMDNコード:11323002 EOG滅菌

## ■ 保険適用

種類: 特定保険医療材料  
機能区分: (1)真皮に至る創傷用  
分野番号/名: 在008/ 医101/ 調012 皮膚欠損用創傷被覆材

## ■ 警告

適用対象(患者): 明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。  
[感染を悪化するおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。]

## ■ 禁忌・禁止

使用方法: 再使用禁止

## ■ 使用目的又は効果

創部の保護及び治癒の促進に用いること(真皮を越える創傷に用いるものを除く)。

※詳細は添付文書をご参照ください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL. 03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755  
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652  
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916  
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420  
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993  
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325  
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/ja-jp>

◇Trademark of Smith+Nephew

© 2022 Smith+Nephew

販売店