

+ ALLEVYN[®] LIFE skumbandasje

Ytelse du kan stole på,
som sparer tid og penger¹⁻³



Smith+Nephew

ALLEVYN[®] LIFE
Skumbandasje

www.smith-nephew.com/allevyn

EKSUDATNIVÅ		PRIMÆRE INDIKASJONER		
				
MODERAT TIL HØY ABSORBERINGSEVNE		BENSÅR	TRYKKSÅR	KIRURGISKE SÅR
DIABETISKE FOTSÅR		FØRSTE- OG ANNENGRADS FORBRENNINGER	DONORSTEDER HUDAVSK- RAPNINGER	KREFTSÅR
ANDRE INDIKASJONER				

Kan brukes sammen med **INTRASITE[®] GEL** for nekrotiske sår
eller sår med fibrinbelegg.

Med unikt, kroppstilpasset design, brede kanter og fleksible lag^{1,4,5} kan **ALLEVYN[®] LIFE**-bandasjer hjelpe pasientene med å leve sine liv^{2,4,6}.

Funksjoner og fordeler

ALLEVYN-serien: Absorberende, beskyttende og skånsom

ALLEVYN-skumbandasjene er **absorberende, beskyttende og skånsomme**, og gjør det du forventer av en bandasje, og mer.



Absorberende⁷⁻⁹
Den hydrocellulære skumkjernen **balanserer absorpsjon og retensjon på en innovativ måte** for å skape et fuktig sårtilhelingsmiljø^{4,10-13} med minimal risiko for maserasjon^{4,10-12}.



Beskyttende^{7,14}
Den pustende, vannette⁷⁻⁹ filmen på overflaten **utgjør en bakteriebarriere¹⁵** så lenge bandasjen holdes intakt.



Skånsomt silikonlim^{11,12}
De skånsomme sårkontaktklebemidlene er **enkle å påføre og fjerne^{5,12,13,16}**, og har vist seg å **minimere smerte og traume** under bandasjeskift og hudinspeksjon^{10,11}.

ALLEVYN LIFE



EXUMASK[®]-indikator for bandasjeskift
Minimerer det visuelle inntrykket av absorbert eksudat^{2,5}. Fungerer som en indikator for når du skal skifte bandasjen, noe som bidrar til å **minimere klinisk unødvendig skift^{2,5}**.



EXULOCK[®] avansert innkapslingsteknologi
Absorberer eksudat og sprer det lateralt over bandasjen for å utnytte hele bandasjeområdet^{2,4,17}. **Låser inne eksudat** og bidrar til å forhindre lekkasje^{2,4,17} og **begrense odør fra såret^{2,4,6}**.



Unike former og brede kanter
Unike firkløverformer, hæl- og sakralformer med brede kanter designet for å **passe bedre til konturene til menneskekroppen^{1,4,6}**.



Ytelse du kan stole på, som sparer tid og penger¹⁻³
Gir høy pasienttilfredshet og sparer tid gjennom **færre bandasjeskift^{*1,2}**.

*Sammenlignet med standardbandasjer.



Detaljert produktinformasjon, inkludert indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, forholdsregler og advarsler finner du ved å lese bruksanvisningen for produktet før bruk.

ALLEVYN[®] LIFE-serien



ALLEVYN[®] LIFE
Skumbandasje



ALLEVYN[®] LIFE
Skumbandasje for hæl



ALLEVYN[®] LIFE
Skumbandasje for sacrum

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	10
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	10
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10
66801070	21 cm x 21 cm	10
66801304	Hæl 25 cm x 25,2 cm	5
66801306	Sacrum liten 17,2 cm x 17,5 cm	10
66801307	Sacrum stor 21,6 cm x 23 cm	10



Referanser: **1.** Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *J Wound Care*. 2015;24(7):312, 314–317. **2.** Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and Economic Impact of Wound Care Using a Polyurethane Foam Multilayer Dressing. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23–30. **3.** Allen D, Saunders C, Tiskowitz K. Reduced weekly dressing changes with a five-layer foam dressing* compared with other previously used dressings in wounds of mixed aetiology: Results of a systematic literature review and meta-analysis of clinical studies. Paper presented at: SAWC; 2022; Las Vegas. **4.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95. **5.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80–87. **6.** S+N Data on File. Odour reducing properties of ALLEVYN LIFE. Internal Report. DS/12/127/DOF. 2012. **7.** S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **8.** S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. **9.** S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. **10.** Leonard S, McCluskey P, Long S, et al. An evaluation of ALLEVYN ADHESIVE and NON-ADHESIVE Foam Dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17–28. **11.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. **12.** S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. **13.** White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. *Wounds UK*. 2007;3(4):122–127. **14.** Forni C, Gazineo D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk in-patients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*. 2022;127:104172. **15.** S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD.AWM.23.032. **16.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50–59. **17.** S+N Data on File. Wound Model Testing of New ALLEVYN Life Gen2 wcl Dressing using Horse Serum at a Flow Rate Modelling that of a Moderately Exuding Wound. DS/14/303/R. 2016. **18.** S+N 2022. Methodology for the reduction in packaging material of ALLEVYN[®] bordered dressings. Internal Report. CSD.AWM.22.045.