

+ ALLEVYN[◇]NON-ADHESIVE

Medicazione non adesiva e con margini saldati

Riduce al minimo il dolore e il trauma sulla cute delicata al momento della rimozione¹⁻³



Smith+Nephew

ALLEVYN[◇] NON-ADHESIVE

Medicazione in schiuma di poliuretano

www.smith-nephew.com/allevyn



Ci siamo impegnati a ridurre l'utilizzo della carta. Scannerizza il QR code per scaricare altri contenuti in formato digitale.



**Meno spreco
+ più cura**

Le medicazioni **ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE**, dotate di forme specifiche e di uno strato non aderente a contatto con la ferita, sono pensate per migliorare il comfort dei pazienti con cute delicata.¹⁻⁵

Caratteristiche e vantaggi



Assorbente⁶⁻⁸

La schiuma idrocellulare bilancia in modo innovativo l'assorbimento e la ritenzione per creare un ambiente umido per la guarigione delle ferite^{1,9-12} minimizzando il rischio di macerazione.^{1,9-11}



Protettivo^{6,13}

Lo strato esterno traspirante e impermeabile⁶⁻⁸ funge da barriera batterica¹⁴



Delicato^{9,10}

La medicazione è facile da applicare e rimuovere^{1,11,15,16}. Inoltre, è stato dimostrato che questo adesivo minimizza il dolore e i traumi durante i cambi di medicazione e l'ispezione della cute.^{1,9}




Non aderente

- Adatto per cute fragile^{1,2,4}
- Può essere utilizzato con bendaggi compressivi, trattenendo i fluidi anche sotto compressione^{17,18}



Versione disponibile per il tallone

Facilita la conformità all'area del tallone.¹⁹



Versione disponibile per tracheostomia

- L'apertura a 'foro' permette l'uso con una cannula tracheostomica o altri tubi di drenaggio²⁰
- Disponibile per uso pediatrico



Ritagliabile^{*19}

Può essere tagliato per adattarsi ad aree difficili.^{5,21}

*Il taglio compromette le proprietà di barriera batterica della medicazione.

www.smith-nephew.com/italia

www.smith-nephew.com/education

Indicazioni d'uso

- Gestione per seconda intenzione di ferite acute e croniche a spessore totale o parziale, granuleggianti ed essudanti, come ad esempio: ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico, ulcere oncologiche, ferite chirurgiche, ustioni di primo e secondo grado, siti di prelievo per innesto cutaneo e ulcere iperproliferanti
- ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE può essere utilizzato su ferite infette. Qualora il prodotto venga usato su lesioni infette, le ferite devono essere trattate osservando il protocollo clinico locale.
- ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE può essere usato sotto bendaggi compressivi, e può essere utilizzato in combinazione con INTRASITE[®] GEL per il trattamento delle ferite necrotiche o con slough.

Medicazioni ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE

Codice S+ N	Misura	Unità
66800024	5cm x 5cm	10
66800022	10cm x 10cm	10
66800020	10cm x 20cm	10
66007670	15cm x 15cm	10
66800023	20cm x 20cm	10
66000663	40cm x 70cm	2
66800021	Heel	5
66007640	Tracheostomy 9cm x 9cm	10

Scannerizza il QR code per maggiori informazioni



I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati perché la loro disponibilità è soggetta alle normative e/o alle pratiche mediche dei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Smith+Nephew nella vostra località, contattate il vostro rappresentante o distributore Smith+Nephew. Per informazioni dettagliate sul prodotto, comprese le indicazioni per l'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, si prega di consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) applicabili al prodotto prima dell'uso.

Referenze: 1. Leonard S, McCluskey P, Long S, et al. An evaluation of Allevyn Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17-28. 2. S+N 2006. A prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of ALLEVYN Non-Adhesive wound dressings. Internal Report. CER/CE/022/ANA. 3. S+N 2008. An evaluation of the use of ALLEVYN Adhesive and ALLEVYN Non-Adhesive dressings. Internal Report. SR/CINE/003. 4. Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing* 1994;3(20):1049-1050, 1052-1043. 5. Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224-228. 6. S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 7. S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. 8. S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. 9. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;3(3):32-44. 10. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. 11. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91-95. 12. White R, Hartwell S, Brown, S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. *Wounds UK*. 2007; 3(4):122-127. 13. Forni C, Gazineo D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk in-patients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*. 2022;127:104172. 14. S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD. AWM.23.032. 15. S+N 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 16. S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life. Internal Report. (HVT080) GMCA-DOF/08. 17. S+N 2018. Project Peridot Testing - ALLEVYN Non-Adhesive dressings. Internal Report. DS/18/264/R. 18. Franks PJ, Moody M, Motatt CJ, et al. Randomised Trial of Two Foam Dressings in the Management of Chronic Venous Ulceration. *Wound Repair and Regeneration*. 2007;15(2):197-202. 19. S+N 2022. ALLEVYN Non-Adhesive (Inc. ALLEVYN Heel) Design Verification of Usability. Internal Report. W/02/119/B/R3. 20. S+N 2020. Verification testing of simulated use of ALLEVYN Tracheostomy. Internal Report. W/02/119/R1. 21. S+N 2015. Cutting of ALLEVYN Variants Internal Report DS/14/318/R.