


+ Stability redefined In black and white

Smith+Nephew


OR30[◇]

Dual Mobility with
OXINIUM[◇] DH Technology

Ordering Information



Ordering Information



OR30° デュアルモビリティ ライナー

カタログ番号	名称	規格
7135-8201	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 36/48
7135-8202	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 38/50
7135-8203	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 40/52
7135-8204	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 42/54
7135-8205	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 44/56
7135-8206	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 44/58
7135-8207	OR30 デュアルモビリティ ライナー	オキシニウム 46/60



OR30 デュアルモビリティ インサート

カタログ番号	名称	規格
7135-8213	OR30 デュアルモビリティ インサート	XLPE 22/36
7135-8214	OR30 デュアルモビリティ インサート	XLPE 22/38
7135-8216	OR30 デュアルモビリティ インサート	XLPE 22/40
7135-8218	OR30 デュアルモビリティ インサート	XLPE 28/42
7135-8219	OR30 デュアルモビリティ インサート	XLPE 28/44
7135-8221	OR30 デュアルモビリティ インサート	XLPE 28/46

OR30 - R3° liner compatibility

Shell Size		48	50	52	54	56	58	60
Insert ID	XLPE Insert OD							
	22mm	●						
	+0,4,8mm		●					
				●				
	28mm				●			
	-3,+0,4,8mm					●	●	
								●

*スカート付ヘッドは使用不可

*62mm以上のShellサイズについては担当営業にお問い合わせください。

*22mm+8mmのヘッドの使用は推奨しません。

販売名：OR30 Dual Mobility ヒップ システム

承認番号：30300BZX00135000

販売名：オキシニウム フェモラル ヘッド

承認番号：22200BZX00645000

販売名：R3 カップ システム

承認番号：22500BZX00170000

スミス・アンド・ネフュー株式会社 オーソペディックス事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8001

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

°Trademark of Smith+Nephew

© 2022 Smith+Nephew

202206-2
cat2_or3o_v2