

お客様各位

「ハイドロ ジェントルエイド」 新発売のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度救急絆創膏「ハイドロ ジェントルエイド」を新たに発売開始することになりましたので謹んでご案内申し上げます。詳細につきましては下記の通りとなっておりますので、ご用命の程何卒宜しくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品への倍旧のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■製品情報詳細：

販売名： ハイドロ ジェントルエイド
届出番号： 13B1X10222WC0016
一般医療機器 救急絆創膏（JMDNコード：34864000）

■受注に関して：

受注開始日： 2019年4月15日（月）

- EDI注文の場合：10:30 までのご注文⇒当日出荷
- FAX注文の場合：12:30 までのご注文⇒翌営業日出荷

■製品名： 「ハイドロ ジェントルエイド」

製品番号	サイズ	パッド サイズ	入数 /箱 (枚)	標準価格 /箱 (円)	JAN コード
66800833	5×5cm	3×3cm	10	1,590	4582111156471
66800834	7.5×7.5cm	5×5cm	10	1,950	4582111156488
66800835	10×10cm	7.5×7.5cm	10	2,400	4582111156501
66800840	15×15cm	12.5×12.5cm	10	5,390	4582111156518
66800836	5.5×12cm	3×9.5cm	10	2,330	4582111156495
66800837	8×15cm	5.5×12.5cm	10	3,570	4582111156525
66801012	10×20cm	7.2×17.2cm	10	4,340	4582111156532

■製品特徴： 「絆創膏にワンランク上のやさしさを」



- 肌を優しく守る：クッション性に優れたふんわりパッドが肌によくなじみ、傷を守ります。
- 肌に優しい：シリコーン粘着剤がソフトに肌に密着し、剥がす時の痛みを軽減します。敏感肌にも優しい低アレルギー粘着剤です。
- 防水仕様：水仕事やシャワー浴でも剥がれにくい防水フィルムを採用しました。
- 最長7日間：ポリウレタンフォームが滲出液を吸収し、最長で7日間継続して使用できます。

次頁へ続く

■箱、パッケージのデザイン

<p>化粧箱 (表)</p>		<p>化粧箱 (裏)</p>	
<p>パッケージ (表)</p>		<p>パッケージ (裏)</p>	

以上

問い合わせ先：
 スミス・アンド・ネフュー株式会社
 ウンドマネジメント事業部
 マーケティング部 TEL 03-5403-8930

◇はスミス・アンド・ネフューの登録商標です。