



PERI-LOC[◇] Ti ロッキングプレートシステム

- ① 上腕骨近位
- ② 上腕骨遠位
- ③ 肘頭
- ④ 橈骨遠位
- ⑤ 大腿骨遠位
- ⑥ 脛骨近位
- ⑦ 脛骨遠位



- ① ヒューメラルロッキングプレート プロキシマルヒューメラル
- ②-1 ヒューメラルロッキングプレート ディスタルヒューメラスMED
- ②-2 ヒューメラルロッキングプレート ディスタルヒューメラスLAT
- ②-3 ヒューメラルロッキングプレート ディスタルヒューメラスPOS
- ③ オレクラノンロッキングプレート
- ④-1 VDR ロッキングプレート WIDE
- ④-2 VDR ロッキングプレート STD
- ⑤ ラテラルロッキングプレート ディスタルフェモラル
- ⑥-1 ラテラルロッキングプレート プロキシマルティビア4.5
- ⑥-2 ラテラルロッキングプレート プロキシマルティビア3.5
- ⑥-3 ラテラルロッキングプレート プロキシマルティビアバッドレス
- ⑦-1 ラテラルロッキングプレート アンテリアディスタルティビアS
- ⑦-2 ラテラルロッキングプレート アンテリアディスタルティビア
- ⑦-3 メディアルロッキングプレート

左右共通プレート



プレートカラーコード



PERI-LOC Ti スクリューチャート

スクリュー	ロッキングスクリュー φ5.7mm (オプション品)	コーティカル ロッキング スクリュー φ4.5mm	コーティカル スクリュー φ4.5mm	キャンセラス スクリュー φ6.5mm (オプション品)	コーティカル ロッキング スクリュー φ3.5mm	コーティカル スクリュー φ3.5mm	キャンセラス スクリュー φ4.0mm (オプション品)	キャンセラススクリュー φ4.0mmフルスレッド (オプション品)
サイズ	20~90mm 各5mm刻み	14~80mm 各2mm 刻み、85、90mm	14~80mm 各2mm 刻み、85、90mm	50~90mm 各5mm刻み	10~40mm 各2mm 刻み、45~80mm 各5mm刻み	10~40mm 各2mm 刻み、45~80mm 各5mm刻み	10~30mm 各2mm 刻み、35~80mm 各5mm刻み	10~40mm 各2mm 刻み、45~80mm 各5mm刻み
ロッキング	○	○	-	-	○	-	-	-
中空	○	-	-	-	-	-	-	-
ガイドピン	2.0mm	-	-	-	-	-	-	-
ドリル径	φ4.5mm (イエロー)	φ3.5mm (レッド)			φ2.7mm (オレンジ)			
カラーコード	Yellow	Red			Orange			
ドリルガイド								
ドライバー	3.5mm HEX	T25			T20			
トルクリミッター	ラージ	ラージ	-	-	スモール	-	-	-
使用プレート								

スクリュー	コーティカル ロッキング スクリュー φ2.7mm	コーティカル スクリュー φ2.7mm	コーティカル ロッキング スクリュー φ2.5mm	コーティカル スクリュー φ2.5mm
サイズ	10~40mm 各2mm 刻み、45、50mm	14~40mm 各2mm 刻み、45、50mm	10~30mm 各2mm刻み	10~30mm 各2mm刻み
ロッキング	○	-	○	-
中空	-	-	-	-
ガイドピン	-	-	-	-
ドリル径	φ2.0mm (ブルー)			
カラーコード	Blue			
ドリルガイド				
ドライバー	T15		T7	
トルクリミッター	スモール	-	-	-
使用プレート				



PERI-LOC® Ti ロッキングプレートシステム早見表

【上肢プレート】

① PERI-LOC Ti ヒューメラルロッキングプレート プロキシマルヒューメラル

上腕骨近位用

カタログ番号	規格
7186-1403	L 3H 89mm
7186-1405	L 5H 115mm
7186-1303	R 3H 89mm
7186-1305	R 5H 115mm



② PERI-LOC Ti ヒューメラルロッキングプレート ディスタルヒューメラスPOS

上腕骨遠位 後外側用

カタログ番号	規格
7186-2605	L 5H 80mm
7186-2607	L 7H 107mm
7186-2609	L 9H 132mm
7186-2705	R 5H 80mm
7186-2707	R 7H 107mm
7186-2709	R 9H 132mm



② PERI-LOC Ti ヒューメラルロッキングプレート ディスタルヒューメラスMED

上腕骨遠位 内側用

カタログ番号	規格
7186-1905	L 5H 79mm
7186-1907	L 7H 103mm
7186-1909	L 9H 127mm
7186-1911	L 11H 151mm
7186-1805	R 5H 79mm
7186-1807	R 7H 103mm
7186-1809	R 9H 127mm
7186-1811	R 11H 151mm



③ PERI-LOC Ti オレクラノンロッキングプレート 肘頭用

カタログ番号	規格
7186-2904	L 4H 56mm
7186-2906	L 6H 81mm
7186-2908	L 8H 107mm
7186-3904	R 4H 56mm
7186-3906	R 6H 81mm
7186-3908	R 8H 107mm



② PERI-LOC Ti ヒューメラルロッキングプレート ディスタルヒューメラスLAT

上腕骨遠位 外側用

カタログ番号	規格
7186-2405	L 5H 77mm
7186-2407	L 7H 102mm
7186-2409	L 9H 128mm
7186-2411	L 11H 153mm
7186-2505	R 5H 77mm
7186-2507	R 7H 102mm
7186-2509	R 9H 128mm
7186-2511	R 11H 153mm



④ PERI-LOC Ti VDR ロッキングプレート 橈骨遠位用

カタログ番号	規格
7186-3110	STD L 3H 62mm
7186-3114	STD R 3H 62mm
7186-3118	WIDE L 3H 62mm
7186-3122	WIDE R 3H 62mm



【共通プレート】

PERI-LOC Ti ロッキングプレート コンプレッション ラージ

カタログ番号	規格
7186-9304	4H 79mm
7186-9306	6H 115mm
7186-9308	8H 151mm
7186-9310	10H 187mm
7186-9312	12H 223mm



PERI-LOC Ti リコンストラクションプレート

カタログ番号	規格
7186-2604	4H 51mm
7186-2606	6H 75mm
7186-2608	8H 99mm
7186-2610	10H 123mm
7186-2612	12H 147mm
7186-2614	14H 171mm




PERI-LOC Ti ロッキングプレート コンプレッション スモール

カタログ番号	規格
7186-9704	4H 64mm
7186-9706	6H 93mm
7186-9708	8H 122mm
7186-9710	10H 151mm
7186-9712	12H 180mm
7186-9714	14H 209mm



PERI-LOC Ti ロッキングプレート チューブラー

カタログ番号	規格
7186-9004	4H 54mm
7186-9006	6H 79mm
7186-9008	8H 104mm
7186-9010	10H 130mm
7186-9012	12H 155mm



【下肢プレート】

⑤ PERI-LOC Ti ラテラルロッキングプレート ディスタルフェモラル

大腿骨遠位用

カタログ番号	規格
7186-0006	L 6H 155mm
7186-0008	L 8H 193mm
7186-0010	L 10H 230mm
7186-0013	L 13H 286mm
7186-0106	R 6H 155mm
7186-0108	R 8H 193mm
7186-0110	R 10H 230mm
7186-0113	R 13H 286mm



⑦ PERI-LOC Ti メディアルロッキングプレート 脛骨遠位 内側用

カタログ番号	規格
7186-1006	L 6H 135mm
7186-1008	L 8H 160mm
7186-1010	L 10H 186mm
7186-1013	L 13H 224mm
7186-1106	R 6H 135mm
7186-1108	R 8H 160mm
7186-1110	R 10H 186mm
7186-1113	R 13H 224mm



⑥ PERI-LOC Ti ラテラルロッキングプレート プロキシマルティビア 3.5

脛骨近位用：スモール

カタログ番号	規格
7186-0404	L 4H 73mm
7186-0406	L 6H 98mm
7186-0408	L 8H 123mm
7186-0410	L 10H 149mm
7186-0504	R 4H 73mm
7186-0506	R 6H 98mm
7186-0508	R 8H 123mm
7186-0510	R 10H 149mm



⑦ PERI-LOC Ti ラテラルロッキングプレート アンテリアディスタルティビア S

脛骨遠位 前外側用

カタログ番号	規格
7186-0804	L 4H 72mm
7186-0806	L 6H 98mm
7186-0808	L 8H 123mm
7186-0810	L 10H 148mm
7186-0813	L 13H 186mm
7186-0904	R 4H 72mm
7186-0906	R 6H 98mm
7186-0908	R 8H 123mm
7186-0910	R 10H 148mm
7186-0913	R 13H 186mm



⑥ PERI-LOC Ti ラテラルロッキングプレート プロキシマルティビア 4.5

脛骨近位用：ラージ

カタログ番号	規格
7186-0204	L 4H 90mm
7186-0206	L 6H 126mm
7186-0208	L 8H 162mm
7186-0210	L 10H 198mm
7186-0304	R 4H 90mm
7186-0306	R 6H 126mm
7186-0308	R 8H 162mm
7186-0310	R 10H 198mm



⑦ PERI-LOC Ti ラテラルロッキングプレート アンテリアディスタルティビア

脛骨遠位 前外側用

カタログ番号	規格
7186-0604	L 4H 72mm
7186-0606	L 6H 98mm
7186-0608	L 8H 123mm
7186-0610	L 10H 148mm
7186-0613	L 13H 186mm
7186-0704	R 4H 72mm
7186-0706	R 6H 98mm
7186-0708	R 8H 123mm
7186-0710	R 10H 148mm
7186-0713	R 13H 186mm



⑥ PERI-LOC Ti ラテラルロッキングプレート プロキシマルティビアパットレス

脛骨近位用：スモール

カタログ番号	規格
7186-6204	L 4H 73mm
7186-6206	L 6H 98mm
7186-6208	L 8H 124mm
7186-6210	L 10H 149mm
7186-7204	R 4H 73mm
7186-7206	R 6H 98mm
7186-7208	R 8H 124mm
7186-7210	R 10H 149mm



※オプションサイズまたは表示されていないサイズについては、別冊弊社担当営業にお問い合わせください。

スミス・アンド・ネフュー株式会社
オーソペディックス事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8001
http://www.smith-nephew.com/japan/

®Trademark of Smith & Nephew.
©2013-2017 Smith & Nephew KK

販売名：PERI-LOC Ti ロッキングプレートシステム LE
承認番号：22200BZX00765000
販売名：PERI-LOC Ti ロッキングプレートシステム GE
承認番号：22200BZX00766000
販売名：PERI-LOC Ti ロッキングプレートシステム RECON
承認番号：22200BZX00767000
販売名：PERI-LOC Ti ロッキングプレートシステム UE
承認番号：22200BZX00768000
販売名：PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械
届出番号：13B1X102220T0012

販売名：PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械 (1)
届出番号：13B1X102220T0014
販売名：PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械 (2)
届出番号：13B1X102220T0015
販売名：PERI-LOC Ti プレーティングシステム用手術器械
届出番号：13B1X102220T0013
販売名：PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械 (滅菌)
承認番号：22100BZX00792000