


Reach more
+ repair more

FLEXcited!!

FAST-FIX[◇] FLEX
Meniscal Repair System



Smith+Nephew

Reach more, repair more

FAST-FIX[®] FLEX は、ニードル・シャフトの 2 か所を FLEXIBLE に曲げられるため、半月板の広範囲へアクセスを可能にし、前方への修復範囲を拡大させます。^{*1-3}

+ Reliability^{*1-3}

インプラント留置の際の「見て、聞いて、感じる」Feedbackは信頼性を向上

アジャスタブル デプスリミッター
12mm, 16mm, 20mmの3段階で設定可能

+ Operability

アンカー留置の操作距離を従来品より短縮し片手での操作が容易

+ Flexibility

2か所を曲げることが可能

スーチャー
2-0ウルトラブレイド

+ Simplicity

アジャスタブル デプスリミッターがニードル先端を保護し関節内へのアプローチが容易

カーブ

リバースカーブ

+ Comprehensive

カーブ用・リバースカーブ用の専用ベンディングツールが付属

Ordering information

FAST-FIX[®] FLEX

製品番号	製品名
72205324	FAST-FIX FLEX カーブ
72205325	FAST-FIX FLEX リバースカーブ
CTX-C001	NOVOCUT スーチャーマネージャー



スミス・アンド・ネフュー株式会社 スポーツメディスン事業部
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 TEL. 03-5403-8825

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

†Trademark of Smith+Nephew.

©2021 Smith+Nephew KK

References

1. Smith+Nephew 2021.Validation, FAST-FIX FLEX. Internal Report. 15010267 Rev A. 2. Smith+Nephew 2021.Validation, FAST-FIX FLEX. Attachment B. Internal Report. 15010267 Rev A.
3. Smith+Nephew 2021.FAST-FIX FLEX- Surgeon Surveys. Internal Memo.

承認番号：30300BZX00215000
販売名：FAST-FIX FLEX 半月板縫合システム
認証番号：303ADBZX00053000
販売名：NOVOCUT スーチャーマネージャー