

Klare Verhältnisse



Einfache Handhabung – Konstante Leistung

Das DYONICS[°] 25 Fluid Management System von Smith & Nephew ist eine leicht zu bedienende Pumpe mit hoher Durchflussmenge und konstanter Leistung für alle arthroskopischen Anwendungen.

Leicht einzurichten und anzuwenden

- Keine Kalibrierung erforderlich
- Einfach die Schlauchkassette einführen, die Kanülengröße auswählen und START drücken

Hohe Durchflussmenge und konstante Leistung

- Durchflussraten von bis zu 2,5 Liter/Minute
- Hält den Druck im Gelenk stabil und sorgt für klare Sichtverhältnisse im Gelenk

Mehrere Schlauchoptionen

- Eine Vielzahl von Schlauchoptionen sind erhältlich, einschließlich Tagesschlauch-Set, sodass Sie die kosteneffektivste Lösung für Ihre Einrichtung wählen können.



Tages- und Patientenschlauch-Set



Bestellinformation

Artikel **Beschreibung**

7211004	Einmalschlauch Inflow
7211005	Einmalschlauch Inflow/Outflow
7211006	Einmalschlauch Inflow/Outflow getrennt
7211007	Tagesschlauch-Set
7211008	Patientenschlauch-Set
7211009	Einmaladapter Luer/Colder
7211012	Autoklavierbare Fernbedienung mit Kabel
7211013	DYONICS 25 Fluid Management Pumpe

Smith & Nephew DYONICS 25 Control Unit Set (länderspezifisch)
Enthält: DYONICS 25-Steuergerät, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Shaver-Schnittstellen-Kabel, Biomed-Testschlüssel und Leitfaden für den Schnellstart

Smith & Nephew GmbH
Endoskopie
Mendelssohnstraße 15d
22761 Hamburg
Tel. (0 40) 7 07 00-0
Fax (0 40) 7 07 00-201

endo.smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

°Trademark of Smith & Nephew