

### PRIMAPORE<sup>◇</sup>


Adhesive Non-Woven  
Wound Dressing

非固着性の吸収パッドと メッシュ状の不織布テープを組み合わせたドレッシングです。



### 特長

- 不織布のためしなやかで、メッシュ構造のため伸縮性を有する
- 関節などの可動部にも貼付可能
- 通気性があり、ムレにくい



- 非固着性の吸収パッドは創面に貼りつきにくく、交換時の疼痛を緩和
- かぶれにくい低アレルギー性の粘着剤<sup>※</sup>を使用

<sup>※</sup>アクリル系粘着剤

### 用途

- 裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護
- 注射針、カテーテル等の穿刺部の固定および被覆・保護

製品番号	サイズ	パッド	枚/箱
7133	7.2cm×5cm	4cm×2.5cm	100
7135	8.3cm×6cm	5.7cm×3.5cm	50
66000317	10cm×8cm	5.3cm×4.5cm	20
66000318	15cm×8cm	11cm×4cm	20
66000319	20cm×10cm	15.5cm×5.3cm	20
66000320	25cm×10cm	20cm×5.3cm	20
66000321	30cm×10cm	25cm×5.3cm	20
66007140	35cm×10cm	29.5cm×5.3cm	20

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード：34864000  
(一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード：70444000)  
届出番号：13B1X10222WC0004 EOG 滅菌

### 使用上の注意

ご使用にあたっては添付文書をよく読み「使用方法」「使用上の注意」を守り正しくお使いください。

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部  
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

°Trademark of Smith+Nephew  
© 2014-2021 Smith+Nephew

PP-1  
202110-1