



Proximale Tibia

- a) Laterale proximale Tibiaplatte, 3,5 mm, 4 L 70 mm – 24 L 287 mm
- b) Partiiell-artikuläre, laterale proximale Tibiaplatte, 3,5 mm, 4 L 70 mm – 6 L 91 mm

Anterior

Proximale Tibia

- c) Partiiell-artikuläre, mediale proximale Tibiaplatte, 3,5 mm, 4 L 75 mm – 8 L 117 mm
- d) Mediale proximale Tibiaplatte, 3,5 mm, 8 L 117 mm – 16 L 201 mm
- e) Posteromediale proximale Tibiaplatte „T“, 3,5 mm, 7 L 104 mm – 13 L 170 mm
- f) Partiiell-artikuläre, posteromediale proximale Tibiaplatte „J“, 3,5 mm, 5 L 78 mm – 8 L 111 mm
- g) Partiiell-artikuläre, posteromediale proximale Tibiaplatte „T“, 3,5 mm, 4 L 71 mm – 7 L 103 mm

Posterior

Distale Fibula

- a) Laterale distale Fibulaplatte, 3,5 mm, 3 L 59 mm – 16 L 202 mm
- b) Laterale distale Fibulaplatte, 2,7/3,5 mm, 3 L 59 mm – 16 L 202 mm
- c) Laterale distale Fibulaplatte, 2,7 mm, 5 L 61 mm – 11 L 103 mm

Distale Tibia

- a) Partiiell-artikuläre, mediale distale Tibiaplatte, 2,7/3,5 mm, 3 L 64 mm – 9 L 130 mm
- b) Mediale distale Tibiaplatte, 2,7/3,5 mm, 9 L 130 mm – 21 L 261 mm
- c) Partiiell-artikuläre, anteriore distale Tibiaplatte, 2,7/3,5 mm, 3 L 74 mm – 9 L 140 mm
- d) Partiiell-artikuläre, anterolaterale distale Tibiaplatte, 2,7/3,5 mm, 6 L 87 mm – 9 L 120 mm
- e) Anterolaterale distale Tibiaplatte, 2,7/3,5 mm, 8 L 120 mm – 20 L 252 mm
- f) Posteriore distale Tibiaplatte, 3,5 mm, 6 L 98 mm – 15 L 196 mm
- g) Partiiell-artikuläre, posteriore distale Tibiaplatte, 3,5 mm, 3 L 63 mm – 6 L 96 mm

Distale Fibula

- d) Posterolaterale distale Fibulaplatte, Anti-Translation, 3,5 mm, 5 L 58 mm – 7 L 80 mm
- e) Posterolaterale distale Fibulaplatte, 2,7/3,5 mm, 5 L 93 mm – 14 L 192 mm

Smith+Nephew

EVOS[◇] SMALL
Plattensystem