

# + L'avenir est entre vos mains

## Présentation de la nouvelle électrode chirurgicale FLOW 90

Profitez de 20 ans d'expérience,  
d'héritage et d'innovation, et préparez-  
vous à tenir le futur entre vos mains.

## Smith+Nephew

### WEREWOLF<sup>◇</sup> FLOW 90<sup>◇</sup>

Électrode de COBLATION avec  
technologie FLOW~IQ<sup>°</sup>





Extrémité de  
2,59 mm de largeur

Tête de l'électrode  
de forme triangulaire

Électrode  
durable

Compatible avec  
canule de 5,0 mm

## Une nouvelle extrémité au design innovant...

- L'extrémité triangulaire est conçue pour permettre la manipulation des tissus
- Passe dans une canule de 5,0 mm
- Électrode durable conçue pour traiter des pathologies complexes

## ... associé à une technologie qui a fait ses preuves...

- La technologie FLOW~IQ<sup>°</sup> modifie la taille et l'intensité du champ de plasma en fonction des effets souhaités sur les tissus pour traiter diverses pathologies de l'épaule
- La technologie AMBIENT<sup>°</sup> fournit un suivi précis en temps réel de la température du liquide intra-articulaire<sup>1,2</sup>
- La technologie SCOPE-SENSING<sup>°</sup> offre un niveau de protection élevé pour le matériel chirurgical coûteux<sup>3\*</sup>
- La tubulure d'aspiration intégrée de l'électrode FLOW 90 élimine le coût associé à un circuit d'aspiration séparé

## Informations de commande

### ÉLECTRODE CHIRURGICALE FLOW 90° WEREWOLF° COBLATION°

Référence	Description
72290105	Générateur WEREWOLF
72290038	Électrode FLOW 90

Mentions obligatoires :WEREWOLF COBLATION, système électrochirurgical à radio-fréquences et FLOW 90 électrode de coblation. **Destination** : Résection, ablation et coagulation de tissus mous, mais également hémostase de vaisseaux sanguins au cours de procédures arthroscopiques et orthopédiques. **Classe IIb**. **Organisme notifié** : TÜV SÜD n° 0123. **Mandataire** : Smith & Nephew Orthopaedics GmbH – Tuttlingen - Allemagne. **Veillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels et notices d'utilisation qui accompagnent ces dispositifs médicaux**

\*par rapport à QUANTUM<sup>°</sup> 2, démontré *in vitro*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [werewolfcoblation.com](http://werewolfcoblation.com)

Distribué par :  
Médecine du sport  
Smith & Nephew, Inc.  
150 Minuteman Road  
Andover, MA 01810

Fabriqué par :  
ArthroCare Corporation  
7000 West William Cannon Drive,  
Austin, TX 78735, États-Unis

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)  
T +978 749 1000  
Service clients  
États-Unis :  
+1 800 343 5717

° Marque de commerce de Smith & Nephew.  
©2019 Smith & Nephew. Tous droits réservés.  
Toutes les marques de commerce sont reconnues.  
Imprimé aux États-Unis. 17186-fr V2 10/19

#### Références

1. ArthroCare Corporation 2015. Report, Design Verification, FLOW 50 at Maximum 1X Sterility. P/N 65200-01 Rev.A. 2. Smith+Nephew 2019. Report, Design Verification, 1X Ablation Testing & Every Tissue Every Mode (ETEM), FLOW 90. P/N 88079-01 Rev.C. 3. Smith+Nephew 2019. Report, SCOPE-SENSING Efficacy Study, Quantum 2 and Werewolf. P/N 106506-01 Rev.A.