



 **smith&nephew**  
**OXINIUM<sup>◇</sup>**  
Oxidized Zirconium

## For Nickel Sensitive Patients

表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）は金属アレルギーの要因の一つであるニッケルが規格上含まれておらず（検出限界値以下）、表面は厚さ約 $5\mu\text{m}$ のセラミック層を有するため、摺動面からの金属イオンの溶出も理論上ありません。

脛骨コンポーネントをオールポリエチレン製にすることにより、金属アレルギー発症の可能性を低減できます。

# LEGION Primary

## LEGION オキシニウム CR



カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-1232	左 サイズ2	7142-1222	右 サイズ2
7142-1233	左 サイズ3	7142-1223	右 サイズ3
7142-1234	左 サイズ4	7142-1224	右 サイズ4
7142-1235	左 サイズ5	7142-1225	右 サイズ5
7142-1236	左 サイズ6	7142-1226	右 サイズ6
*7142-1237	左 サイズ7	*7142-1227	右 サイズ7

\* オプションサイズ

## LEGION オキシニウム CR NARROW

カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-1243	左 サイズ3	7142-1253	右 サイズ3
7142-1244	左 サイズ4	7142-1254	右 サイズ4
7142-1245	左 サイズ5	7142-1255	右 サイズ5
7142-1246	左 サイズ6	7142-1256	右 サイズ6

## LEGION オキシニウム PS



カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-1212	左 サイズ2	7142-1202	右 サイズ2
7142-1213	左 サイズ3	7142-1203	右 サイズ3
7142-1214	左 サイズ4	7142-1204	右 サイズ4
7142-1215	左 サイズ5	7142-1205	右 サイズ5
7142-1216	左 サイズ6	7142-1206	右 サイズ6
*7142-1217	左 サイズ7	*7142-1207	右 サイズ7

\* オプションサイズ

## LEGION オキシニウム PS NARROW

カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-1263	左 サイズ3	7142-1273	右 サイズ3
7142-1264	左 サイズ4	7142-1274	右 サイズ4
7142-1265	左 サイズ5	7142-1275	右 サイズ5
7142-1266	左 サイズ6	7142-1276	右 サイズ6

## ジェネシスII オキシニウム フェモラルコンポーネント CR



カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-0130	セメント 左 サイズ <sup>2</sup>	7142-0146	セメント 右 サイズ <sup>2</sup>
7142-0132	セメント 左 サイズ <sup>3</sup>	7142-0148	セメント 右 サイズ <sup>3</sup>
7142-0134	セメント 左 サイズ <sup>4</sup>	7142-0150	セメント 右 サイズ <sup>4</sup>
7142-0136	セメント 左 サイズ <sup>5</sup>	7142-0152	セメント 右 サイズ <sup>5</sup>
7142-0138	セメント 左 サイズ <sup>6</sup>	7142-0154	セメント 右 サイズ <sup>6</sup>

## ジェネシスII オキシニウム フェモラルコンポーネント PS



カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-1012	セメント 左 サイズ <sup>2</sup>	7142-1112	セメント 右 サイズ <sup>2</sup>
7142-1013	セメント 左 サイズ <sup>3</sup>	7142-1113	セメント 右 サイズ <sup>3</sup>
7142-1014	セメント 左 サイズ <sup>4</sup>	7142-1114	セメント 右 サイズ <sup>4</sup>
7142-1015	セメント 左 サイズ <sup>5</sup>	7142-1115	セメント 右 サイズ <sup>5</sup>
7142-1016	セメント 左 サイズ <sup>6</sup>	7142-1116	セメント 右 サイズ <sup>6</sup>

# Ordering Information

## ジェネシスII オールポリ脛骨コンポーネント CR



カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-0224	左足 サイズ 1/9mm	7142-0248	左足 サイズ 4/9mm
7142-0226	左足 サイズ 1/11mm	7142-0250	左足 サイズ 4/11mm
7142-0228	左足 サイズ 1/13mm	7142-0252	左足 サイズ 4/13mm
7142-0230	左足 サイズ 1/15mm	7142-0254	左足 サイズ 4/15mm
7142-0232	左足 サイズ 2/9mm	7142-0256	左足 サイズ 5/9mm
7142-0234	左足 サイズ 2/11mm	7142-0258	左足 サイズ 5/11mm
7142-0236	左足 サイズ 2/13mm	7142-0260	左足 サイズ 5/13mm
7142-0238	左足 サイズ 2/15mm	7142-0262	左足 サイズ 5/15mm
7142-0240	左足 サイズ 3/9mm	7142-0264	左足 サイズ 6/9mm
7142-0242	左足 サイズ 3/11mm	7142-0266	左足 サイズ 6/11mm
7142-0244	左足 サイズ 3/13mm	7142-0268	左足 サイズ 6/13mm
7142-0246	左足 サイズ 3/15mm	7142-0270	左足 サイズ 6/15mm

カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-0288	右足 サイズ 1/9mm	7142-0312	右足 サイズ 4/9mm
7142-0290	右足 サイズ 1/11mm	7142-0314	右足 サイズ 4/11mm
7142-0292	右足 サイズ 1/13mm	7142-0316	右足 サイズ 4/13mm
7142-0294	右足 サイズ 1/15mm	7142-0318	右足 サイズ 4/15mm
7142-0296	右足 サイズ 2/9mm	7142-0320	右足 サイズ 5/9mm
7142-0298	右足 サイズ 2/11mm	7142-0322	右足 サイズ 5/11mm
7142-0300	右足 サイズ 2/13mm	7142-0324	右足 サイズ 5/13mm
7142-0302	右足 サイズ 2/15mm	7142-0326	右足 サイズ 5/15mm
7142-0304	右足 サイズ 3/9mm	7142-0328	右足 サイズ 6/9mm
7142-0306	右足 サイズ 3/11mm	7142-0330	右足 サイズ 6/11mm
7142-0308	右足 サイズ 3/13mm	7142-0332	右足 サイズ 6/13mm
7142-0310	右足 サイズ 3/15mm	7142-0334	右足 サイズ 6/15mm

## ジェネシスII オールポリ脛骨コンポーネント PS



カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-0352	左足 サイズ 1/9mm	7142-0376	左足 サイズ 4/9mm
7142-0354	左足 サイズ 1/11mm	7142-0378	左足 サイズ 4/11mm
7142-0356	左足 サイズ 1/13mm	7142-0380	左足 サイズ 4/13mm
7142-0358	左足 サイズ 1/15mm	7142-0382	左足 サイズ 4/15mm
7142-0360	左足 サイズ 2/9mm	7142-0384	左足 サイズ 5/9mm
7142-0362	左足 サイズ 2/11mm	7142-0386	左足 サイズ 5/11mm
7142-0364	左足 サイズ 2/13mm	7142-0388	左足 サイズ 5/13mm
7142-0366	左足 サイズ 2/15mm	7142-0390	左足 サイズ 5/15mm
7142-0368	左足 サイズ 3/9mm	7142-0392	左足 サイズ 6/9mm
7142-0370	左足 サイズ 3/11mm	7142-0394	左足 サイズ 6/11mm
7142-0372	左足 サイズ 3/13mm	7142-0396	左足 サイズ 6/13mm
7142-0374	左足 サイズ 3/15mm	7142-0398	左足 サイズ 6/15mm

カタログ番号	規格	カタログ番号	規格
7142-0416	右足 サイズ 1/9mm	7142-0440	右足 サイズ 4/9mm
7142-0418	右足 サイズ 1/11mm	7142-0442	右足 サイズ 4/11mm
7142-0420	右足 サイズ 1/13mm	7142-0444	右足 サイズ 4/13mm
7142-0422	右足 サイズ 1/15mm	7142-0446	右足 サイズ 4/15mm
7142-0424	右足 サイズ 2/9mm	7142-0448	右足 サイズ 5/9mm
7142-0426	右足 サイズ 2/11mm	7142-0450	右足 サイズ 5/11mm
7142-0428	右足 サイズ 2/13mm	7142-0452	右足 サイズ 5/13mm
7142-0430	右足 サイズ 2/15mm	7142-0454	右足 サイズ 5/15mm
7142-0432	右足 サイズ 3/9mm	7142-0456	右足 サイズ 6/9mm
7142-0434	右足 サイズ 3/11mm	7142-0458	右足 サイズ 6/11mm
7142-0436	右足 サイズ 3/13mm	7142-0460	右足 サイズ 6/13mm
7142-0438	右足 サイズ 3/15mm	7142-0462	右足 サイズ 6/15mm

スミス・アンド・ネフュー株式会社  
オーソペディックス事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL: 03-5403-8001  
<http://www.smith-nephew.com/japan/>

®Trademark of Smith & Nephew.

GENESISは興和株式会社の登録商標です。スミス・アンド・ネフューは興和株式会社の使用許諾を得て使用しています。

©2015-2017 Smith & Nephew KK

販売名:LEGION VERILAST PS ニー システム  
承認番号:22400BZX00297000

販売名:LEGION VERILAST CR ニー システム  
承認番号:22400BZX00298000

販売名:LEGION オキシニウム PS NARROW  
承認番号:22700BZX00057000

販売名:LEGION オキシニウム CR NARROW  
承認番号:22700BZX00058000

販売名:ジェネシスII トータル ニー システム  
承認番号:20900BZY00197000

販売名:ジェネシスII オキシニウム フェモラルコンポーネント  
承認番号:22000BZX00120000