



Controlla il **flusso** per garantire prestazioni ottimali su diversi tipi di tessuto

 **smith&nephew**

COBLATION[®]
FLOW 50[°]

Ablatore con tecnologia
FLOW~IQ[®]



Controlla il **flusso** per garantire prestazioni ottimali su diversi tipi di tessuto

- LA TECNOLOGIA FLOW~IQ° controlla automaticamente il deflusso, per ridefinire gli standard delle prestazioni di ablazione.
- L'ablatore FLOW 50° è adatto a vari tipi di tessuto, tra cui cartilagine articolare, menisco e legamento, migliorando l'efficacia della resezione del tessuto target e preservando al contempo il tessuto sano circostante.



Trattamento della cartilagine



Sculpting meniscale



Debridement dell'LCA

Specifiche tecniche

Numero di catalogo	72290037
Controller	Solo sistemi RF20000a o RF20000
Diametro asta	3,76 mm (0,148 pollici)
Lunghezza di lavoro	135 mm (5,3 pollici)
Larghezza punta	2,95 mm (0,116 pollici)
Setpoint predefinito	Med



Tecnologia IFS (Integrated Finger Switch) migliorata

Informazioni per gli ordini

N. riferimento	Descrizione
72290037	ABLATORE FLOW 50

Al fianco dei professionisti sanitari da oltre 150 anni

Fabbricante:
ArthroCare Corporation
 7000 West William Cannon Drive
 Austin, TX 78735
 USA
www.smith-nephew.com

Contatto:
Smith & Nephew S.r.l.
 Via De Capitani, 2/a
 20864 Agrate Brianza MB
 Italia
www.smith-nephew.it
 T +39 039 60941 | F +39 039 651535
salesitalia@smith-nephew.com



Il design con elettrodi sottili semplifica l'accesso al tessuto target