



+ Taglio uniforme¹

**Presentiamo le nuove lame per
capsulotomia CAP-FIX**

Il buon esito di una capsulotomia inizia da una lama dal taglio efficace. Affina la tua tecnica con l'ultima soluzione aggiunta al portafoglio in costante aggiornamento di Smith+Nephew per la riparazione dell'anca.

Per saperne di più vai all'indirizzo
smith-nephew.com

Smith+Nephew



CAP-FIX[◇]
Lama per capsulotomia

Lama integrata al manico¹...

- Disponibile con lame curve e diritte
- Impugnatura ruvida per facilitare la presa
- Lunghezza utile adatta a tutte le cannule standard Smith+Nephew di dimensioni idonee alla lunghezza dell'anca



Le lame CAP-FIX[®] possono sopportare deformazioni estreme senza rompersi.²



...e la garanzia di un taglio uniforme¹...

- Capacità di incidere il tessuto della capsula dell'anca per l'esecuzione di capsulotomie interportali e a "T"
- Monouso per garantire una lama sempre affilata

Informazioni per gli ordini

Lame CAP-FIX	
Codice riferimento	Descrizione
72205316	Lama CAP-FIX, diritta
72205317	Lama CAP-FIX, curva
72205318	Lama CAP-FIX, diritta, con Hip Pac
72205319	Lama CAP-FIX, curva, con Hip Pac
72205314	Lama CAP-FIX, diritta, con impugnatura
72205315	Lama CAP-FIX, curva, con impugnatura



Lama CAP-FIX, curva, con Hip Pac
#72205319

Per saperne di più vai all'indirizzo smith-nephew.com

Fabbricante
Smith & Nephew Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
U.S.A.
www.smith-nephew.com

Contatto
Smith & Nephew S.r.l.
Via De Capitani 2A
20864 Agrate Brianza MB
Italia
www.smith-nephew.it
T +39 039 60941
F +39 039 651535

[®]Marchio commerciale di Smith+Nephew.
©2020 Smith+Nephew.
Tutti i diritti riservati.
Riservato al personale medico.
21896-it V2 12/20

Bibliografia

1. Smith+Nephew 2020. CAP-FIX Blade Claims Testing. Internal Report. 15009423 B. 2. Smith+Nephew 2020. CAP-FIX Blade Claims Testing, Extreme Bend Test of Blade. Internal Report. 15010366 A.