

+ Réséquer à la vitesse souhaitée

Ablation ciblée des tissus et
hémostase, à portée de main

Smith+Nephew

ARIS[◇]

Électrode COBLATION[◇] pour la réduction
des cornets



Informations de commande

Électrode ARIS[®] COBLATION[®] pour la réduction des cornets

N° de référence	Description
72290113	Électrode ARIS COBLATION pour la réduction des cornets

Système WEREWOLF[®] COBLATION

N° de référence	Description
72290144	Console WEREWOLF pour la sphère ORL
72290007	Pédale WEREWOLF
72290082	Cordon d'alimentation/manuel Europe WEREWOLF ORL



Électrode ARIS COBLATION pour la réduction des cornets. Destination : L'électrode chirurgicale, utilisée avec le système WEREWOLF COBLATION, est indiquée pour l'ablation, la résection et la coagulation de tissus mous, et l'hémostase de vaisseaux sanguins en chirurgie de la sphère ORL, y compris : l'obstruction des voies nasales par la réduction des cornets nasaux hypertrophiés et la réduction des tissus sous-muqueux. **Classe IIb. Organisme notifié :** TÜV SÜD n°0123 **Mandataire :** Smith & Nephew Operations B.V. – Pays-Bas **Veillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation qui accompagne ce dispositif médical.**

Console WEREWOLF pour la sphère ORL. Destination : Résection, ablation et coagulation des tissus mous, ainsi qu'hémostase des vaisseaux sanguins dans les interventions oto-rhino-laryngologiques (ORL). **Classe IIb. Organisme notifié :** TÜV SÜD n°0123 **Mandataire :** Smith & Nephew Orthopaedics GmbH – Allemagne **Veillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation qui accompagne ce dispositif médical.**

En savoir plus sur <https://www.smith-nephew.com/fr-FR>

Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810
USA

Distribué en France par :
Smith & Nephew S.A.S. Société par Actions
Simplifiée au capital de 3.366.150 euros -577 150 840
R.C.S. Nanterre.
40/52 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
T : 0800 111 330

*Marque de commerce de Smith+Nephew.
©2023 Smith+Nephew. Tous droits réservés.
Toutes les marques de commerce sont reconnues.
40758-fr V1 11/23E-24-089 Septembre 2024