

+ Reconstruct
with
confidence

Smith+Nephew

ACL・PCL再建用手術器械 & インプラント



目 次

DIRECTOR DRILL GUIDE SYSTEM	1
ENDOBUTTON FIXATION SYSTEM	5
GRAFTMASTER III SYSTEM	6
FIXATION SCREWS	7
CRUCIATE ACCESSORIES	9
PINS / WIRES (SINGLE USE)	10
関節形成術用インストルメンツ	11
インプラント承認品一覧	11-12

DIRECTOR DRILL GUIDE SYSTEM

ダイレクター ドリルガイドの特徴

一体化アーム

ズレのない正確な計測が可能。

ラチェットロック構造ビュレット

ワンハンドで正確な操作が可能。

エルゴノミックデザインハンド

手にジャストフィットし、過剰な重みを感じない。

アングルビュレット・4ポイントビュレット

確実に皮質に固定できる。




ダイレクター ドリル ガイド



アキュフェックスダイレクター ガイド ハンドル



アキュフェックスダイレクター エルボー エイマー



アキュフェックスダイレクター チップ エイマー



アキュフェックスダイレクターアングルビュレット



アキュフェックスダイレクター4ポイントビュレット



グラフト サイジングチューブ



カニューレティッドドリル



エンドスコピック カニューレティッドドリル



ユニバーサル エンド フェモラル エイマー ハンドル



サイジングブロックスロット付き



ノッチマスター 8mm キュレット



ユニバーサル コンドラルピック

システム構成品

7205517	アキュフェックスダイレクターガイドハンドル	7208686	エンドスコピック カニューレティッドドリル 5.0mm	72201732	ユニバーサルエンドフェモラルエイマーハンドル
7205518	アキュフェックスダイレクターエルボーエイマー	7207482	エンドスコピック カニューレティッドドリル 5.5mm	72201737	エンドフェモラルエイマーアームオフセットなし
7205519	アキュフェックスダイレクターチップエイマー	013499	エンドスコピック カニューレティッドドリル 6mm	72201713	エンドフェモラルエイマーアーム 3mm
7205524	アキュフェックスダイレクターアングルドビュレット	7207492	エンドスコピック カニューレティッドドリル 6.5mm	72201714	エンドフェモラルエイマーアーム 4mm
7205525	アキュフェックスダイレクター4ポイントビュレット	013660	エンドスコピック カニューレティッドドリル 7mm	72201715	エンドフェモラルエイマーアーム 5mm
013498	カニューレティッドドリル 5mm	7207493	エンドスコピック カニューレティッドドリル 7.5mm	72201716	エンドフェモラルエイマーアーム 6mm
7207491	カニューレティッドドリル 5.5mm	013661	エンドスコピック カニューレティッドドリル 8mm	72201717	エンドフェモラルエイマーアーム 7mm
013542	カニューレティッドドリル 6mm	7207494	エンドスコピック カニューレティッドドリル 8.5mm	7205521	2-5mm オフセットガイド
7207483	カニューレティッドドリル 6.5mm	013662	エンドスコピック カニューレティッドドリル 9mm	7205622	ノッチマスター 8mm キュレット
013543	カニューレティッドドリル 7mm	013663	エンドスコピック カニューレティッドドリル 10mm	7209214	サイジングブロックスロット付き
7207484	カニューレティッドドリル 7.5mm	013664	エンドスコピック カニューレティッドドリル 11mm	72201731	ダイレクター ACL 滅菌トレー
013544	カニューレティッドドリル 8mm	013665	エンドスコピック カニューレティッドドリル 12mm		
7207485	カニューレティッドドリル 8.5mm				
013545	カニューレティッドドリル 9mm				
013546	カニューレティッドドリル 10mm				
013547	カニューレティッドドリル 11mm				
013548	カニューレティッドドリル 12mm				

使用できる付属品

72201733	ハーフラウンドラスプ 5mm	3134179	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 5.5mm	3134186	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 9.0mm
72201734	ハーフラウンドラスプ 6mm	3134180	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 6.0mm	3134187	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 9.5mm
72201883	ユニバーサルコンドラルピック小 20°	3134181	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 6.5mm	3134188	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 10.0mm
72201884	ユニバーサルコンドラルピック大 20°	3134182	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 7.0mm	3134189	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 10.5mm
72201885	ユニバーサルコンドラルピック小 40°	3134183	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 7.5mm	3134190	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 11.0mm
72201886	ユニバーサルコンドラルピック大 40°	3134184	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 8.0mm	3134191	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 11.5mm
72201736	ユニバーサルコンドラルピック小 90°	3134185	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 8.5mm	3134192	ハーフエンドスコピック カニューレティッドドリルビット 12.0mm

RER Description

7207499	サイジングチューブ 5.0mm
7207500	サイジングチューブ 5.5mm
013522	サイジングチューブ 6.0mm
7207163	サイジングチューブ 6.5mm
013523	サイジングチューブ 7.0mm
7207164	サイジングチューブ 7.5mm
013524	サイジングチューブ 8.0mm
013525	サイジングチューブ 9.0mm
013526	サイジングチューブ 10.0mm
013527	サイジングチューブ 11.0mm
013528	サイジングチューブ 12.0mm

Antero-Lateral Entry Femoral Aimer (MTO)

33302005	アンテロラテラルエントリーエイマーII (オフセットなし)
33302003	ピンデプスゲージ
014396	2.4mmドリルチップガイドワイヤー (滅菌済)
SNJ00291	オペレイティブカニューラ 6mmSN
SNJ00291OB	カニューレイトッド オブチュレーター 6mmSN
7205525	アキュフェックスダイレクター 4ポイントビュレット
7205517	アキュフェックスダイレクターガイドハンドル

※MTO 製品のため納期が3か月以上になる場合がありますのでご了承ください。




Rectangular Tunnel ACL Reconstruction Instruments

33302008	フェモラルダイレーターII 5×10mm
33302010	サイザー 5mm×10mm
33302011	サイザー 5mm×11mm
33302012	ティビアルダイレーター 5mm×11mm
33302006	ティビアルオフセットガイドII

アキュフェックス ディレクター PCL ドリルガイド 構成品

ディレクター PCLドリルガイドを使用
する事により安全で正確なハンドリング
を可能にしました。



- 7207282 ディレクター PCL ティビアルエイマー
- 7207283 ディレクター PCL フェモラルエイマー
- 7207281 ディレクター PCL セフティーストップ
- 7207285 PCL エレベーター キャッチャー
- 013670 PCL ラスプ
- 013671 PCL キュレット クローズ
- 013672 PCL ティビアルフックナイフ
- 013673 PCL ティビアルキュレット オープン
- 7207284 PCL セフティガイドワイヤー



ディレクター PCL フェモラルエイマー




ディレクター PCL ティビアルエイマー




ディレクター PCL セフティーストップ


PCL エレベーター キャッチャー




PCL ラスプ




PCL キュレット クローズ



PCL ティビアルフックナイフ



PCL ティビアルキュレット オープン



ENDOBUTTON FIXATION SYSTEM

- 013186 エンド・ボタン 4mm×12mm
- 72203331 エンド・ボタンCL ULTRA 10mm
- 72200146 エンド・ボタンCL ULTRA 15mm
- 72200147 エンド・ボタンCL ULTRA 20mm
- 72200148 エンド・ボタンCL ULTRA 25mm
- 72200149 エンド・ボタンCL ULTRA 30mm
- 72200150 エンド・ボタンCL ULTRA 35mm
- 72200151 エンド・ボタンCL ULTRA 40mm
- 72200152 エンド・ボタンCL ULTRA 45mm
- 72200153 エンド・ボタンCL ULTRA 50mm
- 72200154 エンド・ボタンCL ULTRA 55mm (特注品)
- 72200155 エンド・ボタンCL ULTRA 60mm (特注品)



エンド・ボタン




エンド・ボタンCL

- 72203330 エンド・ボタンCL BTB 15mm
- 7210080 エンド・ボタンCL BTB 20mm
- 7210081 エンド・ボタンCL BTB 25mm
- 7210082 エンド・ボタンCL BTB 30mm
- 7210083 エンド・ボタンCL BTB 35mm
- 7210084 エンド・ボタンCL BTB 40mm
- 7210085 エンド・ボタンCL BTB 45mm




エンド・ボタンCL BTB

- 7207315 エンド・ボタン・ドリル (4.5mm 滅菌済)



エンド・ボタン・ドリル
(目盛り付、径 4.5mm、ディスプレイザブル)
エンド・ボタン、エンド・ボタン CL を通す
4.5mm の骨孔を大腿骨に開けます。

- 015185 デプスプローベ




デプスプローベ
大腿骨骨孔の全長を正確に測定し、移植韧带
からエンド・ボタンまでの糸 (テープ) の
長さを決める際、使用します。

- 7208678 2.4mm ドリルチップ パッシングピン (滅菌済)
- 014395 2.4mm トロッカーチップ パッシングピン (滅菌済)
- 014396 2.4mm ドリルチップ ガイドワイヤー (滅菌済)



2.4mm ドリルチップ パッシングピン
(径 2.4mm)
エンド・ボタンと韧带を誘導する際、
使用します。


GRAFTMASTER III SYSTEM



- 72202452 グラフトマスターIIIボード
- 72202315 グラフトマスターIIIティッシュグラスパー
- 72202316 グラフトマスターIIIスライディングベース
- 72202317 グラフトマスターIIIカッティング台
- 72202319 グラフトマスターIII スロティッドサイジングブロック
- 72202453 グラフトマスターIII BTB ホルダー
- 72202441 グラフトマスターIII 滅菌トレイ



スーチャーバイス
 グraftの縫合糸をつかみ、グラフトを片方の端に固定するために使用するセルフタイトニング式




エンドホルダー
 移植靭帯をエンド・ボタンに接続する糸（テープ）の長さを調節します。

- 014413 スーチャーバイス
- 014414 スーチャーバイス テンションメーター付
- 014415 グラフトマスターエンドボタンホルダー
- 7207342 テンショニング ポスト
- 015185 デプスプローベ



ティッシュグラスパー
 半腱様筋腱、薄筋腱を固定、トリミングし結紮する際に使用します。



スーチャーバイス テンションメーター付
 20ポンドまでのプリテンション機能が付いたスーチャーバイスです。



テンショニングポスト
 靭帯にプリテンションをかける際使用します。

FIXATION SCREWS

CANNU-FLEX SILK SCREWS

014206	カニューフレックスシルク スクリュー 6mm×20mm (滅菌済)
014207	カニューフレックスシルク スクリュー 6mm×25mm (滅菌済)
014208	カニューフレックスシルク スクリュー 6mm×30mm (滅菌済)
014200	カニューフレックスシルク スクリュー 7mm×20mm (滅菌済)
014201	カニューフレックスシルク スクリュー 7mm×25mm (滅菌済)
014202	カニューフレックスシルク スクリュー 7mm×30mm (滅菌済)
014813	カニューフレックスシルク スクリュー 8mm×20mm (滅菌済)
014814	カニューフレックスシルク スクリュー 8mm×25mm (滅菌済)
014203	カニューフレックスシルク スクリュー 9mm×20mm (滅菌済)
014204	カニューフレックスシルク スクリュー 9mm×25mm (滅菌済)
014205	カニューフレックスシルク スクリュー 9mm×30mm (滅菌済)



カニューフレックスシルクスクリュー用インスツルメント

014394	カニューフレックスガイドワイヤー 1mm×12 ブラントチップ (滅菌済)
014270	7mm ラージハンドル ドライバー
014271	9mm ラージハンドル ドライバー

SOFTSILK[◇] 1.5 FIXATION SCREWS

7207001	ソフトシルク スクリュー 7mm×20mm (滅菌済)
7207002	ソフトシルク スクリュー 7mm×25mm (滅菌済)
7207003	ソフトシルク スクリュー 7mm×30mm (滅菌済)
7207004	ソフトシルク スクリュー 8mm×20mm (滅菌済)
7207005	ソフトシルク スクリュー 8mm×25mm (滅菌済)
7207006	ソフトシルク スクリュー 8mm×30mm (滅菌済)
7207007	ソフトシルク スクリュー 9mm×20mm (滅菌済)
7207008	ソフトシルク スクリュー 9mm×25mm (滅菌済)
7207009	ソフトシルク スクリュー 9mm×30mm (滅菌済)
	ソフトシルク スクリュー用インスツルメント
014859	カニューフレックスガイドワイヤー 1.5mm×12 ブラントチップ (滅菌済)
014815	シルク スクリュー 1.5mm 用ドライバー



丸みを帯びたスクリューヘッド、ソフトなネジ山、
コークスクリュー状の先端、1.5mm カニューレーション、チタン合金製

RCI SCREW

- 7207030 RCI スクリュー 7.0mm×25mm
- 7207247 RCI スクリューリバーススレッド 7.0mm×25mm (逆ネジ)
- 7207248 RCI スクリュー 8.0mm×25mm
- 7209410 RCI スクリューリバーススレッド 8.0mm×25mm (逆ネジ)
- 7207301 RCI スクリュー 9.0mm×25mm
RCI 用インストゥルメント
- 7205659 カニューフレックスガイドワイヤー 2mm プラント 30cm (滅菌済)
- 7207193 カニューレイトッド ドライバー



RCI スクリュー

径 8mm のラウンドヘッド、鈍端なネジ山、
2.0mm カニューレーション、チタン合金製

GT FIXATION

- M020A-010 ダブルスパイクプレート スモール滅菌済



- M020A-009-025 5.0MM GTS キャンセラスクリュー 滅菌済
- M020A-009-030 5.0MM GTS キャンセラスクリュー 滅菌済



CRUCIATE ACCESSORIES

013550 テンドンストリッパー クローズ




013554 テンドンストリッパー オープン



012310 アースロスコピック
レッグホルダー本体

33302004 テーブルクランプ (MTO)



3757 ディスポーザブル
レッグホルダーパッド (大腿部支持部)



PINS / WIRES (SINGLE USE)

014396 2.4mm ドリルチップ ガイドワイヤー (滅菌済)

014508 2.7mm ドリルチップ パッシングピン (滅菌済)

7208678 2.4mm ドリルチップ パッシングピン (滅菌済)

013110 3.0mm スペードチップ パッシングピン

013111 4.0mm スペードチップ パッシングピン




014394 カニューフレックス ガイドワイヤー 1mm×12 ブラントチップ (滅菌済)

014859 カニューフレックス ガイドワイヤー 1.5mm×12 ブラントチップ (滅菌済)

33302100 カニューレティッドボーントンネルプラグダブルバンドル *未滅菌品



014477 ボーントンネルプラグ カニューレティッド




013560 ボーントンネルプラグ スモール

013561 ボーントンネルプラグ ミディアム

013562 ボーントンネルプラグ ラージ




013593 スーチャーレトリバー



関節形成術用インストルメンツ



012701 オステオトーム ストレート



012724 ノッチプラスティ カーブ
012722 ノッチプラスティ ストレート



012717 キュレット 7mm オープン



012703 キュレット 3mm クローズ

インプラント承認品一覧

カタログ番号	製品名	承認番号	機能区分名	分類略称
013186	エンド・ボタン	20600BZY00994000	固定用内副子 (スクリュー) (8) その他のスクリュー ②特殊型・ア軟骨及び軟部組織用・ ii スーチャーアンカー型 (その他)	固定用内副子・F1-b-1-1
72203331	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 10mm	20600BZY00994000	人工靱帯 (2) 固定器具つき	靱帯・F8-b
72200146	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 15mm			
72200147	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 20mm			
72200148	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 25mm			
72200149	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 30mm			
72200150	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 35mm			
72200151	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 40mm			
72200152	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 45mm			
72200153	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 50mm			
72200154	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 55mm			
72200155	エンド・ボタン (CL ウルトラブレイドタイプ) 60mm			
72203330	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 15mm	20600BZY00994000	人工靱帯 (2) 固定器具つき	靱帯・F8-b
7210080	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 20mm			
7210081	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 25mm			
7210082	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 30mm			
7210083	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 35mm			
7210084	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 40mm			
7210085	エンド・ボタン (CL タイプ BTB 用) 45mm			

カタログ番号	製品名	承認番号	機能区分名	分類略称
7207030 7207247 7207248 7209410 7207301	RCI スクリュー 7.0mm×25mm RCI スクリュー リバーススレッド 7.0mm×25mm (逆ネジ) RCI スクリュー 8.0mm×25mm RCI スクリュー リバーススレッド 8.0mm×25mm (逆ネジ) RCI スクリュー 9.0mm×25mm	21500BZY00198000	固定用内副子 (スクリュー) (8) その他のスクリュー ②特殊型・ア軟骨及び軟部組織用・ iii インターフェアレンス型	固定用内副子・F1-b-2
7207001 7207002 7207003 7207004 7207005 7207006 7207007 7207008 7207009	ソフト シルク スクリュー 7mm×20mm ソフト シルク スクリュー 7mm×25mm ソフト シルク スクリュー 7mm×30mm ソフト シルク スクリュー 8mm×20mm ソフト シルク スクリュー 8mm×25mm ソフト シルク スクリュー 8mm×30mm ソフト シルク スクリュー 9mm×20mm ソフト シルク スクリュー 9mm×25mm ソフト シルク スクリュー 9mm×30mm	21500BZY00198000	固定用内副子 (スクリュー) (8) その他のスクリュー ②特殊型・ア軟骨及び軟部組織用・ iii インターフェアレンス型	固定用内副子・F1-b-2
014206 014207 014208 014200 014201 014202 014813 014814 014203 014204 014205	カニューフレックス シルク スクリュー 6mm×20mm カニューフレックス シルク スクリュー 6mm×25mm カニューフレックス シルク スクリュー 6mm×30mm カニューフレックス シルク スクリュー 7mm×20mm カニューフレックス シルク スクリュー 7mm×25mm カニューフレックス シルク スクリュー 7mm×30mm カニューフレックス シルク スクリュー 8mm×20mm カニューフレックス シルク スクリュー 8mm×25mm カニューフレックス シルク スクリュー 9mm×20mm カニューフレックス シルク スクリュー 9mm×25mm カニューフレックス シルク スクリュー 9mm×30mm	21500BZY00198000	固定用内副子 (スクリュー) (8) その他のスクリュー ②特殊型・ア軟骨及び軟部組織用・ iii インターフェアレンス型	固定用内副子・F1-b-2
M020A-004	ダブルスパイクプレート (滅菌済)	21900BZX00372000	固定用内副子 (スクリュー) (8) その他のスクリュー ②特殊型・ア軟骨及び軟部組織用・ iv 座金型	固定用内副子・F1-b-3
M020A-009-025 M020A-009-030	5.0MM GTS キャンセラスクリュー 滅菌済 5.0MM GTS キャンセラスクリュー 滅菌済	21900BZX00372000	固定用内副子 (スクリュー) (1) 一般スクリュー (生体用合金I) ①標準型	固定用内副子・FA-1

承認番号:22000BZX01682000
販売名:ドリル アンド ワイヤー (滅菌済)
承認番号:22000BZX01691000
販売名:ドリル アンド ワイヤー (未滅菌)
承認番号:22000BZX01693000
販売名:ポーントンネルプラグ
承認番号:22000BZX01694000
販売名:ポーントンネルプラグ カニューレィテッド
承認番号:22000BZX01687000
販売名:スーチャーレトリバー
届出番号:13B1X10222SC005C
販売名:ACL/PCL 手術器械
届出番号:13B1X10222SC0023
販売名:グラフトマスターIII システム
届出番号:13B1X10222SC0008
販売名:ジョイントホルダー アンド ディストラクター
届出番号:13B1X10222SC0006
販売名:SN鏡視下手術器械 (鉏ひ及び鈍ひ)
届出番号:13B1X10222SC0010
販売名:SN鏡視下手術器械 (のみ)
届出番号:13B1X10222SC0011
販売名:SN鏡視下手術器械 (やすり)
届出番号:13B1X10222SC0002
販売名:コンドラル ピック
届出番号:13B1X10222SC0021
販売名:ハーフ エンドスコピック カニューレィテッド ドリルビット
承認番号:21500BZY00198000
販売名:靱帯・腱固定用スクリュー (滅菌済み)
承認番号:20600BZY00994000
販売名:エンド・ボタン
届出番号:13B1X10222SC005A
販売名:グラフトマスターII システム

製造販売元:株式会社 イズモヘルス
届出番号:20B1X00001000003
販売名:シリコーンポーントンネルプラグカニューレィテッド ダブルバンドル

製造販売元:株式会社 フジフレックス
届出番号:29B2X10008190291
販売名:カニューレィテッドオペチュレーター6mmSN
届出番号:29B2X10008190248
販売名:オペレィティブカニューラ6mmSN

製造販売元:株式会社 オーミック
届出番号:25B1X00002000463
販売名:アンテロラテラルエントリーエイマー オフセットなし II
届出番号:25B1X00002000250
販売名:ピンデプスゲージ
届出番号:25B1X00002000568
販売名:フェモラルダイレーターII 5×10mm
届出番号:25B1X00002000617
販売名:グラフトサイジングチューブII
届出番号:25B1X00002000615
販売名:ティビアルダイレーターII 5×11mm
届出番号:25B1X00002000512
販売名:ティビアル オフセット ガイドII
届出番号:25B1X00002000474
販売名:テーブルクランプII

製造販売元:メイラ株式会社
承認番号:21900BZX00372000
販売名:メイラGTシステム

スミス・アンド・ネフュー株式会社

スポーツメディスン事業部

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

®Trademark of Smith+Nephew

© 2019-2020 Smith+Nephew

KN-C004
202011-9