

+ Produktkatalog Wundmanagement **Smith+Nephew**

Stand 2023





CLOSER TO ZERO[◇]

Smith+Nephew hilft Ihnen, die menschlichen und wirtschaftlichen Belastungen durch Wunden zu reduzieren.

Wir haben ein ambitioniertes Ziel:

Keine postoperativen Wundkomplikationen.
Keine durch Diabetes verursachten Amputationen.
Keine Verzögerung der Wundheilung.
Kein Rezidiv chronischer Wunden.
Keine wundbezogenen Wiederaufnahmen.*
Keine Druckgeschwüre.
Kein unnötiger Ressourceneinsatz.

Dies ist eine große Herausforderung
und nicht immer erreichbar.

Wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel
nach Möglichkeit jeden Tag etwas näher zu kommen.



www.closertozero.de

*Bezogen auf dieselbe Wunde.
Die Entscheidung über den Einsatz von Smith+Nephew Produkten sollte durch einen Heilberufler in Übereinstimmung mit lokalen Protokollen getroffen werden.
Smith+Nephew Produkte sollten immer entsprechend der in der Packungsbeilage aufgeführten Indikationen angewandt werden.

+ Es ist unser Ziel, durch Leistung, Innovation und Vertrauen das Leben der Patienten zu verbessern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Smith+Nephew ist in **über 100 Ländern** präsent und beschäftigt **über 18.000 Mitarbeiter** weltweit.



Alle **Smith+Nephew** Geschäftsbereiche im Überblick:



Wundmanagement

Smith+Nephew ist ein führender Anbieter von Produkten zur Wundbehandlung. Wir bieten Lösungen für chronische Wunden wie Beinulzera, Druckgeschwüre und diabetische Fußulzera sowie Verbrennungen und postoperative Wunden.



Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden bieten wir Unterdruck-Wundtherapiesysteme an – wie RENASYS[®] und PICO[®], das kanisterlose Unterdruck-Wundtherapiesystem.



Traumatologie

Zu unseren innovativen Produktlösungen in der Traumatologie gehört ein umfangreiches Portfolio für die interne und externe Fixation. Unser Nagel- und Plattensystem ermöglicht die Versorgung der unteren und oberen Extremitäten. Unsere Fixateursysteme bieten Möglichkeiten der akuten Frakturversorgung bis hin zur Korrektur von komplizierten Deformitäten.



Sportmedizin

Smith+Nephew ist der weltweit führende Hersteller in der arthroskopischen bzw. minimalinvasiven Gelenkchirurgie für Knie, Schulter, Hüfte, Handgelenk und Knöchel.



Orthopädie

Gemeinsam mit renommierten Ärzten und Wissenschaftlern forschen wir nach Produktlösungen für die individuelle Versorgung der Patienten. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Materialien und Technologien für langlebige Implantate ist uns dabei besonders wichtig.

Den Grundstein für das Unternehmen legte 1856 Thomas J. Smith mit einem Fachgeschäft für Verbandstoffe und pharmazeutische Produkte in Hull, England. 1896 wurde sein Neffe Horatio N. Smith sein Geschäftspartner, er begann mit der Entwicklung von eigenen Verbandstoffen. Heute ist Smith+Nephew ein globales Medizintechnikunternehmen.

Moderne Wundversorgung

Ein feuchtes, warmes Wundmilieu bietet im Allgemeinen die besten Voraussetzungen für eine rasche und problemlose Wundheilung. Die Stoffe für den Zellaufbau gelangen unter diesen Bedingungen schnell in die Wunde und begünstigen Zellaufbau und -migration. Moderne Wundverbände fördern die Bildung dieses feuchten, warmen Milieus, das den optimalen Ablauf der Phasen Gefäßreaktion / Blutgerinnung, Exsudation, Granulation und Epithelisierung der Wundheilung sichert.

Weitere Informationen zur Wundtherapie und dem **T.I.M.E.-Prinzip** finden Sie auf der **Seite 8**.



+ Ihr wunder Punkt, wundvoll versorgt
www.wundervoll-versorgt.de



Wundbettkonditionierung

Das Ziel dieser Maßnahme ist die Bildung eines guten Granulationsgewebes als Basis für einen vollständigen Wundverschluss. Nur nach angemessener Wundbettkonditionierung wird der Einsatz von modernen Verbänden erfolgreich sein. Wundbeläge und nekrotisches Gewebe können mit **INTRASITE[◊] GEL** oder **INTRASITE[◊] CONFORMABLE** angefeuchtet und autolytisch entfernt werden. Stärkere Beläge können mit **IRUXOL[◊] N** enzymatisch und/oder mit dem **VERSAJET[◊] II** (Hydrochirurgie-System) chirurgisch beseitigt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 39, 64 und 70**.

Unterdruck-Wundtherapie

Zur Behandlung größerer Defektwunden und/oder infizierter Wunden mit großen Exsudatmengen ist das aktive **RENASYS[◊]** Unterdruck-Wundtherapiesystem besonders geeignet. Mit der Wahl zwischen **RENASYS[◊] -F** (Polyurethanschäum) und **RENASYS[◊] -G** (Gaze) sowie den verschiedenen Zusatzmaterialien haben Sie alle Vorteile, den Patienten stationär und ambulant ideal zu versorgen. Mit **PICO[◊]**, dem kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystem, können schwach bis mäßig exsudierende Wunden einfach und effizient behandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 32–35 und 36–37**.

Infektionsbekämpfung

Im Vergleich zu intakter Haut besitzt jede Wunde ein erhöhtes Infektionsrisiko durch pathogene Keime. Zur Bekämpfung von Wundinfektionen oder Vermeidung von Keimwachstum bietet Smith & Nephew eine Reihe von antimikrobiellen Verbänden an. Die **ACTICOAT[◊]** Verbände bieten dank einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung eine hohe bakterizide Wirkung auch gegen resistente Keime. Die absorbierenden **ALLEVYN[◊]** Schaumverbände mit Silber sowie die gelbildende Wundauflage **DURAFIBER[◊] Ag** mit Silber verfügen ebenfalls über einen hohen antimikrobiellen Effekt.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 24–27, 10–19, 27–29**.

Exsudatmanagement

Zur Förderung eines feuchten, warmen Wundmilieus speziell bei der Behandlung chronischer Wunden wie Dekubitus, diabetischer Fuß oder Ulcus cruris sind die **ALLEVYN[◊]** Schaumverbände am besten geeignet. Durch ihre hohe Aufnahmefähigkeit und lange Tragedauer sind sie zudem sehr kosteneffizient. Daneben bieten die Alginatverbände **ALGISTE[◊] M** oder gelbildende Wundauflagen wie **DURAFIBER[◊]** die optimale Unterstützung bei tieferen Wunden. Neben den bewährten Verbänden wird das Sortiment um das gesamte Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT) **RENASYS[◊]** und **PICO[◊]** ergänzt.

Weitere Informationen finden Sie auf den **10–19, 21, 27–29, 32–35 und 36–37**.

Kompressionstherapie

Venenerkrankungen wie Ulcus cruris, auch „offenes Bein“ genannt, werden am besten mit Kompressionsverbänden behandelt, um das Ödem abzubauen und die Versorgung des Gewebes zu verbessern, sodass die Wunde heilen kann. Das Mehrlagen-Kompressionssystem **PROFORE[◊]** bietet eine lang anhaltende Wirkung, wodurch die Verbände bis zu 7 Tage durchgehend getragen werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 62 und 63**.

OP-Bedarf und postoperative Verbände

Während und nach Operationen werden wasserdampfdurchlässige und keimdichte **IV3000[◊]** Folienverbände zur Kanülen- und Katheterfixierung, **LEUKOSTRIP[◊]** Wundnahtstreifen für den schnellen Wundverschluss sowie postoperative Verbände wie **CUTIPLAST[◊] PLUS STERIL / CUTIPLAST[◊] STERIL** und **OPSITE[◊] POST-OP / VISIBLE** eingesetzt. Zur Fixierung von Verbänden und Versorgung kleiner Wunden bieten außerdem **OPSITE[◊]** Folien und Spray sicheren Schutz.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 48, 51–52, 53–54 und 60**.

Inhaltsverzeichnis

T.I.M.E. 2.0 – Leitfaden zur Versorgung chronischer Wunden 8

Exsudatmanagement

SCHAUMVERBÄNDE

| | |
|--|----|
| ALLEVYN® LIFE | 12 |
| ALLEVYN® LIFE SACRUM | 12 |
| ALLEVYN® LIFE HEEL | 12 |
| ALLEVYN® LIFE NON-BORDERED..... | 13 |
| ALLEVYN® GENTLE BORDER | 14 |
| ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL | 14 |
| ALLEVYN® GENTLE BORDER MULTISITE | 15 |
| ALLEVYN® GENTLE BORDER SACRUM..... | 15 |
| ALLEVYN® GENTLE | 16 |
| ALLEVYN® Schaumverband nicht haftend | 17 |
| ALLEVYN® Schaumverband Ferse nicht haftend | 17 |
| ALLEVYN® TRACHEOSTOMY | 18 |
| ALLEVYN® Schaumverband haftend | 18 |
| ALLEVYN® SACRUM | 19 |
| ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE | 19 |
| ALLEVYN® THIN | 20 |

SUPERABSORBER

| | |
|------------------|----|
| DURAMAX® S | 20 |
|------------------|----|

GELBILDENDER FASERVERBAND

| | |
|------------------|----|
| DURAFIBER® | 21 |
|------------------|----|

ALGINAT

| | |
|-------------------|----|
| ALGISITE® M | 22 |
|-------------------|----|

HYDROKOLLOIDE

| | |
|------------------------|----|
| REPLICARE® | 22 |
| REPLICARE® THIN | 23 |
| REPLICARE® ULTRA | 23 |

Infektionsmanagement

SILBER-WUNDAUFLAGEN

| | |
|--|----|
| ACTICOAT® FLEX 3, ACTICOAT® FLEX 7 | 25 |
| ACTICOAT®, ACTICOAT® 7 | 26 |

SILBER-SCHAUMVERBÄNDE

| | |
|---|----|
| ALLEVYN® Ag GENTLE BORDER | 26 |
| ALLEVYN® SILBER Schaumverband nicht haftend | 27 |
| ALLEVYN® SILBER Schaumverband Ferse nicht haftend | 27 |
| ALLEVYN® SILBER Schaumverband haftend | 28 |
| ALLEVYN® Ag SACRUM | 28 |

GELBILDENDER FASERVERBAND MIT SILBER

| | |
|---------------------|----|
| DURAFIBER® Ag | 29 |
|---------------------|----|

CADEXOMER JOD

| | |
|--------------------------|----|
| IODOSORB® Dressing | 30 |
| IODOSORB® Salbe | 30 |

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapie-system (sNPWT)

| | |
|---------------------------------------|----|
| PICO® 14, PICO® Zubehör..... | 33 |
| PICO® 7, PICO® Zubehör, PICO® 7Y..... | 34 |
| PICO® Multipacks..... | 35 |
| PICO® Wundfüllmaterialien | 35 |

Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

| | |
|--|----|
| RENASYS® TOUCH, RENASYS® Soft Port..... | 36 |
| RENASYS® Therapieeinheiten, RENASYS® -F, RENASYS® -F/AB, RENASYS® -G Wundversorgungs-Kits, Zubehör..... | 37 |

Hydrogele

| | |
|------------------------------|----|
| INTRASITE® GEL | 39 |
| INTRASITE® CONFORMABLE | 39 |

Hautschutz

| | |
|---------------------------------------|----|
| SECURA® | 41 |
| SKIN-PREP® | 42 |
| REMOVE® | 42 |
| PROSHIELD® Sprüh-Schaumreiniger | 43 |
| PROSHIELD® Plus | 43 |

Fettgazeverbände

| | |
|------------------|----|
| BACTIGRAS° | 44 |
| CUTICERIN° | 45 |
| JELONET° | 45 |

OP-Bedarf

| | |
|------------------------------|----|
| OPSITE° Inzisionsfolie | 47 |
| APPLICA° OP-Folie..... | 47 |
| LEUKOSTRIP° | 48 |
| LEUKOSTRIP° S..... | 48 |

Klebende und nicht klebende Wundverbände

| | |
|-------------------------------|----|
| OPSITE° POST-OP | 51 |
| OPSITE° POST-OP VISIBLE | 52 |
| PRIMAPORE° | 52 |
| CUTIPLAST° Meterware..... | 53 |
| CUTIPLAST° STERIL..... | 53 |
| CUTIPLAST° PLUS STERIL | 54 |
| CUTIFIX° STRETCH..... | 54 |
| MELOLIN° | 55 |

Wund- und Fixierfolien

| | |
|-------------------------------|----|
| OPSITE° FLEXIGRID° | 57 |
| OPSITE° FLEXIFIX | 57 |
| OPSITE° FLEXIFIX GENTLE | 58 |
| OPSITE° SPRAY | 58 |

Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen

| | |
|--------------------------------------|----|
| IV3000° | 60 |
| APPLICA° IV. 100 | 61 |
| OPSITE° VISIBLE DRAIN DRESSING | 61 |

Kompressionssysteme

| | |
|--------------------|----|
| PROFORE° | 62 |
| PROFORE° LITE..... | 63 |

Salben

| | |
|--------------------|----|
| ENZYMATISCH | |
| IRUXOL° N | 64 |

Biosynthetischer Hautersatz

| | |
|-----------------|----|
| BIOBRANE° | 67 |
|-----------------|----|

Verbrennungsbehandlung

| | |
|----------------|----|
| EXU-DRY° | 68 |
|----------------|----|

Narbenbehandlung

| | |
|------------------|----|
| CICA-CARE° | 69 |
|------------------|----|

Hydrochirurgie-System

| | |
|--------------------|----|
| VERSAJET° II | 70 |
|--------------------|----|

Applikationstechniken

| | |
|-------------------------------|----|
| ALLEVYN° | 72 |
| IV3000° | 74 |
| OPSITE° POST-OP VISIBLE | 78 |

Treffen Sie eine klare Entscheidung.

Mit unserer klinischen Entscheidungshilfe T.I.M.E. 2.0 und dem bewährten Portfolio zur richtigen Zeit das richtige Produkt für die richtige Wunde wählen.

T.I.M.E. 2.0 (Clinical Decision Support Tool, CDST)*

Fünf Schritte, um eine Vereinfachung und systematische Vereinheitlichung in der Praxis leichter zu erreichen:

Assessment: Wundbeurteilung und Lebensqualität

Die Entscheidungshilfe beginnt mit der Einschätzung des Patienten. Es ist wichtig, dass das medizinische Fachpersonal eine ganzheitliche Sicht auf das Wohlbefinden des Patienten hat. Diese bezieht die Entscheidungshilfe mit ein.

Build: Bildung eines multidisziplinären Behandlungsteams unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Patientenansatzes

Das medizinische Fachpersonal muss, bevor es fortfährt, erwägen, ob es den Patienten behandeln kann und ihn, falls nötig, überweisen. Pflegekräfte müssen miteinbezogen werden.

Control: Kontrolle und Beseitigung von Wundheilungsstörungen

Die ganzheitliche Betrachtung des Zustands des Patienten ist in die Entscheidungshilfe integriert. Daher muss das medizinische Fachpersonal auch andere zugrunde liegende Probleme berücksichtigen.

Decide: Entscheidung über angemessene Therapie

Die Einschätzung der Wunde sollte anhand der gut fundierten T.I.M.E.-Prinzipien erfolgen.

Tissue
Nekrosen/
Fibrinbeläge

Infection
Infektion

Moisture
Feuchtigkeits-
ungleichgewicht

Edge
Verzögerte
Reepithelisierung

Evaluation: Evaluierung und Re-Assessment von Therapie und Fortschritt

Es ist für die Sicherstellung des Wundverlaufs von entscheidender Bedeutung, dass dieser Schritt einheitlich und regelmäßig durchgeführt wird.

Kehren Sie zu A, B, C, D zurück, wenn der Wundverlauf nicht gut ist.



Mit **MolecuLight i:X™** die Bakterienbelastung visualisieren und die Wundoberfläche vermessen**

*Die Entscheidungshilfe wurde mit Unterstützung von Glenn Smith¹ and Moore et al. 2019² entwickelt. ** MolecuLight Headquarter, 425 University Avenue, Suite 700, Toronto, ON M5G 1T6, Canada
Referenzen: 1. Smith G, Greenwood M, Searle R. Ward nurses' use of wound dressings before and after a bespoke educational programme. Journal of Wound Care Vol. 19., no. 9, Sept 2010

T.I.M.E. 2.0 Leitfaden – Clinical Decision Support Tool (CDST)

Mit MolecuLight iX™ die Bakterien Belastung visualisieren und die Wundoberfläche vermessen



Assessment: Wundbeurteilung und Lebensqualität

Diagnose und Therapiemerkmale festlegen unter Berücksichtigung der Begleiterkrankung und Wundheilungsstörung. Wundtyp, Größe, Lokalisation, Wundbeschaffenheit, Infektions-/Entzündungszeichen, Schmerzerfassung, Komorbiditäten, Therapietreue des Patienten


Build: Bildung eines multidisziplinären Behandlungsteams unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Patientenansatzes

Einbeziehung und Dokumentation anderer med. Fachdisziplinen z.B. chirurgisches Team, Wundexperten, Pflegedienste, Ernährungsberatung, Schmerztherapie, Podologen

Control: Kontrolle und Beseitigung von Wundheilungsstörungen

Festlegen und Dokumentieren des individuellen Behandlungsplans:
Infektionen, Diabetes Mellitus, Ernährungsstatus, Inkontinenz, Mobilität, Gefäßstatus, Schmerzen, Stress, Ängste, Therapietreue, Lebensstil, Medikation

Decide: Entscheidung über angemessene Therapie



*Geeigneten Sekundärverband entsprechend dem lokalen Protokoll verwenden

Evaluation: Evaluierung und Re-Assessment von Therapie und Fortschritt

Aufzeichnung des Wundverlaufs innerhalb des gegebenen Zeitrahmes. Falls der Zustand unverändert bleibt - wieder bei A, B, C anfangen und Behandlung gegebenenfalls anpassen

Developed with the support of Glenn Smith¹ and Moore et al. 2019²

¹NPWT: Negative Pressure Wound Therapy. ²Level of exudate for wounds suitable for NPWT. ³SECURA Range includes SECURA Spray, SECURA Protective wipes, SECURA Foam Applicator.

Referenzen: 1. Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, et al. Wound bed preparation: a systematic approach to wound management. *Wound Rep Reg* (2002); 11:1-28. 2. Leaper DJ, Schultz G, Cavill K, Fletcher J, Swanson T, Drake R. Extending the TIME concept: what have we learned in the past 10 years? *Int Wound J* 2012; 9 (Suppl. 2):1-19. 3. Smith G, Greenwood M, Searle R, Ward nurse's use of wound dressings before and after a bespoke educational programme. *Journal of Wound Care* 2010, vol. 19, no. 4. Moore Z, Dowsett C, Smith G, et al. TIME CDST: an updated tool to address the current challenges in wound care. *Journal of Wound Care*, vol. 28, no. 3, March 2019: 154-161.

⁴Zusammensetzung: Wirkstoff: Aufgearbeitetes Filtrat von Clostridium histolyticum mit Clostridienpeptidase A 1,2 I.E., andere Proteasen 0,24 I.E. pro 1 g Salbe; Sonstige Bestandteile: Dichlorsäure Paraffin, weißes Vaseline, Anwendungsgebiete: Zur enzymatischen Reinigung kutaner Ulzera von nekrotischem Gewebe. Gegenanzeigen: Absolute: Patienten mit Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Relative: IRUXOL N bei Ulzera mit starken Infektionen nicht ohne eine begleitende systemische Antibiotikatherapie anwenden. Bei Verbrennungen sollte ohne Konsultation eines Verbrennungsspezialisten nicht mehr als 10 % der Körperoberfläche behandelt werden. Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen: Thyrotoxic, Gramicidin und Tetracycline nicht zusammen mit IRUXOL N lokal anwenden. Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Diabetikern trockene Gangliene vorsichtig befeuchten, um den Übergang zu feuchten Ganglienen zu vermeiden. Schwangerschaft: Anwendung im 1. Trimenon nur bei strenger Indikationstellung. Stillzeit: Übergang in die Muttermilch unwahrscheinlich. Nebenwirkungen: Häufig können Hautreizungen oder Kontaktdermatitis auftreten. Gelegentlich können Schmerzen, Erytheme oder Brennen im Wundgebiet auftreten. Verschleibungspflichtig. Weitere Informationen siehe Fachinformation bzw. Gebrauchsinformation. Zulassungsinhaber: Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 4, Haus 21, 22763 Hamburg, Stand: 04/2019

Smith & Nephew erteilt keine medizinischen Ratschläge. Die vorgestellten Informationen stellen keine medizinischen Ratschläge dar und sind nicht als solche zu verstehen. Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichts- und Warnhinweise, entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Es obliegt dem medizinischen Fachpersonal, im eigenen klinischen Ermessen für jeden einzelnen Patienten die geeigneten Produkte und Techniken zu ermitteln und einzusetzen.

Wundmanagement, Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 30, Deutschland
Wundmanagement, Smith & Nephew GmbH, Concorde Business Park C3, 2320 Schwechat, Österreich
Wundmanagement, Smith & Nephew AG, Theilerstrasse 1A, 6300 Zug, Schweiz

⁵Trademark of Smith & Nephew All Trademarks acknowledged. 13714 | AWM-Miscellaneous-21162

+ Das ALLEVYN[®]-Sortiment

Passende Lösungen für ein breites Spektrum akuter und chronischer Wunden unterschiedlicher Größe, Exsudatmenge und Lokalisation

Unsere ALLEVYN[®] Schaumverbände verfügen über eine langjährige Historie. Seit der Einführung des allerersten Schaumverbandes im Jahre 1987 haben wir unser Portfolio stetig erweitert und bieten verschiedenste Varianten an – verschiedene Haftarten, Absorptionsvermögen, Größen und Formen – es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.

All unsere ALLEVYN[®] Schaumverbände zeichnen sich durch ihren weichen Produktaufbau aus. Atmungsaktive Außenfolien sorgen dafür, dass Flüssigkeit nach oben abdampfen kann und dienen zugleich als Feuchtigkeits- und Bakterienbarriere. Sie sind klinisch erprobt und ermöglichen eine optimale feuchte Wundversorgung.

Eine Vielzahl unserer Produkte ist mit Silikon beschichtet. Silikon haftet auf trockener Haut, verklebt jedoch nicht mit der Wunde und kann Schmerzen beim Verbandwechsel reduzieren. Es hat ein geringes Potential von Hautirritationen und kann auch bei empfindlicher Haut eingesetzt werden.



+ Der **Kurzüberblick** fasst die wichtigsten Besonderheiten der Verbände zusammen. Weitere Details zum jeweiligen Produkt folgen **auf den nächsten Seiten**.

Unser ALLEVYN[®]-Portfolio

Mit Haftrand

Der anpassungsfähige Allrounder

ALLEVYN[®] LIFE




- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge an
- XL-Haftrand für zuverlässigen Halt
- **EXULOCK[®]** Superabsorber-Verschlusskern schließt Flüssigkeit auch unter Druck sicher ein; dient als zusätzliche Kapazitätsreserve bei steigendem Exsudatlevel
- **EXUMASK[®]** Technologie reduziert das Durchschießen von Exsudat und dient als Verbandwechselindikator, der anzeigt, wann der Verband gewechselt werden sollte
- Dämpft Druck- und Stoßeinwirkungen von außen ab

Auch als Sakral- und Fersenverband erhältlich

Ohne Haftrand

ALLEVYN[®] LIFE NON-BORDERED



- **EXULOCK[®]** Superabsorber-Verschlusskern schließt Flüssigkeit auch unter Druck sicher ein; dient als zusätzliche Kapazitätsreserve bei steigendem Exsudatlevel
- Blickdichte rosa Folie reduziert Durchschießen des Exsudats nach außen

Auch in besonders großer, länglicher Form erhältlich

Der Anschmiegsame

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER



Weich und dehnbar, längs- und querelastisch

Auch als Sakral-, Fersen- und Multisite-Verband erhältlich

Antimikrobielle Variante:
ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER

ALLEVYN[®] GENTLE



Weich und anschmiegsam

MÄSSIG BIS STARK

Der Sensible

ALLEVYN[®] Schaumverband nicht haftend



Besonders für geschädigte Haut geeignet

Auch als Fersen- und Tracheostomie-Verband erhältlich

Antimikrobielle Variante:
ALLEVYN[®] Silber Schaumverband nicht haftend (inkl. Ferse)

Der stark Haftende

ALLEVYN[®] Schaumverband haftend



Besonders hohe Haftkraft, bei intakter Umgebungshaut

Auch als Sakralverband erhältlich

Antimikrobielle Variante:
ALLEVYN[®] Silber Schaumverband haftend, ALLEVYN[®] Ag SACRUM

Der besonders Flexible

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE



Dünn und flexibel

Auch in besonders kleinen und länglichen Größen verfügbar

ALLEVYN[®] THIN



Besonders dünn und flexibel

SCHWACH BIS MÄSSIG



Auch als Sakral- und Fersenverband erhältlich

ALLEVYN[®] LIFE – Unser anpassungsfähiger Allrounder

Vielseitiger und zuverlässiger Silikonschaumverband mit Hafttrand, der bei verschiedensten Herausforderungen unterstützen kann. Kann dazu beitragen, unnötige Verbandwechsel zu vermeiden. Für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge optimal an
- Einzigartige Kleeblattform und XL-Hafttrand ermöglichen eine gute Anpassung an alle Körperkonturen und reduzieren das Risiko des Verrutschens
- Keine Sekundärfixierung nötig
- Sanft haftende, perforierte Wundkontaktschicht aus Silikon bietet dem Patient einen schmerzarmen und atraumatischen Verbandwechsel
- Duschfest
- Der mehrschichtige Aufbau dämpft Druck- und Stoßeinwirkungen von außen ab, damit der Patient sich gut geschützt fühlt
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ALLEVYN[®] LIFE | | | | | |
| 66801067 | 10,3 cm x 10,3 cm | 5,1 cm x 5,1 cm | 0963 4019 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66801068 | 12,9 cm x 12,9 cm | 7,6 cm x 7,6 cm | 0963 4031 | 50 Stück (5 OP) | 10 Stück |
| 66801069 | 15,4 cm x 15,4 cm | 10,2 cm x 10,2 cm | 0963 4048 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66801070 | 21,0 cm x 21,0 cm | 15,4 cm x 15,4 cm | 0963 4060 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| ALLEVYN[®] LIFE SACRUM Verbandliegezeit bis zu 5 Tage | | | | | |
| 66801306 | 17,2 cm x 17,5 cm | 12,4 cm x 8,5 cm | 0249 5000 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66801307 | 21,6 cm x 23,0 cm | 17,0 cm x 12,3 cm | 0249 5129 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| ALLEVYN[®] LIFE HEEL | | | | | |
| 66801304 | 25,0 cm x 25,2 cm | 20,0 cm x 20,2 cm | 0711 6438 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



Mit EXUMASK[®] Technologie:
Für mehr Klarheit und ein gutes Gefühl im Leben.

Klarheit dank Verbandwechselindikator – er zeigt an, wann gewechselt werden sollte.
Die Maskierungsschicht schenkt Sicherheit – sie reduziert die Sichtbarkeit des Exsudats nach außen und sorgt für ein sauberes und diskretes Gefühl im aktiven Leben.



Mit EXULOCK[®] Technologie:
Schließt ein, was man für sich behalten möchte.

Der Superabsorber-Verschlusskern schließt Exsudat sicher ein und vermeidet unangenehmen Wundgeruch. Bei steigendem Exsudatlevel sorgt die zusätzliche Kapazitätsreserve für Entspannung.



Hilfreicher Wechselindikator:
Wechseln, wenn 75 % des Wundkissenrandes mit Exsudat gefüllt ist.



ALLEVYN[®] LIFE NON-BORDERED – Der anpassungsfähige Allrounder

Unser anpassungsfähiger Allrounder ist auch ohne Hafttrand erhältlich – ALLEVYN[®] LIFE Non-Bordered – steril. Ein hochabsorbierender, zuschneidbarer Verband.

- Fortschrittliches, 5-lagiges Design mit integriertem Superabsorber-Verschlusskern und blickdichter rosa Folie, die das Durchscheinen des Exsudats minimiert
- Ohne Hafttrand
- Leichte Silikonhaftung vereinfacht Applikation und reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Vielseitig einsetzbare Kleeblattform, zuschneidbar
- Sekundärfixierung notwendig
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66011747 | 5,5 cm x 5,5 cm | 1388 0020 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66011748 | 10,5 cm x 10,5 cm | 1388 0037 | 120 Stück (10 OP) | 12 Stück |
| 66011749 | 16,0 cm x 16,0 cm | 1388 0043 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66011750 | 21,0 cm x 21,0 cm | 1388 0155 | 48 Stück (4 OP) | 12 Stück |
| 66011751 | 10,0 cm x 20,0 cm | 1388 0066 | 48 Stück (4 OP) | 12 Stück |
| 66011752 | 20,0 cm x 50,0 cm | 1388 0161 | 12 Stück (4 OP) | 3 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | |
| 66801747 | 5,5 cm x 5,5 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66801748 | 10,5 cm x 10,5 cm | – | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66801749 | 16,0 cm x 16,0 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66801750 | 21,0 cm x 21,0 cm | – | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 66801751 | 10,0 cm x 20,0 cm | – | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 66801752 | 20,0 cm x 50,0 cm | – | 12 Stück (6 OP) | 2 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



ALLEVYN® GENTLE BORDER ist auch als Sakral-, Fersen- und Multisite-Variante erhältlich.

ALLEVYN® GENTLE BORDER – Der Anschmiegsame

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Mit Hafttrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und dehnbar
- Längs- und Querelastizität für gute Anpassung
- Duschfest
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | | |
| 66800259 | 7,5 cm x 7,5 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | 0608 7427 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66800260 | 10,0 cm x 10,0 cm | 7,5 cm x 7,5 cm | 0608 7456 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66800901 | 10,0 cm x 20,0 cm | 7,2 cm x 17,2 cm | 0775 1904 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66800265 | 10,0 cm x 30,0 cm | 6,5 cm x 26,5 cm | 1291 1327 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800262 | 12,5 cm x 12,5 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 0608 7433 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66800263 | 17,5 cm x 17,5 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 0608 7462 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | | |
| 66800269 | 7,5 cm x 7,5 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | – | 300 Stück (30 OP) | 10 Stück |
| 66800270 | 10,0 cm x 10,0 cm | 7,5 cm x 7,5 cm | – | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66800900 | 10,0 cm x 20,0 cm | 7,2 cm x 17,2 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800265 | 10,0 cm x 30,0 cm | 6,5 cm x 26,5 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800272 | 12,5 cm x 12,5 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | – | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66800273 | 17,5 cm x 17,5 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | – | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL

Anatomisch geformt für Wunden an der Ferse – steril.

- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800506 | 23,0 cm x 23,2 cm | 20,0 cm x 20,2 cm | 0269 1416 | 35 Stück (7 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



ALLEVYN® GENTLE BORDER SACRUM

Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich.
Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandszeit bis zu 5 Tage



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundaufgabe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | | |
| 66800899 | 16,8 cm x 17,1 cm | 8,5 cm x 12,5 cm | 0775 1910 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | | |
| 66800897 | 16,8 cm x 17,1 cm | 8,5 cm x 12,4 cm | – | 36 Stück (6 OP) | 6 Stück |

Erstattungsfähig



ALLEVYN® GENTLE BORDER MULTISITE

Anatomisch geformt für eine Vielzahl von schwierigen und konturierten Körperstellen wie Knie, Ferse, Schulter etc. – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundaufgabe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | | |
| 66800960 | 17,1 cm x 17,9 cm | 11,6 cm x 12,3 cm | 0886 1078 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | | |
| 66800959 | 17,1 cm x 17,9 cm | 11,6 cm x 12,3 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® GENTLE – Der Anschmiegsame

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation. Die sanfte Haftung erleichtert die Sekundärfixierung – steril.

- Ohne Haftrand
- Sekundärfixierung notwendig
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und anschmiegsam, zuschneidbar
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66802135 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0608 7367 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66802136 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0608 7373 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66802137 | 10,0 cm x 20,0 cm | 0608 7396 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66802138 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0608 7404 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| 66802139 | 20,0 cm x 20,0 cm | 0608 7410 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | |
| 66802128 | 5,0 cm x 5,0 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66802129 | 10,0 cm x 10,0 cm | – | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66802130 | 10,0 cm x 20,0 cm | – | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 66802131 | 15,0 cm x 15,0 cm | – | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 66802132 | 20,0 cm x 20,0 cm | – | 20 Stück (2 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

+ Ihr wunder Punkt, wundvoll versorgt
www.wundervoll-versorgt.de





ALLEVYN° Schaumverband nicht haftend – Der Sensible

Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Nicht haftende Wundkontaktschicht
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Besonders gut für geschädigte, aber natürlich auch für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66801116 | 4,5 cm x 5,5 cm | 0968 6594 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801117 | 9,0 cm x 11,0 cm | 0968 6602 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801118 | 9,0 cm x 21,0 cm | 0968 6619 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801119 | 14,0 cm x 16,0 cm | 0968 6625 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801120 | 19,0 cm x 21,0 cm | 0968 6631 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | |
| 66801145 | 4,5 cm x 5,5 cm | – | 120 Stück (6 OP) | 20 Stück |
| 66801146 | 9,0 cm x 11,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801147 | 9,0 cm x 21,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801148 | 14,0 cm x 16,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801149 | 19,0 cm x 21,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| Sondergröße – ALLEVYN° NON-ADHESIVE | | | | |
| 66000663 | 40 cm x 70 cm | 0141 2710 | – | 2 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN° Schaumverband Ferse nicht haftend

Anatomisch geformt für die einfache Versorgung von Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen, Hoden – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66801121 | 10,5 cm x 13,5 cm | 0968 6648 | 42 Stück (6 OP) | 7 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | |
| 66801150 | 10,5 cm x 13,5 cm | – | 30 Stück (3 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® TRACHEOSTOMY

Mit runder Ausstanzung für die Versorgung mit Tracheostoma-Kanülen – steril.



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66007640† | 9,0 cm x 9,0 cm | 0752 4640 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |
| 66010674 | 6,0 cm x 4,0 cm | – | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |

† Erstattungsfähig



Unser stark haftender Wundverband ist auch als Sakral-Variante erhältlich.

ALLEVYN® Schaumverband haftend – Der stark Haftende

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Duschfest
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Bei intakter Umgebungshaut



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | | |
| 66801111 | 7,0 cm x 8,0 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | 0968 6542 | 144 Stück (12 OP) | 12 Stück |
| 66801112 | 12,0 cm x 13,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 0968 6559 | 144 Stück (12 OP) | 12 Stück |
| 66801113 | 13,0 cm x 22,0 cm | 10,0 cm x 20,0 cm | 0968 6565 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801114 | 17,0 cm x 18,0 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 0968 6571 | 96 Stück (8 OP) | 12 Stück |
| 66801115 | 22,0 cm x 23,0 cm | 20,0 cm x 20,0 cm | 0968 6588 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | | |
| 66801140 | 7,0 cm x 8,0 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801141 | 12,0 cm x 13,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801142 | 13,0 cm x 22,0 cm | 10,0 cm x 20,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801143 | 17,0 cm x 18,0 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |
| 66801144 | 22,0 cm x 23,0 cm | 20,0 cm x 20,0 cm | – | 80 Stück (4 OP) | 20 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® SACRUM

Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich.
Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandliegezeit bis zu 5 Tage



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66012593 | 17,0 cm x 17,0 cm | 13,5 cm x 13,2 cm | 0131 3221 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |
| 66000451 | 22,0 cm x 22,0 cm | 18,0 cm x 18,0 cm | 0889 1607 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig



ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE – Der besonders Flexible

Dünnere, sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mäßiger Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Besonders anschmiegsam und flexibel dank des 2 mm dünnen PU-Schaums
- Duschfest
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800833 | 5,0 cm x 5,0 cm | 3,0 cm x 3,0 cm | 0943 1196 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800834 | 7,5 cm x 7,5 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | 0943 1210 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800835 | 10,0 cm x 10,0 cm | 7,5 cm x 7,5 cm | 0943 1227 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800836 | 5,5 cm x 12,0 cm | 3,0 cm x 9,5 cm | 0943 1233 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800837 | 8,0 cm x 15,0 cm | 5,5 cm x 12,5 cm | 0943 1256 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66800840 | 15,0 cm x 15,0 cm | 12,5 cm x 12,5 cm | 0943 1204 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



ALLEVYN° THIN

Dünnere, selbsthaftender Wundverband aus einer Polyurethanmatrix mit eingebetteten Superabsorbentien für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mäßiger Exsudation – steril.

- Besonders dünn und flexibel
- Selbsthaftend, anschmiegsam und zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen, beim Verbandwechsel
- Optimal für schwierige Körperkonturen
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66012615 | 5,0 cm x 6,0 cm | 0312 6902 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66012616 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0312 6919 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66045124 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0312 6931 | 48 Stück (16 OP) | 3 Stück |
| 66047579 | 15,0 cm x 20,0 cm | 0312 6925 | 48 Stück (16 OP) | 3 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

SUPERABSORBER



DURAMAX° S

Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Deckschicht zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden – steril.

- Hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität
- Die vernetzte Silikon-Wundkontaktschicht verklebt nicht mit dem Wundbett
- Schließt Exsudat im superabsorbierenden Kern ein – auch unter Kompression
- Kann helfen, die Wundumgebungshaut vor Wundexsudat und Feuchtigkeit zu schützen



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66803131 | 10,0 cm x 10,0 cm | 7,0 cm x 7,0 cm | 1794 4461 | 400 Stück (40 OP) | 10 Stück |
| 66803132 | 15,0 cm x 20,0 cm | 12,0 cm x 17,0 cm | 1794 4478 | 200 Stück (20 OP) | 10 Stück |
| 66803133 | 20,0 cm x 20,0 cm | 17,0 cm x 17,0 cm | 1794 4484 | 200 Stück (20 OP) | 10 Stück |
| 66803134 | 20,0 cm x 25,0 cm | 17,0 cm x 22,0 cm | 1794 4490 | 160 Stück (16 OP) | 10 Stück |
| 66803135 | 20,0 cm x 40,0 cm | 17,0 cm x 37,0 cm | 1794 4509 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



DURAFIBER[®]

Absorbierender, gelbildender Faserverband aus Cellulose-Ethylsulfonat-Fasern – steril.


- Sanfte, anpassungsfähige Gelmatrix
- Dauerhaft intakte Wundauflage und Gelfestigkeit – leichtes Entfernen in einem Stück
- Vertikale Exsudataufnahme, die das Mazerationsrisiko der umliegenden Haut reduziert



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800029 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0028 3015 | 200 Stück (20 OP) | 10 Stück |
| 66800030 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0028 3156 | 200 Stück (20 OP) | 10 Stück |
| 66800031 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0028 3185 | 60 Stück (12 OP) | 5 Stück |
| 66800033 | 2,0 cm x 45,0 cm | 0342 5993 | 60 Stück (12 OP) | 5 Stück |
| 66800546 | 4,0 cm x 10,0 cm | 0342 6024 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800547 | 4,0 cm x 20,0 cm | 0342 6047 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800548 | 4,0 cm x 30,0 cm | 0342 6053 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66800551 | 10,0 cm x 12,0 cm | 0614 1055 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



ALGISITE[®] M

Kalziumalginat-Wundauflage für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Durch die Exsudataufnahme wird ALGISITE M zu einem weichen, strukturstabilen Gel
- Wirkt blutstillend
- Hohe Faserstabilität durch spezielle Verbundtechnik – erleichtert das Entfernen in einem Stück
- Anpassungsfähig an alle Wundkonturen
- Zuschneidbar
- Granulationsfördernd durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tagen



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66000519 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0879 8664 | 200 Stück (20 OP) | 10 Stück |
| 66000520 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0879 8670 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66000521 | 15,0 cm x 20,0 cm | 0881 8533 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66000522 | 2,0 cm x 30,0 cm | 0881 8556 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

HYDROKOLLOIDE



REPLICARE[®]

Hydrokolloid-Verband für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mäßiger Exsudation – steril.

- Selbsthaftend ohne Sekundärfixierung
- Verbandliegezeit von bis zu 7 Tagen (bei geringer Exsudation)
- Aufrechterhaltung eines idealfeuchten Wundmilieus
- Abgeflachte Ränder verbessern die Haftwirkung und reduzieren somit das Risiko von Leckagen
- Einfache Handhabung
- Bakterien- und wasserdichte Außenfolie ermöglicht Patienten, mit dem Verband zu duschen



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66801236 | 3,8 cm x 6,4 cm | 0976 9788 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 483100 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0976 9794 | 40 Stück (8 OP) | 5 Stück |
| 483200 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0976 9802 | 40 Stück (8 OP) | 5 Stück |
| 483300 | 20,0 cm x 20,0 cm | 0976 9819 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |

Sortiment im Klinik-Bereich

| | | | | |
|--------|-----------------|---|------------------|----------|
| 483000 | 3,8 cm x 6,4 cm | – | 180 Stück (6 OP) | 30 Stück |
|--------|-----------------|---|------------------|----------|

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



REPLICARE[°] THIN

Dünnere Hydrokolloid-Verband für die Versorgung von trockenen oder Wunden mit leichter Exsudation – steril.



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 59484000 | 5,0 cm x 7,0 cm | 0976 9825 | 150 Stück (15 OP) | 10 Stück |
| 66801237 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0976 9914 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 59484100 | 9,0 cm x 14,0 cm | 0976 9831 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 59484200 | 15,0 cm x 20,0 cm | 0976 9848 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



REPLICARE[°] ULTRA

Hochleistungsfähiger Hydrokolloid-Verband für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mäßiger Exsudation – steril.



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 59484600 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0976 9854 | 40 Stück (8 OP) | 5 Stück |
| 66000434 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0976 9860 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 59484700 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0976 9883 | 40 Stück (8 OP) | 5 Stück |
| 59484900 | 17,8 cm x 20,0 cm (Sacrum) | 0976 9908 | 30 Stück (6 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

+ ACTICOAT[◇] FLEX

Für eine effiziente Infektionsbekämpfung

ACTICOAT[◇] FLEX ist ein antimikrobieller Wundverband mit einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung.



+ ACTICOAT FLEX ist dehnbar, flexibel, anpassungsfähig und weich. Er bewegt sich mit dem Patienten und bietet einen hohen Tragekomfort. So ist der Verband auch für komplexe Wundsituationen geeignet.



Kann mit dem RENASYS[®]- / PICO[®]-System verwendet werden, Verbandwechsel dann alle 3 Tage notwendig

ACTICOAT[®] FLEX 3, ACTICOAT[®] FLEX 7

Antimikrobielle Wundauflage mit Silber zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantationsareale – steril.

- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Verbandliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT[®] FLEX 7)
- Minimiert Schmerzen beim Verbandwechsel
- Einfache Applikation
- Als Tamponade geeignet




| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ACTICOAT[®] FLEX 3 | | | | |
| 66800396 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0537 2835 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66801290 | 4,0 cm x 15,0 cm | 0264 5787 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66800398 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0537 2841 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66800399 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0537 2858 | 240 Stück (20 OP) | 12 Stück |
| 66800409 | 10,0 cm x 20,0 cm | 0537 2864 | 240 Stück (20 OP) | 12 Stück |
| 66801291 | 4,0 cm x 25,0 cm | 0264 6634 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66801293 | 20,0 cm x 20,0 cm | 0264 6657 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66800419 | 20,0 cm x 40,0 cm | 0537 2870 | 120 Stück (20 OP) | 6 Stück |
| 66801292 | 4,0 cm x 35,0 cm | 0264 6640 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66800432 | 40,0 cm x 40,0 cm | 0537 2887 | 30 Stück (5 OP) | 6 Stück |
| 66800435 | 10,0 cm x 120,0 cm | 0537 2893 | 24 Stück (4 OP) | 6 Stück |
| ACTICOAT[®] FLEX 7 | | | | |
| 66800395 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0537 2806 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800397 | 10,0 cm x 12,5 cm | 0537 2812 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66800420 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0537 2829 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |


Erstattungsfähig

Applikation von ACTICOAT[®] FLEX 3 und FLEX 7

- Bei trockenen oder nur geringfügig nässenden Wunden mit z. B. Aqua dest. oder **INTRASITE[®] GEL** anfeuchten
- Gegebenenfalls auf die entsprechende Wundgröße zuschneiden
- Einen geeigneten Sekundärverband anlegen (z. B. **ALLEVYN[®]**)
- Nicht mit öligen Substanzen kombinieren
- Nicht direkt auf freiliegenden Sehnen, Knochen oder Organen anwenden




Oberflächenstruktur von normalem Silber



Oberflächenstruktur von ACTICOAT[®]

Langanhaltende bakterizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von wundpathogenen Keimen



ACTICOAT[®], ACTICOAT[®] 7

Antimikrobielle, mehrlagige Wundauflage mit Silberbeschichtung zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantations- und Transplantationsareale – steril.

- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Verbandliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT[®] 7)



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ACTICOAT[®] | | | | |
| 66000808 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0167 5562 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66000789 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0276 0703 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66000791 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0188 5650 | 240 Stück (20 OP) | 12 Stück |
| 66000792 | 10,0 cm x 20,0 cm | 0188 5667 | 240 Stück (20 OP) | 12 Stück |
| 66000793 | 20,0 cm x 40,0 cm | 0188 5710 | 120 Stück (20 OP) | 6 Stück |
| 66000794 | 40,0 cm x 40,0 cm | 0188 5727 | 30 Stück (5 OP) | 6 Stück |
| 66000795 | 10,0 cm x 120,0 cm | 0188 5733 | 24 Stück (4 OP) | 6 Stück |
| ACTICOAT[®] 7 | | | | |
| 66000809 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0167 5533 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66000796 | 10,0 cm x 12,5 cm | 0188 5756 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |
| 66000797 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0188 5762 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig

SILBER-SCHAUMVERBÄNDE



ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER

Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Silber für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum an Erregern
- Mit Haftrand
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und dehnbar
- Längs- und Querelastizität für gute Anpassung
- Duschfest
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800436 | 7,5 cm x 7,5 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | 0329 6142 | 300 Stück (30 OP) | 10 Stück |
| 66800437 | 10,0 cm x 10,0 cm | 7,5 cm x 7,5 cm | 0329 6159 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66800438 | 12,5 cm x 12,5 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 0329 6194 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66800439 | 17,5 cm x 17,5 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 0329 6202 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig



Ist auch als Fersen-Variante erhältlich

ALLEVYN® SILBER Schaumverband nicht haftend

Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche und effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum von Erregern inkl. MRSA (*in vitro*)
- Hohe Absorptionsfähigkeit und schnelle Exsudataufnahme
- Fixierung z. B. durch OPSITE® FLEXIFIX oder Bandagen
- Zuschneidbar
- Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Sekundärfixierung notwendig



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66801126 | 4,5 cm x 5,5 cm | 0968 6708 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801127 | 9,0 cm x 11,0 cm | 0968 6714 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801128 | 14,0 cm x 16,0 cm | 0968 6720 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |
| 66801129 | 19,0 cm x 21,0 cm | 0968 6737 | 72 Stück (6 OP) | 12 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® SILBER Schaumverband Ferse nicht haftend

Anatomisch geformt für die einfache Versorgung von Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen, Hoden – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66801130 | 10,5 cm x 13,5 cm | 0968 6743 | 42 Stück (6 OP) | 7 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | |
| 66801139 | 10,5 cm x 13,5 cm | – | 30 Stück (3 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



Unser stark haftender Wundverband ist auch als Sakral-Variante erhältlich.

ALLEVYN[®] SILBER Schaumverband haftend

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum von Erregern inkl. MRSA (*in vitro*)
- Mit Haftrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Bakterien- und wasserdichter, atmungsaktiver Topfilm
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | | |
| 66801122 | 7,0 cm x 8,0 cm | 5,0 cm x 5,0 cm | 0968 6654 | 144 Stück (12 OP) | 12 Stück |
| 66801123 | 9,5 cm x 11,0 cm | 7,5 cm x 7,5 cm | 0968 6660 | 144 Stück (12 OP) | 12 Stück |
| 66801124 | 12,0 cm x 13,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 0968 6677 | 144 Stück (12 OP) | 12 Stück |
| 66801125 | 17,0 cm x 18,0 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 0968 6683 | 96 Stück (8 OP) | 12 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN[®] Ag SACRUM


Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandliegezeit bis zu 5 Tage



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800092 | 17,0 cm x 17,0 cm | 13,5 cm x 13,2 cm | 0370 6634 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |
| 66800095 | 22,0 cm x 22,0 cm | 18,0 cm x 18,0 cm | 0370 6700 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig



DURAFIBER[®] Ag

Antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit Silber für eine effiziente Behandlung infizierter und exsudierender Wunden – steril.

- Wirkt bis zu 7 Tage antimikrobiell gegen ein breites Spektrum pathogener Keime inkl. MRSA und VRE (*in vitro*)
- Sicherer Einschluss von Bakterien und Förderung der Wundreinigung
- Effektives Exsudatmanagement durch Vergelung innerhalb von Sekunden und Aufrechterhaltung eines heilungsfördernden Wundmilieus
- Einfache Entfernung in einem Stück dank der besonderen Mischung aus Zellulose- und Zellstoff-Fasern



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66800034 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0342 6159 | 200 Stück (20 OP) | 10 Stück |
| 66800035 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0412 0899 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66800036 | 15,0 cm x 15,0 cm | 0342 6202 | 60 Stück (12 OP) | 5 Stück |
| 66800037 | 20,0 cm x 30,0 cm | 0342 6219 | 40 Stück (8 OP) | 5 Stück |
| 66800038 | 2,0 cm x 45,0 cm | 0342 6314 | 60 Stück (12 OP) | 5 Stück |
| 66800583 | 4,0 cm x 10,0 cm | 0342 6320 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800584 | 4,0 cm x 20,0 cm | 0342 6337 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800585 | 4,0 cm x 30,0 cm | 0342 6343 | 50 Stück (10 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

**+ Für eine effiziente
Behandlung infizierter
und exsudierender Wunden**





IODOSORB^o Dressing

Antimikrobieller Wundverband mit 0,9% elementarem Jod zur wirksamen Behandlung von Wunden mit Biofilm.

- Antiseptische Langzeitwirkung von bis zu 72 Stunden, die das Potenzial für Zytotoxizität innerhalb der Wunde reduziert
- Wirksam gegen ein breites Spektrum wundpathogener Keime, z. B. MRSA oder *Pseudomonas aeruginosa*
- Hohe Absorptionskapazität (absorbiert bis zu 6 ml Wundexsudat pro g Cadexomer Jod)
- Kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben



| Artikelnummer | Inhalt (Größe) | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66001290 | 5 g (4,0 cm x 6,0 cm) | 0022 2516 | 590 Stück (118 OP) | 5 Stück |
| 66001291 | 10 g (6,0 cm x 8,0 cm) | 0022 2522 | 306 Stück (102 OP) | 3 Stück |
| 66001292 | 10 g (6,0 cm x 8,0 cm) | 0022 2539 | 390 Stück (78 OP) | 5 Stück |
| 66001293 | 17 g (8,0 cm x 10,0 cm) | 0022 2545 | 160 Stück (80 OP) | 2 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



IODOSORB^o Salbe

Antimikrobieller Wundverband mit 0,9% elementarem Jod zur wirksamen Behandlung von Wunden mit Biofilm.

- Antiseptische Langzeitwirkung von bis zu 72 Stunden, die das Potenzial für Zytotoxizität innerhalb der Wunde reduziert
- Wirksam gegen ein breites Spektrum wundpathogener Keime, z. B. MRSA oder *Pseudomonas aeruginosa*
- Hohe Absorptionskapazität (absorbiert bis zu 6ml Wundexsudat pro g Cadexomer Jod)
- Kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben



| Artikelnummer | Inhalt | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66001295 | 2 x 20 g | 0123 7158 | 140 Stück (70 OP) | 2 Stück |
| 66001296 | 1 x 40 g | 0745 0002 | 225 Stück (225 OP) | 1 Stück |

Erstattungsfähig

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

IODOSORB[◇]: DER **BIOFILM** BRECHER



Biofilm ist schwer zu diagnostizieren, da er möglicherweise nicht einheitlich über die gesamte Wunde hinweg verteilt ist und sich auf der Oberfläche der Wunde als auch in tieferen Gewebeschichten befindet.

+ PICO[◇]

Wundversorgung 2.0

PICO[◇] kombiniert die Vakuumversiegelung mit einem einzigartigen Wundverband.

Die Vakuumversiegelung mit PICO[◇] hilft, Wunden schneller zu schließen sowie Wundheilungsstörungen bei Risikopatienten vorzubeugen. Und ist dabei so einfach zu handhaben wie ein Verband.



reddot winner 2021



1. Silikonbeschichtung
2. PICO[◇] AIRLOCK[◇]-Technologie
3. Superabsorbierender Kern
4. Wasser- und bakterien-dichte Folie
5. PICO[◇] Soft Port
6. Gürtel-Clip
7. 1-Knopf-Bedienung





PICO[®] 14






Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die Behandlung chronischer und akuter Wunden.

Kann mit ACTICOAT[®] FLEX verwendet werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

- Therapiedauer von bis zu 14 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mäßig exsudierende Wunden



| Artikelnummer | Größe Verband (mit Soft Port) | Größe Wundkissen | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Die PICO [®] 14 Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive vier Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung und zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen). | | | | | | |
|  | 66802042 | 10,0 cm x 20,0 cm | 5,0 cm x 15,0 cm | 1526 1491 | 3 Stück | 1 Stück |
| | 66802043 | 10,0 cm x 30,0 cm | 5,0 cm x 25,0 cm | 1526 1522 | 3 Stück | 1 Stück |
| | 66802044 | 10,0 cm x 40,0 cm | 5,0 cm x 35,0 cm | 1526 1545 | 3 Stück | 1 Stück |
|  | 66802045 | 15,0 cm x 15,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 1526 1551 | 3 Stück | 1 Stück |
|  | 66802046 | 15,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 1526 1574 | 3 Stück | 1 Stück |
| | 66802047 | 15,0 cm x 30,0 cm | 10,0 cm x 25,0 cm | 1526 1597 | 3 Stück | 1 Stück |
|  | 66802048 | 20,0 cm x 20,0 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 1526 1628 | 3 Stück | 1 Stück |
| | 66802049 | 25,0 cm x 25,0 cm | 20,0 cm x 20,0 cm | 1526 1640 | 3 Stück | 1 Stück |
|  | 66802040 | Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 1526 1657 | 3 Stück | 1 Stück |
| | 66802041 | Multisite groß 20,0 cm x 25,0 cm | 15,0 cm x 20,0 cm | 1526 1686 | 3 Stück | 1 Stück |

+ Dank EBM-Ziffer für die Vakuumversiegelungstherapie auch ambulant abrechenbar!



Sehen Sie hier ein Video zur **Wirkweise von PICO[®]** und erfahren mehr über die **ambulanten Einsatzmöglichkeiten**

www.vakuumversiegelungstherapie.de





Kann mit ACTICOAT[®] FLEX verwendet werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

PICO[®] 7

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die Behandlung geschlossener Inzisionen, chronischer und akuter Wunden.

- Therapiedauer von bis zu 7 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mäßig exsudierende Wunden



| Artikelnummer | Größe Verband (mit Soft Port) | Größe Wundkissen | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Die PICO [®] 7 Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive zwei Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung und zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen). | | | | |
|  66802002 | 10,0 cm x 20,0 cm | 5,0 cm x 15,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802003 | 10,0 cm x 30,0 cm | 5,0 cm x 25,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802004 | 10,0 cm x 40,0 cm | 5,0 cm x 35,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802005 | 15,0 cm x 15,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802006 | 15,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802007 | 15,0 cm x 30,0 cm | 10,0 cm x 25,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802008 | 20,0 cm x 20,0 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802009 | 25,0 cm x 25,0 cm | 20,0 cm x 20,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |
|  66802000 | Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 5 Stück | 1 Stück |
|  66802001 | Multisite groß 20,0 cm x 25,0 cm | 15,0 cm x 20,0 cm | 3 Stück | 1 Stück |



Kann mit ACTICOAT[®] FLEX verwendet werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

PICO[®] 7Y

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die gleichzeitige Behandlung von zwei Wunden mit einer Therapieeinheit.

- Therapiedauer von bis zu 7 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mäßig exsudierende Wunden



| Artikelnummer | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Die PICO [®] 7Y Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive zwei Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung, zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen). | | |
| 66802031 | 3 Stück | 1 Stück |



PICO^o Multipack

5 Wundauflagen, einzeln steril verpackt in einer Packung.

- Wundauflagen sind steril verpackt und können somit einzeln an mehreren Patienten angewendet werden

Kann mit ACTICOAT^o FLEX kombiniert werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

| | Artikelnummer | Größe Verband (mit Soft Port) | Größe Wundkissen | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 66802022 | 10,0 cm x 20,0 cm | 5,0 cm x 15,0 cm | 1335 5242 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802023 | 10,0 cm x 30,0 cm | 5,0 cm x 25,0 cm | 1335 5259 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802024 | 10,0 cm x 40,0 cm | 5,0 cm x 35,0 cm | 1335 5271 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802025 | 15,0 cm x 15,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 1335 5288 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802026 | 15,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 1335 5294 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802027 | 15,0 cm x 30,0 cm | 10,0 cm x 25,0 cm | 1335 5325 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802028 | 20,0 cm x 20,0 cm | 15,0 cm x 15,0 cm | 1335 5331 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802029 | 25,0 cm x 25,0 cm | 20,0 cm x 20,0 cm | 1335 5348 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802020 | Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 1335 5213 | 25 Stück | 5 Stück |
| | 66802021 | Multisite groß 20,0 cm x 25,0 cm | 15,0 cm x 20,0 cm | 1335 5236 | 25 Stück | 5 Stück |



PICO^o-Wundfüllmaterialien für die Unterdrucktherapie

Zum Einsatz bei tieferen Wunden. Auch in Verbindung mit RENASYS^o einsetzbar.

| Artikelnummer | Größe | Beschreibung | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66802127 | 11,4 cm x 3,7 m | Antimikrobielle Gazerolle | 1638 9856 | 10 Stück | 5 Stück |
| 66801021 | 10,0 cm x 12,5 cm x 1,5 cm | Schaumstoff | 0007 4955 | 5 Stück | 1 Stück |

+ Kombinationsmöglichkeiten

- bei empfindlicher Haut kann SECURA^o Hautschutz unter PICO^o eingesetzt werden (S. 41)
- bei schwierig zu versorgenden Arealen kann PICO^o mit RENASYS^o Gelstreifen kombiniert werden (S. 37)

+ RENASYS[◇] TOUCH

Leistungsstark und intuitiv



Kann mit ACTICOAT[◇] Flex kombiniert werden.*

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

+ Neue EBM-Ziffer für die Vakuumversiegelungstherapie

RENASYS[◇] TOUCH lässt sich dank neuester Komponenten und Software intuitiv bedienen und liefert eine präzise und konsistente Leistung.

Ein Gerät für alle NPWT-Wunden

- Leicht zu erlernende Touchscreen-Oberfläche
- Schnelle Leckagebeurteilung
- Moderne Therapieauswahl
- Integrierte Schulungs- und Unterstützungs-Tools
- Anpassbare Einstellungen von Kompressionsrate und Alarmlautstärke
- Konfigurationen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten

RENASYS[◇] Soft Port

Entwickelt für hohe Resistenz gegenüber durch Knicke, Verdrehungen oder Kompressionen verursachte Blockaden

- Liefert Unterdruck, auch wenn Soft Port verdreht oder geknickt wird
- Kann helfen, den Bedarf an Bridging zu reduzieren
- Auch an schwierigen Körperstellen einsetzbar
- Erhöhter Patientenkomfort und -toleranz



| Artikelnummer | Beschreibung / Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| RENASYS° – Therapieeinheit | | | | |
| 66802134 | RENASYS° TOUCH | – | – | 1 Stück |
| RENASYS° – Kanister | | | | |
| 66801273 | RENASYS° TOUCH Kanister, 300 ml | – | 5 Stück | 1 Stück |
| 66801274 | RENASYS° TOUCH Kanister, 800 ml | – | 5 Stück | 1 Stück |
| RENASYS° -F (Schaum) Wundversorgungs-Kits mit Soft Port | | | | |
| 66800794 | Schaumstoff, klein, 10,0 cm x 8,0 cm x 3,0 cm | 0937 3613 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800795 | Schaumstoff, mittel, 20,0 cm x 13,0 cm x 3,0 cm | 0937 3636 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800796 | Schaumstoff, groß, 25,0 cm x 15,0 cm x 3,0 cm | 0937 3659 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800797 | Schaumstoff, x-groß, 48 cm x 41 cm x 1,5 cm | 0937 3665 | 5 Stück | 1 Stück |
| RENASYS° -F/AB Abdominal Wundversorgungs-Kit mit Soft Port | | | | |
| 66800980 | Abdominal-Kit, Schaumstoff | 0937 3748 | 5 Stück | 1 Stück |
| RENASYS° -G (Gaze) Wundversorgungs-Kits mit Soft Port | | | | |
| 66800933 | Gaze, klein (15,0 cm x 17,0 cm; 1 Pckg. à 2 Tupfer) | 0937 3694 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800934 | Gaze, mittel (15,0 cm x 17,0 cm; 2 Pckg. à 2 Tupfer) | 0937 3702 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800935 | Gaze, groß (1 Gaze Rolle; 11,0 cm x 3,7 m) | 0937 3719 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800936 | Gaze, x-groß (2 Gaze Rollen; 11,0 cm x 3,7 m) | 0937 3725 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800961 | Steriles Gaze Kit (1 Gaze Rolle; 11,0 cm x 3,7 m) | 0937 3731 | 5 Stück | 1 Stück |
| Einzelkomponenten | | | | |
| 66801021 | Schaumstoff, 10,0 cm x 12,5 cm x 1,5 cm | 0007 4955 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66800394 | Transparente NPWT Folie, groß, 20,0 cm x 30,0 cm | 0545 2304 | 10 Stück | 10 Stück |
| 66800853 | Transparente NPWT Folie, X-groß, 38,0 cm x 60,0 cm | 0937 3808 | 25 Stück | 5 Stück |
| 66800971 | RENASYS° Y-Konnektor | 0937 3866 | 10 Stück | 1 Stück |
| 66801082 | RENASYS° Gelstreifen, 10,0 x 7,0 cm | 0439 7052 | 50 Stück | 10 Stück |
| 66800799 | Soft Port-Kit | 0937 3814 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66802127 | Antimikrobielle Gazerolle | – | 10 Stück | 5 Stück |
| 66801787 | Weißer PVA-Schaum, klein, 7,5 x 10,0 cm | – | 1 Stück | 10 Stück |
| 66801788 | Weißer PVA-Schaum, groß, 10,0 x 15,0 cm | – | 1 Stück | 10 Stück |
| RENASYS° -G (Gaze) Wundversorgungs-Kits mit Drainage | | | | |
| 66801255 | Gaze 10 CH Rund Drainage-Kit | 1002 7164 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66801256 | Gaze 10 mm Flach Drainage-Kit | 1002 7170 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66801257 | Gaze 15 CH Kanal Drainage-Kit | 1002 7187 | 5 Stück | 1 Stück |
| 66801258 | Gaze 19 CH Rund Drainage-Kit | 1002 7193 | 5 Stück | 1 Stück |
| RENASYS° Drainage-Zubehör-Kits | | | | |
| 66801251 | 10 CH Rund Drainage | 1002 7299 | 10 Stück | 1 Stück |
| 66801252 | 10 mm Flach Drainage | 1002 7307 | 10 Stück | 1 Stück |
| 66801253 | 15 CH Kanal Drainage | 1002 7313 | 10 Stück | 1 Stück |
| 66801254 | 19 CH Rund Drainage | 1002 7336 | 10 Stück | 1 Stück |
| Zubehör | | | | |
| 66801276 | Tragegurt | – | – | 1 Stück |
| 66801277 | Tragetasche | – | – | 1 Stück |
| 66801286 | Netzteil Klasse 2 | – | – | 1 Stück |
| 66801566 | Netzkabel | – | – | 1 Stück |
| 66801278 | Bett- und IV-Halterung | – | – | 1 Stück |
| 66801283 | O-Ring | – | – | 20 Stück |
| 66801284 | Geruchsfilter | – | – | 20 Stück |



+ RENASYS° Applikations-techniken finden Sie hier:



+ Hydrogele zur Rehydrierung und Wundreinigung

Hydrogele bestehen zu einem Großteil aus Wasser und werden von uns sowohl als Gel als auch in Form von Kompressen angeboten. Sie unterstützen das autolytische Débridement, also die Reinigung der Wunde durch Übersättigen mit Feuchtigkeit, was zum Auf- und Ablösen haftender Gewebsreste oder Beläge führt.





INTRASITE[®] GEL

Klares, amorphes Hydrogel aus modifiziertem Carboxymethylcellulosepolymer, Propylenglycol und Wasser. Zur raschen und schmerzarmen Wundreinigung im Applikationsspender – steril.

- Rasche Rehydrierung und sanftes Debridement nekrotischen Gewebes
- Absorption von überschüssigem Exsudat und gelösten Bestandteilen von totem Gewebe
- Unterstützt das idealfeuchte Wundmilieu
- Effektive, aber sanfte Wirkung – beeinträchtigt nicht das Granulationsgewebe
- Fördert eine schnelle Wundheilung und Autolyse

Das Gel sollte in Verbindung mit einem Sekundär-Wundverband verwendet werden. Der Zustand der Wunde bestimmt die Wahl des Sekundär-Verbandes und die Häufigkeit des Wechsels.



| Artikelnummer | Inhalt | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 7308 | 8 g | 0753 7252 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 7311 | 15 g | 0753 7269 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 7313 | 25 g | 0753 7275 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



INTRASITE[®] CONFORMABLE – Der einfach anzuwendende Hydrogelverband

Hydrogel-beschichtete Polyester-Viskose-Gaze zur Rehydrierung und Wundreinigung oberflächiger oder tiefer Wundkavitäten – steril.

- Rasche Rehydrierung und sanftes Debridement nekrotischen Gewebes
- Absorption von überschüssigem Exsudat und gelösten Bestandteilen von totem Gewebe
- Unterstützt das idealfeuchte Wundmilieu
- Weich und anschmiegsam
- Einfache Handhabung



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66000324 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0865 3115 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66000325 | 10,0 cm x 20,0 cm | 0865 3121 | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |
| 66000326 | 10,0 cm x 40,0 cm | 0865 3138 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

+ Hautschutz

zur Pflege des Wundrandes und der Wundumgebungshaut

Hautpflege und -schutz sind wichtige pflegerische Maßnahmen bei Patienten mit chronischen Wunden. Sie dienen dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Hautschutzbarriere und der Vermeidung von Komplikationen.





SECURA[°]

SECURA[°] ist ein steriles, reizfreies Hautschutzprodukt, das beim Auftragen einen dünnen Schutzfilm auf der Haut bildet. Der Film hilft, sowohl intakte als auch beschädigte Haut vor Irritationen durch Flüssigkeiten und vor Trauma durch Entfernen von Verbänden zu schützen.

- Langanhaltende Barriere von bis zu 4 Tagen, d. h. zuverlässiger Schutz auch bei längeren Verbandliegezeiten
- Wasserdicht für eine sichere Barriere gegenüber Flüssigkeiten, z. B. Verdauungssäfte, Inkontinenz oder Wundexsudat
- Alkoholfreie Formulierung reduziert die Wahrscheinlichkeit des Brennens bei Applikation auf geschädigter Haut
- Kurze Trocknungszeit von unter 30 Sekunden
- Anwendbar bei Erwachsenen, Kindern und reifgeborenen Säuglingen ab dem ersten Lebensmonat

| Artikelnummer | Inhalt | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800789 | 1 ml Applikator | 0938 4858 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800790 | 1 ml Applikator | 0938 4864 | 100 Stück (4 OP) | 25 Stück |
| 66800787 | 3 ml Applikator | 0938 4769 | 100 Stück (20 OP) | 5 Stück |
| 66800788 | 3 ml Applikator | 0938 4835 | 100 Stück (4 OP) | 25 Stück |
| 66800711 | 3 ml Applikator | 0938 4841 | 600 Stück (12 OP) | 50 Stück |
| 66800710 | 28 ml Spray | 0938 4870 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66800712 | 1 ml Tücher | 0938 4887 | 1.000 Stück (20 OP) | 50 Stück |

Erstattungsfähig*

SECURA[°] bietet einen dünnen Schutzfilm, der vor Irritationen durch Flüssigkeiten schützt



* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



SKIN-PREP[◊]

Hautschutttücher mit Isopropylalkohol, die einen dünnen Film bilden, der die Haut z. B. vor Schäden durch klebende Verbände bewahrt – unsteril.

- Verbessert die Hafteigenschaften von klebenden Verbänden
- Bildet einen Schutzfilm zwischen Haut und Kleber
- Unterstützt einen schmerzarmen Verbandwechsel
- Hilft, Schäden oder Verletzungen der Haut beim Entfernen klebender Verbände zu vermeiden
- Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden

| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 59420425 | 7,0 cm x 3,0 cm | 0083 7318 | 1.000 Stück (20 OP) | 50 Stück |
| Erstattungsfähig | | | | |



REMOVE[◊]

Universelle Kleberentfernungstücher mit feuchtigkeitsspendender Aloe, Isopropylalkohol und Isoparaffin zur schmerzarmen, sanften Entfernung von klebenden Verbänden und Kleberrückständen auf Hydrokolloid-, Acryl- oder Kautschukbasis – unsteril.

- Praktische Einmal-Tücher
- Hautschonend
- Nicht irritierend und nicht sensibilisierend
- Einfache und schnelle Anwendung

| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 59403125 | 6,0 cm x 6,0 cm | 0083 7376 | 1.000 Stück (20 OP) | 50 Stück |



PROSHIELD° Sprüh-Schaumreiniger

Sprüh-Schaumreiniger bei Inkontinenz.

- Trägt zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und Inkontinenz assoziierter Dermatitis (IAD) bei
- pH-hautneutral
- Formel zur Verhinderung von Gerüchen
- Schaum- und Sprühmodi
- Zur Entfernung von Urin und Fäkalien, getrocknetem Blut, post-operativen Desinfektionslösungen und anderen schwer zu entfernenden Verschmutzungen von Patienten

| Produktcode | Beschreibung | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 8213-0150-08 | PROSHIELD° Sprüh-Schaumreiniger für die Haut, Inhalt: 235ml | 1030 1263 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |



PROSHIELD° PLUS

Hautschutzsalbe für eine glatte, viskose und duftneutrale Feuchtigkeitsbarriere.


- Schützt die Haut vor IAD und Feuchtigkeitsläsionen
- Sicher und wirksam bei der Behandlung von feuchtigkeitsbedingten Hautschäden
- Pflegt die Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit
- Einfach aufzutragen, zu entfernen und anzuwenden
- Schützt die Haut in der Wundumgebung



| Produktcode | Beschreibung | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 8213-0300-04 | PROSHIELD° PLUS Hautschutzmittel, Inhalt: 115g | 1030 1257 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |

+ Fettgazeverbände

Sind mit einer dünnen Paraffinschicht oder Salbenbeschichtung überzogen, die die Haftung am Wundgrund weitestgehend verhindert.



BACTIGRAS[®]

Antiseptischer Paraffingazeverband mit Chlorhexidinacetat – steril. Zur Infektionsbehandlung bzw. -prophylaxe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen, Risswunden und Hautabschürfungen.

- Antiseptikum mit breitem Wirkungsspektrum, enthält Chlorhexidinacetat
- Reduziert das Infektionsrisiko
- Verklebungsarm
- Luftdurchlässig
- Exsudat kann ungehindert in darüberliegende Verbände drainieren

Zusammensetzung: Sterile Baumwollgaze mit weicher Weißparaffinbasis BP und 0,5 % Chlorhexidinacetat BP. 10 cm² enthalten 5 mg Chlorhexidinacetat.




| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 7456 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0840 7362 | 600 Stück (12 OP) | 50 Stück |
| 7457 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0840 7379 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 7461 | 15,0 cm x 20,0 cm | 0840 7385 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66007505 | 15,0 cm x 1,0 m | 0875 2679 | 48 Stück (4 OP) | 12 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Eucerit ist ein eingetragenes Warenzeichen der Beiersdorf AG

*** Mindestbestellmenge 10 Stück



CUTICERIN^o

Acetatgewebe mit neutraler, Eucerit[®]-haltiger** hydrophober Salbenbeschichtung für flächige, sezernierende Wunden – steril.

- Verklebungsarme Salbenkompresse
- Reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Luft- und exsudatdurchlässig



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66045560 | 7,5 cm x 7,5 cm | 0318 2384 | 300 Stück (6 OP) | 50 Stück |
| 66045561 | 7,5 cm x 20,0 cm | 0318 2390 | 300 Stück (6 OP) | 50 Stück |
| 66045562 | 7,5 cm x 7,5 cm | 0374 4758 (OP) 0333 2010 (Stk.)*** | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66045563 | 7,5 cm x 20,0 cm | 0374 4735 (OP) 0333 2027 (Stk.)*** | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66045502 | 20,0 cm x 40,0 cm | 0870 6892 | 150 Stück (6 OP) | 25 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



JELONET^o

Paraffinbeschichtete Baumwollgaze – steril.

- Schmerzlindernd durch Weichparaffin-Beschichtung
- Verklebungsarme Salbenkompresse
- Ungehindertes Abfließen des Exsudats in einen Sekundärverband möglich



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 7403 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0303 9534 | 600 Stück (12 OP) | 50 Stück |
| 7404 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0278 2432 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 7409 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0278 2449 | 900 Stück (12 OP) | 100 Stück |
| 7459 | 10,0 cm x 40,0 cm | 0278 2426 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |


JELONET^o auf der Rolle im Beutel einzeln verpackt

| | | | | |
|------|-----------------|-----------|------------------|----------|
| 7415 | 15,0 cm x 2,0 m | 0303 9540 | 48 Rollen (4 OP) | 12 Stück |
|------|-----------------|-----------|------------------|----------|


Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

+ OP-Bedarf

Während und nach Operationen werden wasserdampfdurchlässige und keimdichte Folienverbände, Kanülen- und Katheterfixierungen oder Wundnahtstreifen für einen schnellen Wundverschluss benötigt.



Wählen Sie aus unserem Sortiment Wundverschluss und Inzisionsfolien das für Sie passende Produkt aus.



OPSITE[®] Inzisionsfolie

Klebende, transparente Polyurethan-Inzisionsfolie – steril.

- Hervorragende Klebeeigenschaften bis zum Wundrand
- Hochelastisch – gute Fixierung bei langandauernden OPs
- Bietet bakterielle Barriere und ist wasserundurchlässig
- Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Risiko von Hautmazerationen

Die Inzisionsfolie kann während der OP abgewischt werden, das OP-Feld bleibt sauber.



| Artikelnummer | Größe | Klebefläche | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 4975 | 10,0 cm x 14,0 cm | 10,0 cm x 10,0 cm | 0840 8574 | 200 Stück (4 OP) | 50 Stück |
| 4967 | 25,0 cm x 14,0 cm | 25,0 cm x 10,0 cm | 0886 9157 | 120 Stück (6 OP) | 20 Stück |
| 4986 | 15,0 cm x 28,0 cm | 15,0 cm x 20,0 cm | 0886 9163 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 4987 | 30,0 cm x 28,0 cm | 30,0 cm x 20,0 cm | 0886 9186 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 4988 | 45,0 cm x 28,0 cm | 45,0 cm x 20,0 cm | 0214 2106 | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 4995 | 40,0 cm x 42,0 cm | 40,0 cm x 34,0 cm | 0214 2112 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 4989 | 45,0 cm x 55,0 cm | 45,0 cm x 48,0 cm | 0214 2129 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 4994 | 56,0 cm x 84,0 cm | 56,0 cm x 76,0 cm | 0214 2135 | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |



APPLICA[®] OP-Folie

Sicher klebende Abdeckung des Operationsgebietes – steril.

- Bietet bakterielle Barriere und ist wasserundurchlässig
- Selbstklebend
- Transparent
- Atmungsaktiv

| Artikelnummer | Größe | Klebefläche | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66001217 | 10,0 cm x 20,0 cm | 10,0 cm x 15,0 cm | 0145 9433 (OP) 0300 2850 (Stk.)* | 160 Stück (16 OP) | 10 Stück |
| 66001218 | 20,0 cm x 30,0 cm | 20,0 cm x 20,0 cm | 0145 9456 (OP) 0300 2867 (Stk.)* | 80 Stück (8 OP) | 10 Stück |
| 66001219 | 30,0 cm x 28,0 cm | 30,0 cm x 20,0 cm | 0091 9128 (OP) 0300 2873 (Stk.)* | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66001220 | 45,0 cm x 35,0 cm | 45,0 cm x 25,0 cm | 0145 6446 (OP) 0300 2896 (Stk.)* | 60 Stück (6 OP) | 10 Stück |
| 66001221 | 45,0 cm x 60,0 cm | 45,0 cm x 50,0 cm | 0145 6475 (OP) 0300 2904 (Stk.)* | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |
| 66001222 | 56,0 cm x 84,0 cm | 56,0 cm x 76,0 cm | 0921 4665 (OP) 0300 2910 (Stk.)* | 40 Stück (4 OP) | 10 Stück |

* Mindestbestellmenge 10 Stück



LEUKOSTRIP[◊]

Sterile Wundnahtstreifen aus elastischem Polyamidgewebe für kosmetisch gute Narbenergebnisse, weiß.

LEUKOSTRIP[◊] reduziert die Narbenbildung im Vergleich zur Standardversorgung. Es eignet sich für den primären und sekundären Wundverschluss.

- Kann zum Wundverschluss beitragen, indem es vor Zugkräften schützt
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Zuverlässige Klebekraft



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Faltschachtel | | | | |
| 66072954 | 38,0 mm x 4,0 mm | 0761 0374 | 1.600 Stück (20 OP) | 10 x 8 Stück |
| 66002952 | 76,0 mm x 6,4 mm | 0761 0380 | 600 Stück (20 OP) | 10 x 3 Stück |
| 66072955 | 102,0 mm x 6,4 mm | 0761 0397 | 1.000 Stück (20 OP) | 10 x 5 Stück |
| 66002953 | 102,0 mm x 13,0 mm | 0761 0405 | 1.200 Stück (20 OP) | 10 x 6 Stück |
| Nahtmaterialbox | | | | |
| 66002876 | 38,0 mm x 4,0 mm | 0337 4362 | 1.600 Stück (4 OP) | 50 x 8 Stück |
| 66002878 | 76,0 mm x 6,4 mm | 0337 4379 | 600 Stück (4 OP) | 50 x 3 Stück |
| 66002879 | 102,0 mm x 6,4 mm | 0337 4385 | 1.000 Stück (4 OP) | 50 x 5 Stück |
| 66002880 | 102,0 mm x 13,0 mm | 0337 4391 | 1.200 Stück (4 OP) | 50 x 6 Stück |
| 66002881 | 102,0 mm x 26,0 mm | 0337 4416 | 400 Stück (4 OP) | 25 x 4 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



LEUKOSTRIP[◊] S


Identische Eigenschaften wie LEUKOSTRIP[◊] – jedoch hautfarben.



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| Nahtmaterialbox | | | | |
| 66002882 | 38,0 mm x 4,0 mm | 0882 8253 | 200 Stück (4 OP) | 50 x 4 Stück |
| 66002883 | 76,0 mm x 6,4 mm | 0882 8276 | 200 Stück (4 OP) | 50 x 3 Stück |
| Kleinpackung** (beinhaltet 20 Peelbeutel mit je 4 Streifen 4,0 mm x 38,0 mm und 3 Streifen 6,4 mm x 76,0 mm) | | | | |
| 66102872 | 4 Streifen à 38,0 x 4,0 mm 3 Streifen à 76,0 x 6,4 mm | 1767 0041 (20 Kleinpackungen) 0882 8247 (7 Streifen) | 80 Stück (4 OP) | 20 Kleinpackg. |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

** Mindestbestellmenge 20 Stk. (Kleinpackg.); beinhaltet 20 Peelbeutel mit je 4 Streifen 4 mm x 38 mm und 3 Streifen 6,4 mm x 76 mm




✚ LEUKOSTRIP® Wundnahtstreifen
für den primären und sekundären
Wundverschluss

+ Wundverbände

Postoperative Wundverbände schützen die Wunde vor Kontamination von außen und nehmen Wundexsudat im absorbierenden Wundkissen auf.



OPSITE POST-OP[®] und
OPSITE POST-OP[®] VISIBLE





OPSITE[®] POST-OP

Folienverband mit Wundkissen zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril.

- Bakterien- und wasserundurchlässige Folie ermöglicht Duschen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Hochabsorptionsfähiges Wundkissen
- Wundauflage mit Verklebungsschutz
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundaufgabe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| 66000708 | 6,5 cm x 5,0 cm | 4,0 cm x 2,5 cm | 0144 7424 | 1.800 Stück (18 OP) | 100 Stück |
| 66000709 | 9,5 cm x 8,5 cm | 7,3 cm x 3,7 cm | 0144 7430 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000710 | 12,0 cm x 10,0 cm | 7,5 cm x 5,8 cm | 0144 7453 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66000712 | 15,5 cm x 8,5 cm | 12,0 cm x 3,7 cm | 0144 7447 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000713 | 20,0 cm x 10,0 cm | 15,0 cm x 5,5 cm | 0144 7482 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000714 | 25,0 cm x 10,0 cm | 20,0 cm x 5,7 cm | 0144 7499 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000715 | 30,0 cm x 10,0 cm | 25,0 cm x 5,7 cm | 0144 7507 | 160 Stück (8 OP) | 20 Stück |
| 66000716 | 35,0 cm x 10,0 cm | 30,0 cm x 5,7 cm | 0144 7513 | 160 Stück (8 OP) | 20 Stück |
| „Mini-Display“-Verpackung | | | | | |
| 66030313 | 6,5 cm x 5,0 cm | 4,0 cm x 2,5 cm | 0411 0412 (OP) 0008 1702 (5 Stk.)** | 360 Stück (12 OP) | 6 x 5 Stück |
| 66030314 | 9,5 cm x 8,5 cm | 7,3 cm x 3,7 cm | 0411 0429 (OP) 0008 1719 (5 Stk.)** | 360 Stück (12 OP) | 6 x 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Mindestbestellmenge 6 x 5 Stück



Ein Applikationsbeispiel finden Sie auf der Seite 78.

OPSITE[®] POST-OP VISIBLE

Der OPSITE[®] POST-OP VISIBLE Folienverband besteht aus einem einzigartigen wabenförmigen Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie – steril.

- Sicherheit durch Sichtbarkeit der Wunde
- Wabenförmiges Schaumstoffwundkissen ermöglicht ständige Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Elastisch und anpassungsfähig
- Bakterien- und wasserdichte Folie ermöglicht Duschen



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800136 | 10,0 cm x 8,0 cm | 5,0 cm x 3,5 cm | 0372 5117 | 240 Stück (12 OP) | 20 Stück |
| 66800137 | 15,0 cm x 10,0 cm | 10,0 cm x 5,5 cm | 0091 9306 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66800138 | 20,0 cm x 10,0 cm | 15,0 cm x 5,5 cm | 0091 9329 | 120 Stück (6 OP) | 20 Stück |
| 66800139 | 25,0 cm x 10,0 cm | 20,0 cm x 5,5 cm | 0091 9335 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66800140 | 30,0 cm x 10,0 cm | 26,0 cm x 5,5 cm | 0372 6424 | 120 Stück (6 OP) | 20 Stück |
| 66800141 | 35,0 cm x 10,0 cm | 30,0 cm x 5,5 cm | 0372 6447 | 120 Stück (6 OP) | 20 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



PRIMAPORE[®]

Vliesstoffverband mit hoher Aufnahmefähigkeit zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril.

- Sicherer, anschmiegsamer Sitz
- Hohe Saugfähigkeit
- Wundaufgabe mit Verklebungsschutz für schmerzarmen Verbandwechsel
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Abgerundete Ecken vermeiden Aufrollen des Verbandes



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundaufgabe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 7133 | 7,2 cm x 5,0 cm | 4,0 cm x 2,5 cm | 0747 8124 | 1.800 Stück (18 OP) | 100 Stück |
| 7135 | 8,3 cm x 6,0 cm | 5,0 cm x 3,5 cm | 0278 3006 | 600 Stück (12 OP) | 50 Stück |
| 66000317 | 10,0 cm x 8,0 cm | 5,3 cm x 4,5 cm | 0773 8855 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000318 | 15,0 cm x 8,0 cm | 11,0 cm x 4,0 cm | 0773 8861 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000319 | 20,0 cm x 10,0 cm | 15,5 cm x 5,3 cm | 0773 8878 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000320 | 25,0 cm x 10,0 cm | 20,0 cm x 5,3 cm | 0773 8884 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66000321 | 30,0 cm x 10,0 cm | 25,0 cm x 5,3 cm | 0773 8890 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| 66007140 | 35,0 cm x 10,0 cm | 29,5 cm x 5,3 cm | 0435 0688 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



CUTIPLAST^o Meterware

Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung kleiner akuter Wunden – unsteril.

- Entwickelt mit einer verklebungsarmen Wundauflage
- Atmungsaktiv
- Individuell zuschneidbar
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66001464 | 4,0 cm x 5,0 m | 1,8 cm | 0203 3015 | 18 Stück (18 OP) | 1 Stück |
| 66001466 | 6,0 cm x 5,0 m | 2,5 cm | 0203 3021 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66001468 | 8,0 cm x 5,0 m | 4,0 cm | 0203 3038 | 9 Stück (9 OP) | 1 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



CUTIPLAST^o STERIL

Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril.

- Weich und anschmiegsam
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundauflage | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | | |
| 66001478 | 7,2 cm x 5,0 cm | 4,0 cm x 2,5 cm | – | 1.000 Stück (10 OP) | 100 Stück |
| 66001473 | 10,0 cm x 8,0 cm | 5,3 cm x 4,5 cm | – | 400 Stück (8 OP) | 50 Stück |
| 66001474 | 15,0 cm x 8,0 cm | 11,0 cm x 4,0 cm | – | 400 Stück (8 OP) | 50 Stück |
| 66001475 | 20,0 cm x 10,0 cm | 15,5 cm x 5,3 cm | – | 350 Stück (7 OP) | 50 Stück |
| 66001476 | 25,0 cm x 10,0 cm | 20,0 cm x 5,3 cm | – | 350 Stück (7 OP) | 50 Stück |
| 66001477 | 30,0 cm x 10,0 cm | 25,0 cm x 5,3 cm | – | 350 Stück (7 OP) | 50 Stück |

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



CUTIPLAST^o PLUS STERIL


Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril.

- Weich und anschmiegsam
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundaufgabe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | | |
| 66801160 | 7,0 cm x 5,0 cm | 4,0 cm x 2,5 cm | 0973 2561 (OP) 0975 5734 (Stk.)** | 1.100 Stück (10 OP) | 110 Stück |
| 66801161 | 10,0 cm x 7,8 cm | 5,3 cm x 4,5 cm | 0973 2578 (OP) 0975 5579 (Stk.)*** | 440 Stück (8 OP) | 55 Stück |
| 66801162 | 15,0 cm x 7,8 cm | 11,0 cm x 4,0 cm | 0973 2590 (OP) 0975 5639 (Stk.)*** | 440 Stück (8 OP) | 55 Stück |
| 66801163 | 19,8 cm x 10,0 cm | 15,5 cm x 5,3 cm | 0973 2609 (OP) 0975 5651 (Stk.)*** | 385 Stück (7 OP) | 55 Stück |
| 66801164 | 24,8 cm x 10,0 cm | 20,0 cm x 5,3 cm | 0973 2615 (OP) 0975 5697 (Stk.)*** | 385 Stück (7 OP) | 55 Stück |
| 66801165 | 29,8 cm x 10,0 cm | 25,0 cm x 5,3 cm | 0973 2621 (OP) 0975 5728 (Stk.)*** | 385 Stück (7 OP) | 55 Stück |
| 66801166 | 7,0 cm x 5,0 cm | 4,0 cm x 2,5 cm | 0973 2638 | 150 Stück (30 OP) | 5 Stück |
| 66801167 | 10,0 cm x 7,8 cm | 5,3 cm x 4,5 cm | 0973 2644 | 150 Stück (30 OP) | 5 Stück |
| 66801599 | 15,0 cm x 7,8 cm | 11,0 cm x 4,0 cm | 1032 5430 | 150 Stück (30 OP) | 5 Stück |
| 66801600 | 19,8 cm x 10,0 cm | 15,5 cm x 5,3 cm | 1032 5447 | 150 Stück (30 OP) | 5 Stück |
| 66801601 | 24,8 cm x 10,0 cm | 20,0 cm x 5,3 cm | 1032 5482 | 150 Stück (30 OP) | 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



CUTIFIX^o STRETCH

Hautfreundliches Klebevlies von der Rolle zur vollflächigen Verbandfixierung – unsteril.

- Elastisches Vlies
- Ermöglicht Fixierung auch an Gelenken ohne Bewegungseinschränkung
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Individuell zuschneidbar



| Artikelnummer | Größe Verband | Größe Wundaufgabe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66000950 | 5,0 cm x 10,0 m | – | 0496 8750 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66000951 | 10,0 cm x 10,0 m | – | 0496 8773 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66000952 | 15,0 cm x 10,0 m | – | 0496 8827 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66000953 | 20,0 cm x 10,0 m | – | 0501 8217 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



MELOLIN[®]

Verklebungsarme Auflage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch für gering bis moderat exsudierende Wunden in der Wundversorgung und Ersten Hilfe, z. B. saubere Nahtwunden, Schürf- und Risswunden – steril und unsteril.

- Perforierte Polyesterfolie reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Exzellente Saugfähigkeit, polsternd für Patientenkomfort
- Zuschneidbar
- Die Seite mit der perforierten Polyesterfolie wird auf die Wunde gelegt



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| MELOLIN[®] steril | | | | |
| 66974940 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0278 2337 | 2.400 Stück (24 OP) | 100 Stück |
| 66974932 | 5,0 cm x 5,0 cm | 0317 0731 | 300 Stück (12 OP) | 25 Stück |
| 66974941 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0278 2343 | 1.200 Stück (12 OP) | 100 Stück |
| 66974933 | 10,0 cm x 10,0 cm | 0317 0748 | 120 Stück (12 OP) | 10 Stück |
| 66974939 | 10,0 cm x 20,0 cm | 0278 2366 | 600 Stück (6 OP) | 100 Stück |
| MELOLIN[®] unsteril | | | | |
| 66974930 | 50,0 cm x 7,0 m | 0278 2372 | 6 Stück (6OP) | 1 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Mindestbestellmenge 110 Stück

*** Mindestbestellmenge 55 Stück

+ Wund- und Fixierfolien

Verschiedene wasserdichte Wund- und Fixierverbände

Die wasserdichten Verbände bieten den Vorteil, dass Verbände bei entsprechender Applikation die tägliche Körperhygiene ermöglichen. Einige Verbände bieten zudem eine bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen.



Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden.



OPSITE[®] FLEXIGRID[®]

Wasserdichter, transparenter Wundverband aus Polyurethanfolie mit Applikationshilfe. Zur Wundversorgung, Fixierung von Wundauflagen oder als Hautschutz – steril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen
- Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbandes
- Exakte Wunddokumentation durch Folienträger mit Gitterstruktur
- Förderung eines idealfeuchten Wundmilieus
- Minimiert Reibung und Scherkräfte
- Zuverlässige Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften

Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|----------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| 4628 | 6,0 cm x 7,0 cm | 0383 3539 | 2.000 Stück (20 OP) | 100 Stück |
| 66004633 | 10,0 cm x 8,0 cm | 0357 5729 | 1.000 Stück (10 OP) | 100 Stück |
| 4629 | 10,0 cm x 12,0 cm | 0372 2283 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 4630 | 10,0 cm x 12,0 cm | 0372 2308 | 500 Stück (10 OP) | 50 Stück |
| 4631 | 15,0 cm x 20,0 cm | 0372 2314 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 4632 | 12,0 cm x 25,0 cm | 0372 2320 | 200 Stück (10 OP) | 20 Stück |
| „Mini-Display“-Verpackung | | | | |
| 66030333 | 6,0 cm x 7,0 cm | 0206 3571 (OP) 0008 1725 (5 Stk.)** | 360 Stück (12 OP) | 6 x 5 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



OPSITE[®] FLEXIFIX

Transparente Folie von der Rolle zur sicheren Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz – unsteril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Minimiert Reibung und Scherkräfte



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66000040 | 5,0 cm x 10,0 m | 0747 8012 | 24 Rollen (24 OP) | 1 Stück |
| 66000041 | 10,0 cm x 10,0 m | 0747 8029 | 12 Rollen (12 OP) | 1 Stück |
| 66000375 | 15,0 cm x 10,0 m | 0865 3144 | 12 Rollen (12 OP) | 1 Stück |
| 66030569 | 5,0 cm x 1,0 m | 1767 0058 (OP) 0068 0325*** | 72 Rollen (12 OP) | 6 Stück |
| 66030570 | 10,0 cm x 1,0 m | 1767 0064 (OP) 0068 0331*** | 72 Rollen (12 OP) | 6 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk.

Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Mindestbestellmenge 6 x 5 Stück

*** Gilt für 1 Stück, Mindestbestellmenge 6 Stk.



OPSITE[®] FLEXIFIX GENTLE

Sanft haftende transparente Fixierfolie von der Rolle mit Silikongel-Beschichtung – unsteril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Minimiert Reibung und Scherkräfte
- Zur Fixierung von Primärverbänden
- Zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz
- Für empfindliche Haut geeignet



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66801195 | 2,5 cm x 5,0 m | 0989 7121 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66801196 | 5,0 cm x 5,0 m | 0989 7138 | 24 Stück (24 OP) | 1 Stück |
| 66801197 | 10,0 cm x 5,0 m | 0989 7144 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



OPSITE[®] Spray

Wasserdampfdurchlässiger, transparenter Sprühverband für trockene, oberflächliche Wunden und kleinere Operationsnähte.

- Einfach anzuwenden
- Wasserresistent
- Atmungsaktiv
- Anpassungsfähigkeit ermöglicht freie Beweglichkeit



| Artikelnummer | Inhalt | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66004978 | 100 ml | 0074 4516 (OP) 0206 3507 (Stk.)* | 12 Stück (1 OP) | 12 Stück |
| 66004980 | 240 ml | 0074 4539 | 12 Stück (1 OP) | 12 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Gilt für 1 Stück



IV3000[®] Kanülen- und
Katheterfixierung

+ Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen

Eine zuverlässige Fixierung ist in diesem
Anwendungsbereich besonders wichtig.



IV3000° Applikationsbeispiele finden Sie auf den Seiten 74–77

IV3000°

Feuchtigkeitsaktive, transparente Polyurethanfolie zur Kanülen- und Katheterfixierung – steril.

- MVTR bis 14.000 g/m²/24 h bei 37°C
- Mit zwei Extrastreifen zur sicheren Fixierung der Kanülen und einem Dokumentationsetikett
- Bakterien- und wasserundurchlässig
- Kontrolle der Punktionsstelle durch transparente Folie möglich
- Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- Hochatmungsaktive Folie vermindert die Ansammlung von Feuchtigkeit

Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden. Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.



| Artikelnummer | | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett | | | | | |
| 66004011 – Kinder (geschlitzt) | | 5,0 cm x 6,0 cm | 0001 9399 | 2.000 Stück (20 OP) | 100 Stück |
| 4007 | | 6,0 cm x 7,0 cm | 0747 8153 | 1.800 Stück (18 OP) | 100 Stück |
| 4006 – geschlitzt | | 7,0 cm x 9,0 cm | 0749 8902 | 2.000 Stück (20 OP) | 100 Stück |
| 66004009 – geschlitzt | | 9,0 cm x 12,0 cm | 0023 2615 | 500 Stück (10 OP) | 50 Stück |
| 4008 | | 10,0 cm x 12,0 cm | 0747 8176 | 400 Stück (8 OP) | 50 Stück |
| 66004005 | | 10,0 cm x 12,0 cm | 0341 2329 | 100 Stück (10 OP) | 10 Stück |
| 66800512 | | 11,0 cm x 14,0 cm | 0777 6459 | 125 Stück (5 OP) | 25 Stück |
| Window Frame, mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett | | | | | |
| 59410082 – ohne Kanülenflügel, mit Applikationsrahmen | | 6,0 cm x 7,0 cm | 0134 6309 | 1.000 Stück (10 OP) | 100 Stück |
| 59410882 – Zentralkanülen mit Applikationsrahmen | | 10,0 cm x 12,0 cm | 0134 6315 | 200 Stück (4 OP) | 50 Stück |
| Standard | | | | | |
| 4924 | | 6,0 cm x 8,5 cm | -- | 2.000 Stück (20 OP) | 100 Stück |
| 4973 | | 10,0 cm x 14,0 cm | -- | 200 Stück (4 OP) | 50 Stück |
| 4649 | | 10,0 cm x 20,0 cm | 0049 5450 | 200 Stück (4 OP) | 50 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



APPLICA^o I.V. 100

Vliesstoff-Kanülenfixierung mit integriertem Wundpad – steril.

- Hautfreundlicher Acrylatkleber
- Atmungsaktiv
- Einfach zu applizieren
- Zusätzliches Wundpad kann zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers genutzt werden



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66047717 | 8,0 cm x 6,0 cm | 0439 3798 | 400 Stück (8 OP) | 50 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



OPSITE^o VISIBLE DRAIN DRESSING

Das OPSITE^o VISIBLE DRAIN DRESSING ist ein Folienverband zur Drainageversorgung. Er besteht aus einem einzigartigen wabenförmigen Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie.

Anzeichen einer Infektion der Drainage können durch den transparenten Verband schnell erkannt werden, ohne diesen entfernen zu müssen. Die Zahl der Verbandwechsel und das damit verbundene Infektionsrisiko können gesenkt werden – steril.

- Bakterien- und wasserundurchlässig, ermöglicht das Duschen
- Mit zwei zusätzlichen Folienstreifen zur Versiegelung des Schlitzes um die Einstichstelle
- Sicherheit durch Sichtbarkeit der Einstichstelle und gute Unterpolsterung der Drainage
- Hoch absorbierendes Wundkissen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Elastisch und anpassungsfähig



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66800842 | 10,0 cm x 9,0 cm | 0738 8740 | 160 Stück (8 OP) | 20 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

+ Kompressionsysteme

Venenerkrankungen wie Ulcus cruris, auch „offenes Bein“ genannt, werden am besten mit Kompressionsverbänden behandelt, um das Ödem abzubauen und die Versorgung des Gewebes zu verbessern, sodass die Wunde heilen kann.



PROFORE[°]

4-Lagen-Kompressionsbandagensystem bestehend aus einer Wundauflage, einer Polsterbinde, einer Baumwollkreppebinde und einer kohäsiven Binde.

- Für venöse Ulcera cruris mit Knöchel-Arm-Druckindex (ABPI) von über 0,8
- Sichere und dauerhafte Kompression (bis zu 1 Woche)
- Mehrlagensystem für graduelle Kompression (40 mmHg am Knöchel bis hin zu 17 mmHg unterhalb des Knies)
- Einfache, sichere Handhabung
- Hohe Heilungsrate von bis zu 84 % in 24 Wochen

| Artikelnummer | Optimale Wirkung bei einem Knöchelumfang von | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| PROFORE[°] – für Ulcera venöser Ätiologie | | | | |
| 66000015 | < 18,0 cm | 0121 4536 (OP) 0121 4513 (1 Set)** | 4 Sets (1 OP) | 4 Sets á 4 Binden |
| 66000016 | 18,0 – 25,0 cm | 0121 4507 (OP) 0121 4499 (1 Set)*** | 8 Sets (1 OP) | 8 Sets á 4 Binden |
| 66000017 | 25,0 – 30,0 cm | 0121 4559 (OP) 0121 4542 (1 Set)*** | 8 Sets (1 OP) | 8 Sets á 3 Binden |
| 66000018 | > 30,0 cm | 0121 4571 (OP) 0121 4565 (1 Set)*** | 8 Sets (1 OP) | 8 Sets á 4 Binden |
| PROFORE[°] – für Ulcera venöser Ätiologie LATEXFREI | | | | |
| 66000770 | 18,0 – 25,0 cm | 0186 6109 (OP) 0152 8602 (1 Set)*** | 8 Sets (1 OP) | 8 Sets á 4 Binden |
| Wundkontaktschicht – steril | | | | |
| 66000701 | 14,0 cm x 20,0 cm | 0368 2483 | 200 Stück (4 OP) | 50 Stück |
| Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)* | | | | |

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Mindestbestellmenge 4 Sets

*** Mindestbestellmenge 8 Sets

Die **Mehrlagen-Kompressionssysteme** bieten eine lang anhaltende Wirkung, wodurch die Verbände **bis zu 7 Tage** durchgehend getragen werden können.



PROFORE[°] LITE

3-Lagen-Kompressionsbandagensystem zur Versorgung arteriovenöser Mischulcera. Die einfache Wickeltechnik von Profore[°] Lite ist auch für Unerfahrene schnell und sicher erlernbar.

- Für arteriovenöse Mischulcera (Knöchel-Arm-Druckindex von 0,6 – 0,8)
- Reduzierter Kompressionsdruck
- Einfache, sichere Handhabung
- Kosten- und Zeitersparnis durch längere Verbandliegezeiten
- Sichere und dauerhafte Kompression (bis zu 1 Woche)

| Artikelnummer | Optimale Wirkung bei einem Knöchelumfang von | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| PROFORE[°] LITE – für Ulcera gemischter Ätiologie | | | | |
| 66000415 | 18,0 – 25,0 cm | 0121 4594 (OP) 0121 4588 (1 Set)*** | 8 Sets (1 OP) | 8 Sets à 3 Binden |
| PROFORE[°] LITE – für Ulcera gemischter Ätiologie LATEXFREI¹ | | | | |
| 66000771 | 18,0 – 25,0 cm | 0186 6115 (OP) 0152 8542 (1 Set)*** | 8 Sets (1 OP) | 8 Sets à 3 Binden |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

Die erfolgreiche **Kompressionstherapie spart Zeit und Kosten** und führt schnell zurück in den Alltag.

+ Salbe

Monopräparat zur Wundreinigung



IRUXOL^o N*

Förderung der Wundheilung – verschreibungspflichtiges Arzneimittel.

- Schnelle Wundreinigung
- Förderung der Granulation und Epithelisierung
- Gute Verträglichkeit
- Einfache Anwendung (1 x täglich eine 2 mm dicke Schicht auftragen)
- Zur Behandlung von Wunden wie Dekubitus, Ulcus cruris, diabetische Ulcera, Verbrennungen
- Löst durch sein spezifisches Enzym Kollagenase die Beläge aus dem Wundgrund und baut sie durch die Begleitproteasen weiter ab
- Körpereigene Wundheilungsprozesse werden durch die Kollagenbruchstücke aktiviert



| Artikelnummer | Inhalt | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken | | | | |
| 66019025 | 1 x 25 g (N1) | 0156 7708 | – | 1 Stück |
| 66019050 | 1 x 50 g (N2) | 0156 7714 | – | 1 Stück |
| 66019100 | 2 x 50 g (N3) | 0156 7720 | – | 1 Stück |
| Sortiment im Klinik-Bereich | | | | |
| 66019300 | 300 g (10 x 30 g) | – | – | 1 Stück |

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)**

** Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

IRUXOL^o N* | **Zusammensetzung:** Wirkstoff: Aufgearbeitetes Filtrat von Clostridium histolyticum mit Clostridiopeptidase A 1,2 I.E., andere Proteasen 0,24 I.E. pro 1 g Salbe. **Sonstige Bestandteile:** Dickflüssiges Paraffin, weißes Vaseline. **Anwendungsgebiete:** Zur enzymatischen Reinigung kutaner Ulzera von nekrotischem Gewebe. **Gegenanzeigen:** Absolute: Patienten mit Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Relative: IRUXOL^o N bei Ulzera mit starken Infektionen nicht ohne eine begleitende systemische Antibiotikatherapie anwenden. Bei Verbrennungen sollte ohne Konsultation eines Verbrennungsspezialisten nicht mehr als 10 % der Körperoberfläche behandelt werden. **Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:** Tyrothricin, Gramicidin und Tetracykline nicht zusammen mit IRUXOL^o N lokal anwenden. Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Diabetikern trockene Gangrän vorsichtig befeuchten, um den Übergang zu feuchten Gangränen zu vermeiden. **Schwangerschaft:** Anwendung im 1. Trimenon nur bei strenger Indikationsstellung. **Stillzeit:** Übergang in die Muttermilch unwahrscheinlich. **Nebenwirkungen:** Häufig können Hautreizungen oder Kontaktdermatitis auftreten. Gelegentlich können Schmerzen, Erytheme oder Brennen im Wundgebiet auftreten. Verschreibungspflichtig. Weitere Informationen siehe Fachinformation bzw. Gebrauchsinformation. **Zulassungsinhaber:** Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 4, Haus 21, 22763 Hamburg. **Stand:** 04 / 2019




Zur enzymatischen Reinigung von
abgestorbenem (nekrotischem)
Gewebe bei oberflächlichen Geschwüren.

+ BIOBRANE[◊]

Temporärer Hautersatz aus einer äußeren Silikonmembran und einem darin verankerten Nylongewebe. Das der Wunde zugewandte Nylongewebe ist in einer komplexen 3-D-Struktur aufgebaut, an die Kollagenpeptide* kovalent gebunden sind. Blut und Serum verbinden sich mit der Nylonmatrix und fixieren den Hautersatz zusätzlich biologisch auf der Wunde.

Durch ein spezielles Trifilament-Nylon sorgt die 3-D-Matrix von BIOBRANE[◊] für eine sichere Haftung. Die Öffnungen in BIOBRANE[◊] erlauben den Austritt von Exsudat durch die Silikonmembran. Daher können die Hautersatzauflagen auf der Wunde verbleiben, bis die Oberfläche neu epithelisiert ist. (Bitte lesen Sie hierzu auch die Gebrauchsinformation.)



+ **Indikationen:** BIOBRANE[◊] kann bei Verbrennungen zweiten Grades (IIa, IIb), Spalthaut-Entnahmestellen und toxischen epidermalen Nekrolysen (TENS) eingesetzt werden.

| Artikelnummer | Produktabmessung | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---|----------------------|---------------------------------|
| BIOBRANE^o – für Verbrennungen zweiten Grades (IIa, IIb), Spalthautentnahmestellen, TENS | | |
| 66800174 | 13,0 cm x 13,0 cm | 5 Stück |
| 66800175 | 13,0 cm x 38,0 cm | 5 Stück |
| 66800176 | 25,0 cm x 38,0 cm | 5 Stück |
| 66800177 | 38,0 cm x 51,0 cm | 1 Stück |
| BIOBRANE^o-Handschuh – für Verbrennungen zweiten Grades der Hände | | |
| 66800181 | Handschuh für Kinder | 2 Stück |
| 66800182 | Handschuh klein | 2 Stück |
| 66800183 | Handschuh mittel | 2 Stück |
| 66800184 | Handschuh groß | 2 Stück |

Erstattungsfähig**



Funktion von BIOBRANE^o

- Silikonmembran verhindert einen weiteren Flüssigkeitsverlust und verringert die Gefahr von Infektionen
- Erhöhte Mobilität durch hohe Flexibilität des Hautersatzes
- Kosteneffektiv durch weniger Verbandwechsel
- Ermöglicht eine schnellere Rückkehr zu normalen Lebensgewohnheiten

Vorteile durch BIOBRANE^o

- Ermöglicht eine schnellere Wundheilung (Re-Epithelisierung)
- Die äußere Silikonmembran bildet eine Feuchtigkeitsbarriere
- Ermöglicht eine Beobachtung der Wunde
- Schmerzärmer Heilungsverlauf durch Kollagenpeptide*

* Kollagenpeptide sind porcinen Ursprungs

** Abklärung mit Krankenkasse im Vorfeld der Verordnung.

+ EXU-DRY^o

Spezialkompressen



EXU-DRY^o

Hochsaugfähige Spezialkompressen mit Antischerkraftwirkung – steril.

- Hohes Sekretaufnahmevermögen
- Verhinderung von Scherkräften auf die Wunde
- Atmungsaktiv
- Große Abmessungs- und Formenvielfalt
- Komfortable Trageigenschaften

| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 5999004120 | 10,0 cm x 15,0 cm | 0431 5427 | 120 Stück (1 OP) | 120 Stück |
| 5999006 | 15,0 cm x 23,0 cm | 0431 5433 | 48 Stück (1 OP) | 48 Stück |
| 5999009 | 23,0 cm x 38,0 cm | 0109 4003 | 30 Stück (1 OP) | 30 Stück |
| 5999018 | 38,0 cm x 46,0 cm | 0109 4026 | 30 Stück (1 OP) | 30 Stück |
| 5999M36 | 61,0 cm x 91,0 cm | 0109 4084 | 15 Stück (1 OP) | 15 Stück |
| 5999L72 | 91,0 cm x 183,0 cm | 0109 4049 | 15 Stück (1 OP) | 15 Stück |
| 5999024 | 38,0 cm x 61,0 cm | 0109 4032 | 30 Stück (1 OP) | 30 Stück |
| 5999LPA | Arm | 0109 4055 | 20 Stück (1 OP) | 20 Stück |
| 5999LPL | Bein | 0109 4061 | 20 Stück (1 OP) | 20 Stück |
| 5999LV1 | Weste | 0109 4078 | 20 Stück (1 OP) | 20 Stück |

Erstattungsfähig

+ CICA-CARE[®]

Minimiert bis zu 90 %
aller Narben



CICA-CARE[®]

Transparenter Silikongel-Verband zur Behandlung von Narben. Anwendbar bei frischen hypertrophierenden Narben und Keloiden, altem verhärtetem Narbengewebe, zur Prophylaxe auf geschlossenen postoperativen Wunden nach Nahtentfernung.

- Dünn und anschmiegsam
- Selbsthaftend
- Transparent für eine unauffällige Narbentherapie
- Hohe Erfolgsquote
- Kosteneffektiv, da bis zu 4 Wochen wiederverwendbar
- Einfach zuschneidbar für jede Narbengröße



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66250704 | 6,0 cm x 12,0 cm | 0131 8968 | 20 Stück (20 OP) | 1 Stück |
| 66250706 | 12,0 cm x 15,0 cm | 0131 8945 | 5 Stück (5 OP) | 1 Stück |
| 66250707 | 12,0 cm x 15,0 cm | 0131 8922 | 10 Stück (1 OP) | 10 Stück |

+ CICA-CARE[®] gehört auch in der plastischen Chirurgie aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und positiven klinischen Studien zu den beliebten Mitteln in der Nachbehandlung.

+ VERSAJET[®] II

Erleben Sie die innovative, moderne Hydrochirurgie

Das VERSAJET[®] II System sorgt schnell für ein saubereres, gleichmäßigeres Wundbett und nimmt dabei gleichzeitig mehrere Barrieren in Angriff, die dem Heilungsprozess entgegenstehen.



- Beim VERSAJET[®] II System kommt ein Hochgeschwindigkeitswasserstrahl mit steriler Kochsalzlösung zum Einsatz.
- Während sich das Handstück tangential zur Wundoberfläche bewegt, entfernt der hauchdünne Strahl des Geräts zügig nekrotisches Gewebe, Bakterien und Fremdkörper – und schont dabei das umliegende gesunde Gewebe.

Intuitiver Anschluss



- Schlüssel-Schloss-Prinzip
- Schnellere Einsatzvorbereitung
- Gleichbleibende Leistung

Leuchtring



- Verriegelungssymbole für eine intuitive Bedienung
- Leuchtet bei korrektem Handstückanschluss

Multifunktions-Fußpedal



- Einstellung der Leistungsstufe durch den Anwender möglich
- Verbesserte Kontrolle für eine effiziente Durchführung


Tangentiale Bewegung mit einem Hochgeschwindigkeitswasserstrahl mit steriler Kochsalzlösung



Selektion



Exzision



Absaugung

| Artikelnummer | Produktbeschreibung | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| 66800039 | VERSAJET II Konsole 220V / 50Hz mit Multifunktions-Fußpedal und Netzstromkabel | 1 |
| 66800979 | VERSAJET II Gerätewagen mit Infusionsständer, Halterung für Absaugbehälter, 6 Handstückfächer (Handstück und Schlauchset sind im Lieferumfang nicht enthalten) | 1 |
| 66800472 | Multifunktions-Fußpedal für VERSAJET II | 1 |
| VERSAJET° II EXACT | | |
| 66800040 | Exact Handstück Schlauchset (15° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster) | 1 |
| 66800041 | Exact Handstück Schlauchset (45° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster) | 1 |
| 66800042 | Exact Handstück Schlauchset (45° Neigung / 8 mm Arbeitsfenster) | 1 |
| VERSAJET° II PLUS | | |
| 66800043 | Plus Handstück Schlauchset (15° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster) | 1 |
| 66800044 | Plus Handstück Schlauchset (45° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster) | 1 |
| 66800045 | Plus Handstück Schlauchset (45° Neigung / 8 mm Arbeitsfenster) | 1 |

| VERSAJET II EXACT Stufeneinstellung | Flussrate des Flüssigkeitsstrahls | Flüssigkeitsdruck | Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls |
|--|-----------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 90 ml/min | 1.787 psi, 123 bar | 536 km/h |
| 3 | 123 ml/min | 3.799 psi, 262 bar | 719 km/h |
| 7 | 181 ml/min | 8.180 psi, 564 bar | 1.058 km/h |
| 10 | 220 ml/min | 11.535 psi, 795 bar | 1.304 km/h |
| VERSAJET II PLUS Stufeneinstellung | Flussrate des Flüssigkeitsstrahls | Flüssigkeitsdruck | Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls |
| 1 | 90 ml/min | 2.100 psi, 145 bar | 666 km/h |
| 3 | 123 ml/min | 4.300 psi, 267 bar | 912 km/h |
| 7 | 181 ml/min | 9.200 psi, 634 bar | 1.336 km/h |
| 10 | 220 ml/min | 12.800 psi, 883 bar | 1.628 km/h |

+ ALLEVYN[®] – Applikationstechniken

Fersenverband



Nehmen Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 12,0 cm x 13,0 cm. Schneiden Sie den Verband an jeder Seite ca. 3 cm tief ein.



Die Umgebungshaut muss trocken und fettfrei sein. Applizieren Sie eine Hälfte des Verbands an der Rückseite der Ferse. Die Einschnitte sollten auf Höhe der Fußsohle sitzen.



Kleben Sie den restlichen Verband auf der Unterseite der Ferse an. Achten Sie darauf, dass der Verband bündig mit der Ferse abschließt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Handschuhverband



Schneiden Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband Ferse nicht haftend** 4 mal im gleichen Abstand an der geschlossenen Seite ein. Die Schnitte sollten ca. 1,5 cm tief sein, je nach Fingergröße.



Schieben Sie den Verband über die Hand und führen Sie die Finger durch die vier Einschnitte. Achten Sie darauf, dass der Verband gut sitzt.



Fixieren Sie die Ränder des Verbands mit **OPSITE[®] FLEXIFIX** am Handgelenk. Dies schließt die Ober- und Unterseite mit ein. Fixieren Sie den Verband nicht vollflächig.

Verband für Zehenzwischenräume



Knicken Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband nicht haftend** 4,5 cm x 5,5 cm. Schneiden Sie den Verband an zwei Stellen im Abstand von 1 – 2 cm ein.



Führen Sie die Zehen durch die Einschnitte. Achten Sie darauf, dass ausreichend Verband zwischen den Zehen vorhanden ist.



Befestigen Sie den Verband mit **OPSITE[®] FLEXIFIX**. Achten Sie darauf, dass nur der Rand des Verbands fixiert wird, nicht vollflächig.

Fingerverband



Drehen Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 7,0 cm x 8,0 cm diagonal. Kleben Sie eine Ecke des Verbands an den Finger.



Heben Sie den Verband über die Fingerspitze. Drehen Sie den Finger und fixieren Sie die Ecken rund um den Finger.



Achten Sie darauf, dass der Verband gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Zehenverband



Drehen Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 7,0 cm x 8,0 cm diagonal. Kleben Sie eine Ecke des Verbands an den Zeh.



Heben Sie den Verband über die Zehenspitze und fixieren Sie die Ecken rund um den Zeh.



Achten Sie darauf, dass der Verband gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Brustverband



Schneiden Sie aus **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 13,0 cm x 22,0 cm zwei schmale, etwa 4 cm tiefe Dreiecke aus der schmalen Seite aus.



Heben Sie die Brust zum Applizieren an. Die Einschnitte ermöglichen eine gute Anpassung an die Konturen. Machen Sie die Einschnitte tiefer, falls eine höhere Flexibilität erforderlich ist.



Achten Sie darauf, dass der Verband faltenfrei und gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

ALLEVYN[®] LIFE Applikationsschritte



Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie die obere Hälfte des Verbandes sanft an.



Drücken Sie den unteren Teil sanft an, ohne den Verband dabei zu dehnen.



Streichen Sie den Verband glatt und lassen Sie in der Mitte den Haftrand etwas überlappen (nicht am Haftrand ziehen).

ALLEVYN[®] LIFE – vielfältig einsetzbar an verschiedenen Körperstellen



ALLEVYN[®] LIFE Sacrum Applikationsschritte



Entfernen Sie die mittlere Schutzfolie.



Fixieren Sie den Verband auf der Haut. Den schmalen Bereich des Verbandes mind. 2 cm über dem Anal-Sphinkter aufbringen, dann den Verband über dem Kreuzbein andrücken.



Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und streichen Sie den Verband glatt, ohne den Verband dabei zu dehnen.

ALLEVYN[®] LIFE Heel Applikationsschritte



Entfernen Sie eine Seite des Schutzpapiers und positionieren Sie den Fuß mittig.



Fixieren Sie zunächst den Knöchelbereich. Streichen Sie den Verband über der Wunde glatt.



Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und fixieren Sie die Ferse.

ALLEVYN[®] LIFE Heel – weitere Applikationsbeispiele



Applizieren Sie den Verband mit der Non-Touch-Technik. Durch Zuschneiden eines ALLEVYN[®] Verbandes können vermehrt Feuchtigkeit und Bakterien austreten und die Keimbarriere des Verbandes beeinträchtigen.

Bitte denken Sie daran, beim Zuschneiden Einmalhandschuhe zu tragen und eine sterile Schere zu verwenden.

+ IV3000[◊] – Applikationstechniken

Geeignet zur Fixierung von Jugularis-, zentralvenösen und mehrlumigen Kathetern
Standardtechnik mit IV3000[◊] 9,0 cm x 12,0 cm, geschlitzt



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschließlich möglicher Wundnähte gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.

Zuerst orangen Abschnitt 1 vom abgerundeten Ende des Verbandes entfernen.

Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln, auf dem Katheterkörper oder zur Stabilisierung des Katheterlumens angebracht werden.

Entfernen Sie anschließend das Abdeckpapier 2.



Schritt 3

Den Verband über der Punktionsstelle des Katheters positionieren und sicherstellen, dass der Verbandsschlitz nach dem Katheterlumen ausgerichtet ist.

Die Ränder des Verbandes glätten.

Die obere Trägerfolie 3 an der markierten Stelle Richtung Portzugang abziehen.



Schritt 4

Den Verbandsschlitz um die Lumen ausrichten.

Das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten des Verbandes entfernen.

Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Fixierung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 5

Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.

Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 eintragen. Kleben Sie das Datumsetikett auf die Haut oder den Verband (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.

Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.



Tipp: Bitte beachten Sie bei der Applikation die aktuellen Hygieneanforderungen des Robert-Koch-Instituts. Die klebefreien Griffleisten von IV3000[◊] ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA[◊] unseres sterilen, reizfreien Hautschutzprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an. Fixierstreifen sind individuell aufbringbar, die Abbildung ist ein Beispiel.

Geeignet zur Fixierung von peripheren Kathetern

Standardtechnik mit IV3000[◇] 7,0 cm x 9,0 cm, geschlitzt



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokalen Protokollen einschließlich möglicher Wundnähte reinigen und gründlich trocknen.

Dann Abschnitt 1 vom gerundeten Ende des Verbands entfernen.

Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können zur zusätzlichen Sicherheit auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper verwendet werden, z. B. zur Stabilisierung der Katheterlumen.



Schritt 3

Das mit 2 markierte Abdeckpapier abziehen.



Schritt 4

Den Verband über die Punktionsstelle legen und sicherstellen, dass sich der Port in der Mitte des Verbandes (transparente Folie) befindet.

Glätten Sie die Ecken des Verbandes.

Mit Hilfe der klebefreien Griffleiste die mit 3 markierte obere Trägerfolie abziehen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Entfernen Sie das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten.

Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Befestigung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 6

Die Folie um den Katheter herum gut modellieren.

Dann die relevanten Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 vermerken.

Das beschriftete Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband anbringen, ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken.



Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.

Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.

+ IV3000[◇] – Applikationstechniken

Geeignet zur Fixierung von zentralvenösen, mehrlumigen (PICC- sowie Mid-Line-)Kathetern
Standardtechnik mit IV3000[◇] 10,0 cm x 12,0 cm



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschließlich möglicher Wundnähte gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.

Dann orangen Abschnitt **1** vom Ende des Verbands entfernen, einschließlich der beiden sterilen Fixierstreifen und des Datumsetiketts.




Schritt 2

Die Streifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit **2** markierte Abdeckpapier ab.



Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.

Den Verband auf den Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.

Das mit **3** markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5 – Fortsetzung


Das mit **4** markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.

Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.



Schritt 6

Nun das Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).




Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.

Geeignet für periphere Katheter

Standardtechnik mit IV3000^o 6,0 cm x 7,0 cm



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocken.

Dann orangen Abschnitt **1** vom abgerundeten Ende des Verbands entfernen.

Dieser enthält zwei Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. zur Fixierung von Schläuchen oder Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit **2** markierte Abdeckpapier ab.



Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.

Den Verband auf dem Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.

Das mit **3** markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Den Verband glätten.

Die mit **4** markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.



Schritt 6

Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.

Nun das Datumsetikett aus Abschnitt **1** auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter des Patienten stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.

Entsprechende Applikationsfilme finden Sie unter: www.IV3000.de

+ OPSITE[◇] POST-OP VISIBLE

Applikationstechnik

Folienverband mit wabenförmigen Schaumstoffwundkissen

Standardtechnik mit OPSITE[◇] POST-OP VISIBLE 10,0 cm x 8,0 cm



Schritt 1

Nachdem Sie die Haut in Übereinstimmung mit Ihren lokalen Protokollen gesäubert und getrocknet haben, entfernen Sie das mit „1“ markierte Abdeckpapier.



Schritt 2

Halten Sie den Verband an den nicht klebenden Enden fest und platzieren Sie die Wundauflage über dem gewünschten Bereich.



Schritt 3

Modellieren Sie den Verband mit sanftem Druck gut an, insbesondere die Ecken.



Schritt 4

Entfernen Sie nun vorsichtig die Abdeckfolie „2“ mit Hilfe des Anfassers. Modellieren Sie ggf. nach.



Entfernen

Entfernen Sie den Verband, indem Sie eine Ecke lösen und die Folie dann parallel zur Haut des Patienten überdehnen.

Hilfreicher Verbandwechselindikator

Kein Wechsel notwendig



Jetzt wechseln



(Sättigung bis zum Wundkissenrand)

+ Index

| A | Seite | | Seite |
|---|-------|--|--------|
| ACTICOAT [®] | 26 | IODOSORB [®] Salbe | 30 |
| ACTICOAT [®] 7 | 26 | IRUXOL [®] N | 64 |
| ACTICOAT [®] FLEX 3 | 25 | IV3000 [®] | 60 |
| ACTICOAT [®] FLEX 7 | 25 | J | |
| ALGISITE [®] M | 22 | JELONET [®] | 45 |
| ALLEVYN [®] Ag GENTLE BORDER | 26 | L | |
| ALLEVYN [®] Ag SACRUM | 28 | LEUKOSTRIP [®] | 48 |
| ALLEVYN [®] GENTLE | 16 | LEUKOSTRIP [®] S | 48 |
| ALLEVYN [®] GENTLE BORDER | 14 | M | |
| ALLEVYN [®] GENTLE BORDER HEEL | 14 | MELOLIN [®] | 55 |
| ALLEVYN [®] GENTLE BORDER LITE | 19 | O | |
| ALLEVYN [®] GENTLE BORDER MULTISITE | 15 | OPSITE [®] FLEXIFIX | 57 |
| ALLEVYN [®] GENTLE BORDER SACRUM | 15 | OPSITE [®] FLEXIFIX GENTLE | 58 |
| ALLEVYN [®] LIFE | 12 | OPSITE [®] FLEXIGRID [®] | 57 |
| ALLEVYN [®] LIFE HEEL | 12 | OPSITE [®] Inzisionsfolie | 47 |
| ALLEVYN [®] LIFE NON-BORDERED | 13 | OPSITE [®] POST-OP | 51 |
| ALLEVYN [®] LIFE SACRUM | 12 | OPSITE [®] POST-OP VISIBLE | 52 |
| ALLEVYN [®] SACRUM | 19 | OPSITE [®] SPRAY | 58 |
| ALLEVYN [®] Schaumverband Ferse nicht haftend | 17 | OPSITE [®] VISIBLE DRAIN DRESSING | 61 |
| ALLEVYN [®] Schaumverband haftend | 18 | P | |
| ALLEVYN [®] Schaumverband nicht haftend | 17 | PICO [®] 7 | 34 |
| ALLEVYN [®] SILBER Schaumverband Ferse nicht haftend | 27 | PICO [®] 7Y | 34 |
| ALLEVYN [®] SILBER Schaumverband haftend | 28 | PICO [®] 14 | 33 |
| ALLEVYN [®] SILBER Schaumverband nicht haftend | 27 | PICO [®] Multipacks | 35 |
| ALLEVYN [®] THIN | 20 | PICO [®] Zubehör | 33, 34 |
| ALLEVYN [®] TRACHEOSTOMY | 18 | PICO [®] Wundfüllmaterialien | 35 |
| APPLICA [®] IV. 100 | 61 | PRIMAPORE [®] | 52 |
| APPLICA [®] OP-Folie | 47 | PROFORE [®] | 62 |
| B | | PROFORE [®] LITE | 63 |
| BACTIGRAS [®] | 44 | PROSHIELD [®] Plus | 43 |
| BIOBRANE [®] | 67 | PROSHIELD [®] Sprüh-Schaumreiniger | 43 |
| C | | R | |
| CICA-CARE [®] | 69 | REPLICARE [®] | 22 |
| CUTICERIN [®] | 45 | REPLICARE [®] THIN | 23 |
| CUTIFIX [®] STRETCH | 54 | REPLICARE [®] ULTRA | 23 |
| CUTIPLAST [®] Meterware | 53 | REMOVE [®] | 42 |
| CUTIPLAST [®] PLUS STERIL | 54 | RENASYS [®] Therapieeinheiten | 37 |
| CUTIPLAST [®] STERIL | 53 | RENASYS [®] -F | 37 |
| D | | RENASYS [®] -F/AB | 37 |
| DURAFIBER [®] | 21 | RENASYS [®] -G Wundversorgungs-Kits | 37 |
| DURAFIBER [®] Ag | 29 | RENASYS [®] Soft Port | 36 |
| DURAMAX [®] S | 20 | RENASYS [®] TOUCH | 36 |
| E | | RENASYS [®] Zubehör | 37 |
| EXU-DRY [®] | 68 | S | |
| I | | SECURA [®] | 41 |
| INTRASITE [®] CONFORMABLE | 39 | SKIN-PREP [®] | 42 |
| INTRASITE [®] GEL | 39 | V | |
| IODOSORB [®] Dressing | 30 | VERSAJET [®] II | 70 |

Piktogramme und ihre Bedeutung für Medizinprodukte



Nur zum Einmalgebrauch
(Nicht aufbewahren)



Hinweis beachten



Verfalldatum (darf danach nicht
mehr verwendet werden)



Nicht verwenden, wenn
Packung beschädigt

STERILE

Steril produziert
(in Kombination mit der
Sterilisationsmethode)



Obere Lagertemperatur



Achtung, Packungsbeilage
beachten



Vor Sonnenlicht geschützt
aufbewahren



Herstellungsdatum



Untere Lagertemperatur



Chargenbezeichnung



Keine Verzögerung der Wundheilung –
wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel nach
Möglichkeit jeden Tag etwas näher zu kommen.
www.closertozero.de

© 03 / 2023 Smith+Nephew,  Markenzeichen von Smith+Nephew,
AWM-Miscellaneous-37774

ABGABE NUR AN FACHKREISANGEHÖRIGE

Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften
lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Wundmanagement Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 30
D-22763 Hamburg

T +49 (0) 40 8797 44-350
F +49 (0) 40 8797 44-375
www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

Hersteller: Smith+Nephew Medical Ltd, 101 Hesse Rd, Hull HU3 2BN England

Der Inhalt ist Eigentum der Smith & Nephew GmbH und urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch Smith+Nephew gestattet.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.