

+ ALLEVYN[◇] HEEL medicazione in schiuma non adesiva



Smith+Nephew

ALLEVYN[◇] HEEL
Foam Dressing

CLOSER TO ZERO[◇]

**Ti aiutiamo a ridurre il costo
umano ed economico delle ferite.**

www.smith-nephew.it
smith-nephew.com/allewyn

+ ALLEVYN[®] HEEL Medicazione in schiuma presenta una struttura avanzata a tre strati, che combina un tampone assorbente in schiuma idrocellulare tra uno strato di contatto con la ferita perforato e non aderente e un film esterno altamente permeabile e impermeabile.¹

Caratteristiche e benefici

Conformabile

La medicazione ALLEVYN Heel è conformabile, flessibile e può rimanere in sede fino a 7 giorni.²⁻³

Facile da usare

La medicazione ALLEVYN HEEL è facile da applicare, rimuovere e può essere tagliata su misura.²⁻⁵

Previene la penetrazione batterica

La medicazione ALLEVYN Heel è dotata di un film superiore con barriera batterica che aiuta a prevenire la penetrazione di fluidi e batteri.^{1,6}

Minimizza il trauma

La medicazione ALLEVYN Heel non aderisce alla ferita, riducendo al minimo il trauma alla lesione e alla pelle circostante durante il cambio della medicazione.^{2,4}



Indicazioni

- La medicazione ALLEVYN HEEL è indicata per la gestione delle lesioni per seconda intenzione, sia croniche che acute, a spessore totale, parziale o superficiali con tessuto di granulazione ed essudato, come ulcere da pressione, ulcere venose degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico, lesioni maligne, ferite chirurgiche, ustioni di primo e secondo grado, siti donatori e ulcere funginose.
- La medicazione ALLEVYN HEEL può essere utilizzata su ferite infette. In caso di ferite infette, il trattamento deve seguire il protocollo clinico locale. La medicazione ALLEVYN HEEL può essere utilizzata in combinazione con la terapia compressiva.
- La medicazione ALLEVYN HEEL può essere utilizzata in associazione con la medicazione idrogel INTRASITE[™] GEL per il trattamento di ferite necrotiche o con tessuto devitalizzato.
- La medicazione ALLEVYN HEEL è adatta anche per il trattamento del tallone e di altre aree difficili da medicare, e contribuisce a un protocollo di prevenzione della pressione quando utilizzata in combinazione con dispositivi di scarico della pressione.

ALLEVYN HEEL codice S+N

Misura	Codice	Unità
One size	66800021	5
One size	66000695	3

Advanced Wound Management
Smith & Nephew S.r.l.
Viale T. Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
T. +39 039 60941
F. +39 039 651535

www.smith-nephew.com

◇ Marchio registrato di Smith+Nephew.
Tutti i marchi sono riconosciuti. © June 2020 Smith+Nephew
◇ Riservato al personale sanitario
AWM-AWC-24987-it | GMC1065d

Per informazioni dettagliate sul prodotto, comprese le indicazioni d'uso, le controindicazioni, le precauzioni e gli avvertimenti, consultare il foglio illustrativo (IFU) del prodotto prima dell'utilizzo.

References

1. Smith & Nephew 2009. ALLEVYN NON-ADHESIVE Dressing physical properties. Internal report. DS/09/013/R3. 2. Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224-228. 3. Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing* 1994;3(20):1049-1050, 1052-1043. 4. Smith & Nephew 2006. A prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of ALLEVYN NON-ADHESIVE wound dressings. Internal report CER/CE/022/ANA. 5. Smith & Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN variants. Internal report DS/14/318/R. 6. Smith & Nephew 2014. Bacterial barrier testing (Wet-Wet) of ALLEVYN NON-ADHESIVE Dressings against *S. marcescens* over 7 days. Internal report. DOF 1401002..