

PRIMAFIX[◇]

Hypoallergenic Non-Woven
Retention Tape

メッシュ状の不織布を用いた通気性・伸縮性のあるロールテープです。
必要な長さにカットしてご使用いただけます。




特長

- ひじ・ひざ・手首・肩など、屈伸する部位へもご使用いただけます。
- 離けい紙をウェーブ状にカットし、本体(テープ)をはがしやすくしています。
- 低アレルギー性の粘着剤^{*}を使用しています。
- 本品は未滅菌製品です。

^{*}合成ゴム系のホットメルト粘着剤



貼り方



用途

カテーテルやチューブ、ガーゼ等の保護・固定

衛生材料

製品番号	サイズ	入数/小箱
66800151	5cm×10m	1巻
66800152	10cm×10m	1巻

使用上の注意

プリマフィックスは未滅菌製品です。カテーテル刺入部や創傷に直接貼付しないでください。

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith+Nephew
© 2014-2021 Smith+Nephew

PF-1
202108-2