

# + This changes everything

# Smith+Nephew

## PICO<sup>◇</sup> 7

Single Use Negative Pressure Wound Therapy System



## PICO 5パックドレッシング

PICO 7創傷治療システムの構成部品であるPICOドレッシングの5枚パックです。

PICO 7創傷治療システム1箱にPICOドレッシングは2枚同梱されていますが、滲出液が多かったり便汚染があったりした場合、1週間の治療において2枚では不足することがあります。その際にこのPICO 5パックドレッシングから必要分を使用することができますので、より経済的に陰圧治療を継続することが可能です。



## PICO 5パックドレッシング 製品情報

PICOには規格バリエーションが豊富にあります。

製品番号	サイズ	パッドサイズ	面積	枚/箱
6680200	マルチサイト小	122cm <sup>2</sup>	122cm <sup>2</sup>	5
6680201	マルチサイト大	248cm <sup>2</sup>	248cm <sup>2</sup>	5
6680202	10x20cm	5.6x15cm	84cm <sup>2</sup>	5
6680203	10x30cm	5.6x25cm	140cm <sup>2</sup>	5
6680204	10x40cm	5.6x35cm	196cm <sup>2</sup>	5

製品番号	サイズ	パッドサイズ	面積	枚/箱
6680205	15x15cm	10x10cm	100cm <sup>2</sup>	5
6680206	15x20cm	10x15cm	150cm <sup>2</sup>	5
6680207	15x30cm	10x25cm	250cm <sup>2</sup>	5
6680208	20x20cm	15x15cm	225cm <sup>2</sup>	5
6680209	25x25cm	20x20cm	400cm <sup>2</sup>	5

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇ Trademark of Smith+Nephew

© 2020 Smith+Nephew

販売名:PICO創傷治療システム  
高度管理医療機器  
単回使用陰圧創傷治療システム

JMDNコード:58202003  
医療機器承認番号:22600BZX00226000