



**Smith+Nephew**

**ULTRABUTTON**

Adjustable Fixation Device

Supporting healthcare  
professionals for over 150 years

# ULTRABUTTON

ウルトラボタンは、優れた引っ張り強度とループの緩み軽減を実現しました。また、アジャスタブルループ部分は調整時に靱帯を保護するユニークなデザインです。

## Graft Cradle

- 移植腱を保護するユニークなデザインです。
- ウルトラボタンと移植腱の間で発生する動きとソーイング効果を減少します。



## Ordering Information

カタログ番号 製品名  
72290003 ウルトラボタン ADJUSTABLE


スミス・アンド・ネフュー株式会社  
スポーツメディスン事業部

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

©2018 Smith & Nephew KK


## ループの緩みを最大60%減少

ウルトラボタンは、4500回転のバイオメカニカルテストにおいて、ループの緩みが減少しています。



## 優れた引っ張り強度

ウルトラボタンは、引っ張り試験において、他製品と比較してより強い強度を有しています。



1. Data on file at Smith & Nephew, PN: 69889-01, 2016. The results of in vitro simulation testing have not been proven to predict clinical performance.

★ Denotes comparison relative to the ULTRABUTTON Adjustable Fixation Device is statistically significant.

## Adjustment Tails

- アジャスタブルループの微調整が可能です。片縛りのリスクを軽減します。

承認番号: 22900BZX00388000  
販売名: ウルトラボタン

KN-C024  
201803-1