

+ Clairement axée sur l'essentiel

Simplifiez vos flux arthroscopiques grâce à un système intégré de gestion des liquides

Smith+Nephew

DOUBLEFLO[◇]
Pompe double galets

Distribué par **Smith+Nephew**



Simple, efficace, connectée

La pompe double galets DOUBLEFLO[®] est conçue pour être hautement réactive dans diverses situations cliniques afin de répondre aux besoins du chirurgien.^{1,2} **Sa simplicité, son efficacité et sa connectivité** permettent aux chirurgiens et au personnel de mieux se concentrer sur la procédure en cours.

+ Simple

La pompe double galets DOUBLEFLO est conçue pour simplifier l'installation et l'utilisation, et réduire au minimum les réglages et les erreurs avant et pendant la procédure. Les chirurgiens et le personnel peuvent ainsi se concentrer sur le patient, et non pas sur l'équipement.

Kits de tubulure faciles à charger pour simplifier l'installation



Interface utilisateur intuitive pour simplifier l'installation et l'utilisation, et réduire les réglages et les erreurs avant et pendant la procédure

+ Efficace

La pompe DOUBLEFLO est conçue pour répondre aux besoins du chirurgien dans diverses situations cliniques, assurant une élimination régulière des débris pour une visualisation claire, ainsi qu'un flux efficace pour conserver le sérum physiologique et faciliter l'installation.

Livrée avec :



Télécommande pour modifier facilement les réglages en cours de procédure



Tubulure utilisable toute une journée pour réduire les déchets*

*En prolongeant l'utilisation du sérum physiologique et des tubulures au-delà d'une seule procédure



LINK pour se connecter à la colonne connectée INTELLIO[®]

Ne nécessite pas :

- d'étape d'étalonnage avant utilisation
- de chambre de remplissage sur la tubulure entrante
- de points de pincement
- de couvercle

+ Connectée

La pompe DOUBLEFLO[®] est conçue pour fonctionner avec la colonne connectée INTELLIO[®], ce qui permet au chirurgien et au personnel de visualiser facilement les paramètres importants à l'écran, ainsi qu'une installation par simple contact via l'application.



Contrôle simple + centralisé

L'application LENS Connected Tower est essentielle pour une utilisation efficace de la pompe double galets DOUBLEFLO, car elle permet un contrôle sans fil des paramètres de gestion des liquides.



La pompe double galets DOUBLEFLO, faisant partie du groupe de produits pour tour connectée INTELLIO, fonctionne de manière transparente avec les systèmes d'imagerie chirurgicale LENS 4K, de résection DYONICS[®], et WEREWOLF COBLATION.

Informations de commande

Pompe + accessoires

Référence	Description
72205775	Pompe DOUBLEFLO [®] et manuel
72205357	Pédale – filaire
72205359	Télécommande – sans fil
72205360	Câble d'interface DYONICS [®] POWER II
72205361	Interface de commande manuelle Arthrex [®]
72205362	Interface de pédale de commande Arthrex
72205363	Interface de commande manuelle Stryker [®]
72205364	Interface de commande manuelle CONMED [®]
72205365	Interface de pédale de commande CONMED
72205012	Manchon stérile pour télécommande sans fil
72205190	LINK – Pompe DOUBLEFLO

Kits de tubulure (stériles)

Référence	Description
72205353	Tubulure journalière
72205354	Tubulure patient
72205355	Tubulure d'irrigation simple
72205356	Tubulure d'aspiration

Mentions obligatoires : Pompe d'arthroscopie DOUBLEFLO. Destination : Système d'arthroscopie utilisant du liquide provenant de poches de solution saline (0,9 % de NaCl). Ce système d'arthroscopie est conçu pour permettre la distension par injection de liquide et l'irrigation des cavités articulaires du genou, de l'épaule, de la hanche, du coude, de la cheville et du poignet, et l'aspiration des liquides pendant les procédures d'arthroscopie. **Classe IIa.**

Organisme notifié : GMED n°0459. **Fabricant :** HEMODIA SAS – France **Veillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation qui accompagne ce dispositif médical.**

Fabriqué par :



85 rue du Chêne vert
31670 Labège – France

Distributeur en France :

Smith & Nephew, S.A.S.
40/52 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

T+33(0) 800 111 220
F+33(0) 1 46 41 24 11

www.smith-nephew.fr

Smith & Nephew, S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.366.150 euros -
577 150 840 R.C.S. Nanterre

[®]Marque de commerce de Smith+Nephew.

Toutes les marques de commerce
sont reconnues.

©2021 Smith+Nephew. Tous droits réservés.
Imprimé en France. 28511-fr V1 03/21

Références

1. Hemodia 2020. Verification Test Report - Response Time After Volume Modification. Internal Report. HP3-RAP-053-B. 2. Hemodia 2020. Verification Test Report - Response Time Shaver Activation & Deactivation. Internal Report. HP3-RAP-051-B.

Pompe d'arthroscopie DOUBLEFLO

Destination : Système d'arthroscopie utilisant du liquide provenant de poches de solution saline (0,9 % de NaCl). Ce système d'arthroscopie est conçu pour permettre la distension par injection de liquide et l'irrigation des cavités articulaires du genou, de l'épaule, de la hanche, du coude, de la cheville et du poignet, et l'aspiration des liquides pendant les procédures d'arthroscopie. **Classe IIa.**

Organisme notifié : GMED n°0459. **Fabricant :** HEMODIA SAS – France **Veillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation qui accompagne ce dispositif médical.**