


# + ALLEVYN<sup>◇</sup> COMPLETE CARE

Silikon-Schaumverbände



Zuverlässiges Exsudatmanagement<sup>1,5,9,10</sup>  
mit effektivem Bakterien-<sup>8</sup>, Proteasen-<sup>25</sup>  
und Geruchseinschluss<sup>2,3</sup>



## Smith+Nephew

ALLEVYN<sup>◇</sup>  
COMPLETE CARE  
Silikon-Schaumverbände

[www.smith-nephew.de](http://www.smith-nephew.de)

 SCHWACHE BIS  
STARKE EXSUDATION

## Merkmale und Vorteile

### Exsudatmanagement




#### ExuLOCK® fortschrittliche Lock-in-Technologie

- Einschließen von Exsudat und Bakterien selbst unter Kompression<sup>1,8</sup>
- Ermöglicht eine horizontale Verteilung des Exsudats über die gesamte Verbandfläche\*<sup>9</sup> und hilft so, Leckagen zu verhindern<sup>2,3</sup>
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu<sup>†</sup> zur Förderung der Heilung<sup>3,5,9,10</sup>

#### ExuMASK® Technologie des Wechselindikators

- Reduziert die Sichtbarkeit der Wundflüssigkeit, so dass der Verband länger frisch aussieht.<sup>2,3,9,11-14</sup>
- Zeigt optisch an, wann der Verband zu wechseln ist<sup>11</sup>


#### Visuelle Anleitung für den ExuMASK Wechselindikator



Wechsel nicht erforderlich



Wechsel erwägen



Wechseln

#### ComfortSTAY® Technologie mit Haftschrift aus weichem Silikon




- Sorgt für eine sanfte und sichere Haftung<sup>15-17</sup>
- Ist atraumatisch für Wunde und umliegende Haut und minimiert Schmerzen bei der Entfernung<sup>3,16-18</sup>

#### ALLEVYN hochabsorbierende Schaumschicht



- Langanhaltende vertikale Absorption, um Flüssigkeitsansammlungen und Mazeration zu minimieren<sup>1,3,9</sup>
- Die Porengröße des Schaums ermöglicht das Management von Exsudat mit niedriger bis hoher Viskosität<sup>9</sup>

#### Atmungsaktive Außenfolie



- Schutz vor äußerem Bakterieneintritt<sup>19</sup>
- Duschfest<sup>20</sup>

#### HighFLEX Multidirektionale Stretch-Technologie



- Anschmiegsam und flexibel<sup>7,21</sup>
- Passt sich gut an die Körperkonturen an<sup>3,22</sup>
- Hilft bei der Anwendung an problematischen Bereichen<sup>3,12,22</sup>

### Prävention & Behandlung von Druckverletzungen



#### ShearDEFENSE® Technologie mit unverbundenen Schichten

- Durch das firmeneigene, verbundfreie Design können die Schichten reibungsbedingt innerhalb des Verbandes gleiten\*<sup>4</sup>
- Absorbiert Scherkräfte und reduziert die Weichteilbelastung<sup>x4,2,3</sup> um das Risiko von Druckverletzungen zu minimieren<sup>24</sup>
- Hochwirksame Absorption von Scher- und Reibungskräften<sup>14</sup>



#### ComfortSTAY Technologie mit Haftschrift aus weichem Silikon

- Kann bei gleichbleibender Haftung repositioniert werden, um die Hautkontrolle während der Tragedauer des Verbandes zu erleichtern<sup>x15</sup>



#### Atmungsaktive Außenfolie

- Begünstigt ein optimales Mikroklima<sup>5,10</sup>



#### Umverteilung des Drucks

- sorgt dafür, dass äußerer Druck besser verteilt wird<sup>x6</sup>

### Bestellinformationen

Artikelnummer	PZN*	Größe Verband	Größe Wundaufgabe	Inhalt / OP**
<b>ALLEVYN® COMPLETE CARE</b>				
66807695	20178421	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10
66807696	20178438	10,0 x 10,0 cm	6,5 x 6,5 cm	10
66807697	20178450	12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	10
66807698	20178467	15,0 x 15,0 cm	11,0 x 11,0 cm	10
66807699	20178473	17,5 x 17,5 cm	13,5 x 13,5 cm	10
66807700	20178527	10,0 x 20,0 cm	5,0 x 15,0 cm	10
66807701	20178533	10,0 x 30,0 cm	5,0 x 25,0 cm	10
<b>ALLEVYN® COMPLETE CARE Multisite</b>				
66807702	20178556	17,1 x 17,8 cm	11,5 x 12,3 cm	10
<b>ALLEVYN® COMPLETE CARE Sacrum</b>				
66807703	20178504	17,2 x 17,4 cm	8,4 x 12,4 cm	10
66807704	20178510	21,5 x 23,0 cm	12,3 x 16,9 cm	10
<b>ALLEVYN® COMPLETE CARE Heel</b>				
66807705	20178496	25,0 x 25,2 cm	20,0 x 20,2 cm	10

\*Pharmazentralnummer

\*\* Originalpackung



Multisite

Sacrum

Heel (Ferse)

\*Wie in vitro nachgewiesen. †Wie in silico und in vitro nachgewiesen. ‡Während der Tragedauer des Verbandes.  
§ALLEVYN 5-lagige Verbände. ¶Wie in silico nachgewiesen.

**Smith & Nephew GmbH**  
Van-der-Smissen-Straße 9  
22767 Hamburg  
+49 40 87 97 44-0  
info@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.de

◇Marke von Smith+Nephew  
Alle Marken anerkannt  
©April 2026 Smith+Nephew  
AWM-AWC-47986-de.GMC1944

**Hersteller**  
Smith & Nephew GmbH Medical Ltd  
101 Hessele Road  
Hull HU3 2BN  
England

**Referenzen:** 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23-30. 3. Rossington A, et al. *Wounds UK*. 2013;9(4):91-95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.019 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.010. 11. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 12. Simon D, Bielby A. *Wounds UK*. 2014;10(3):80-87. 13. Joy H, et al. *J Wound Care*. 2015;24(7):312, 314-317. 14. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023. 15. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.015 V2. 16. Vowden K, et al. Paper presented at: EWMA; 2011. 17. Smith+Nephew. Internal report EA/AWM/GENERAL/001/v2. 18. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN® Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32-44. 19. Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.014. 20. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.017. 21. Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.013. 22. Stephen-Haynes J, et al. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50-59. 23. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.058 V2. 24. Atkinson L, Costa B. Poster presented at: EWMA; 2024. 25. Internal report CSD.AWM.25.020. Geri C, et al. *J Wound Care*. 2025; 34(1): 9 - 16.