

OPSITE[◇] GENTLEROLL

Transparent Silicone
Adhesive Film Roll



シリコーンゲル粘着剤使用ロール状透明テープ オプサイト ジェントルロール

シリコーンゲル粘着剤を採用した
ロールフィルムです。




イメージ図

シリコーンゲル
粘着剤




従来の
アクリル系粘着剤




皮膚への影響が少ない
一般的な粘着剤

特長


- 皮膚への刺激に考慮したシリコーンゲル粘着により、剥がすときの痛みや皮膚のトラブルを軽減
皮膚に密着しますが、皮膚を傷めることなく剥がすことができます。皮膚が弱い方などの交換時の痛みや皮膚のトラブルを軽減することができます。
- しっかり密着
関節などのよく動く場所でもめくれにくいテープです。粘着力が落ちにくいいため、ずれたときなどに貼り直しができます。
- 水をはじくフィルム
水仕事やシャワーを浴びても剥がれにくい防水フィルムです。排泄物や細菌の侵入を防ぎます。



治癒した傷痕へ、
摩擦などからの
保護に



ドレッシング材の
固定に



ルートやチューブの
保護・固定

※ --- 枠内はジェントルロールを示す

用途

- 摩擦や外部汚染からの保護
- ドレッシング材やガーゼ、ルートやチューブの保護・固定

衛生材料		
製品番号	サイズ	入数/箱
66801195	2.5cm×5m	1巻
66801196	5cm×5m	1巻
66801197	10cm×5m	1巻

使用上の注意

オプサイトジェントルロールは未滅菌です。カテーテル刺入部や創傷に直接貼付しないでください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

®Trademark of Smith+Nephew

©2014-2022 Smith+Nephew

OP-16
202206-2