

+ ALLEVYN[◇] LIFE

Apósitos de espuma

Proporcionan un rendimiento eficiente, ahorrando tiempo y recursos¹⁻⁶



Indicaciones

- Tratamiento de heridas por segunda intención, superficiales, en granulación, heridas exudativas crónicas y agudas, heridas de espesor total y parcial, como:
 - Lesiones por presión
 - Úlceras de pierna
 - Úlceras de pie diabético
 - Heridas quirúrgicas
 - Quemaduras de primer y segundo grado
 - Zonas donantes
 - Desgarros cutáneos
 - Úlceras fúngicas
- Puede utilizarse en combinación con INTRASITE[◇] GEL en heridas con tejido necrótico o fibrina.
- Prevención de lesiones por presión en piel intacta como parte de un protocolo de prevención de lesiones por presión.

Smith+Nephew

ALLEVYN[◇] LIFE

Apósitos de espuma

www.smith-nephew.com/allevyn



**ABSORCIÓN
BAJO - ALTO**

ALLEVYN[®] LIFE es un apósito todo en uno para el cuidado de heridas y la prevención de lesiones por presión.¹⁻⁶

Características y beneficios

Gama ALLEVYN: Absorbente, protector y suave

Los apósitos de espuma ALLEVYN son **absorbentes, protectores y suaves**, y cumplen con lo básico que esperas de un apósito y más.

Absorbente⁷⁻⁹
El núcleo de espuma hidrocélular **equilibra de manera innovadora la absorción y la retención** para crear un entorno húmedo de cicatrización de heridas¹⁰⁻¹⁴ con riesgo mínimo de maceración.¹⁰⁻¹³

Protector^{6,7}
La película superior transpirable e impermeable⁷⁻⁹ **proporciona una barrera bacteriana**¹⁵ mientras que el apósito permanece intacto.


Suave^{11,12}
Los adhesivos suaves de contacto con la herida son **fáciles de aplicar y retirar**^{10,13,16,17} y se ha demostrado que minimizan el dolor y el trauma durante los cambios de apósito y la inspección de la piel.^{10,11}

Prevención de lesiones por presión

Cuando se utiliza como parte de un programa de prevención integral en comparación con el tratamiento convencional solo, se ha demostrado que ALLEVYN LIFE:

- Reducir la incidencia de LPP en la región sacra hasta en un 71% en pacientes ancianos con fractura de cadera.*²¹
- Tener ahorros en los costes de tratamiento por paciente entre el 37 y el 69%.⁴
- Reducir la frecuencia de los cambios de apósito cuando se utiliza en lesiones por presión.^{11,12}

Prevención de LPP relacionados con productos sanitarios (PLPPRPS)



Se ha demostrado que el diseño único de multicapas reduce^{†22} y redistribuye la presión^{§22} lo que lo hace adecuado para proteger las prominencias óseas y debajo de dispositivos médicos más grandes como: collares cervicales, férulas de brazos y piernas.

ALLEVYN LIFE

EXUMASK[®] Indicador de cambio
Minimiza el impacto visual del exudado absorbido con la **capa enmascaradora**.^{1,18} También funciona como un indicador de cuándo cambiar el apósito, lo que ayuda a **minimizar los cambios clínicamente innecesarios**.^{1,18}

EXULOCK[®] Tecnología de bloqueo avanzada
Absorbe el exudado y lo distribuye lateralmente por el apósito para aprovechar toda la superficie.^{1,13,19}
Bloquea el exudado ayudando a prevenir fugas^{1,13,19} y a **controlar el mal olor de la herida**.^{1,13,20}

Formas únicas y bordes amplios
Forma única multilobular, talón y sacro con borde amplio, desarrollado para **adaptarse a los contornos del cuerpo humano** de forma más segura.^{2,13,18}



Menos residuos + más cuidados



A través de la iniciativa "Menos residuos, más cuidado", hemos optimizado el tamaño de nuestra gama de envases ALLEVYN para reducir el tamaño de nuestras sobres, cajas y embalajes en más de un 20%.^{11,23}

[†]Embalajes, cajas y sobres en comparación con las dimensiones de los envases de 2021

ALLEVYN[®] LIFE

ALLEVYN LIFE productos financiados por el S.N.S

Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66801742	473025.8	15,4cm x 15,4cm	3
66801743	491845.8	21cm x 21cm	3

ALLEVYN LIFE

Código S+N	Tamaño	Un.
66801067	10.3cm x 10.3cm	10
66801068	12.9cm x 12.9cm	10
66801069	15.4cm x 15.4cm	10
66801070	21cm x 21cm	10
66801304	Heel 25cm x 25.2cm	5
66801306	Sacrum Pequeño 17.2cm x 17.5cm	10
66801307	Sacrum Grande 21.6cm x 23cm	10

*p=0.001; cuando se utiliza como parte de un programa de prevención integral y se compara con el tratamiento convencional solo. [†]En comparación con los apósitos anteriores. [‡]Como parte de un protocolo integral de prevención de lesiones por presión. [§]En comparación con Mepilex Border[™] y Optifoam[™] Gentle.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las precauciones y las advertencias, consulte las instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de usarlo.

Referencias: 1. Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and Economic Impact of Wound Care Using a Polyurethane Foam Multilayer Dressing. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23–30. 2. Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *J Wound Care*. 2015;24(7):312, 314–317. 3. Allen D, Saunders C, Tiskowitz K. Reduced weekly dressing changes with a five-layer foam dressing. Results of a systematic literature review and meta-analysis of clinical studies. Paper presented at: SAWC; 2022; Las Vegas. 4. Forní C, Searle R. A multilayer polyurethane foam dressing for pressure ulcer prevention in older hip fracture patients: an economic evaluation. *J Wound Care*. 2020;29(2):120–127. 5. McFee K. Implementation of medical-device related pressure injury prevention protocols: Prophylactic foam dressing prone packets for Covid-19 patients in the ICU. Paper presented at: NPIAP; 2022; Florida. 6. Forní C, Gazíneo D, Allegriani E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk in-patients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*. 2022;127:104172. 7. S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 8. S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. 9. S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. 10. Leonard S, McCluskey P, Long S, et al. An evaluation of ALLEVYN ADHESIVE and NON-ADHESIVE Foam Dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17–28. 11. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. 12. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. 13. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95. 14. White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. *Wounds UK*. 2007;3(4):122–127. 15. S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD.AWM.23.032. 16. S+N 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 17. S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life Internal Report (HVT080) GMCA-DOF/08. 18. Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80–87. 19. S+N Data on File. Wound Model Testing of New ALLEVYN Life Gen2 wcl Dressing using Horse Serum at a Flow Rate Modelling that of a Moderately Exuding Wound. DS/14/303/R. 2016. 20. S+N Data on File. Odour reducing properties of ALLEVYN LIFE. Internal Report. DS/12/127/DOF. 2012. 21. Forní C, D'Alessandro F, Gallerani P, et al. Effectiveness of using a new polyurethane foam multi-layer dressing in the sacral area to prevent the onset of pressure ulcer in the elderly with hip fractures: A pragmatic randomised controlled trial. *Int Wound J*. 2018;15(3):383–390. 22. S+N 2021. Pressure Mapping. Benchtop Testing Report. CSD.AWM.21.006.