


Lumbar Scope

+ Endoscopic Spine Surgery for 2 portal technique

2ポータルテクニック用ランバースコープです。

ビデオ型スコープとなっております

Smith+Nephew 製、LENS 4K カメラヘッドとの互換性を有します。




3.8 mmハイフローカニューラを使用することで
還流液の流れを十分に確保し
クリアな画像を実現します。

Ordering information

カタログ番号	製品名	有効長	外径	視野方向	最大視野角
72205143	ビデオ型ランバースコープ 2.7MM 30°	120mm	2.7mm	30°	90°
72201792	3.8mm 回転カニューラ ダブルバルブ				
7205993	3.8mm コニカルオブチュレーター				

LENS 4K Camera system

Endoscopic Spine Surgery + Arthroscopy



LENS 4K

硬性内視鏡を取り付けることで関節鏡にも対応します。



Quantum2

関節内の水温をリアルタイムでモニタリングできるため
設定温度を越えるとアラームで術者に警告します。

カタログ番号 製品名

72205565	SMITH+NEPHEW 32 型 4K モニター
33300750	LENS BIG カート 2F-SAN-005-00
33300753	LENS BIG カート 2 ドリップ用ハンガー F-SAN-005-100
33300751	LENS BIG カート 2 ハンガーブラケット F-SAN-005-60
33300804	LENS BIG カート 2 タッチパネルブラケット 150MM 延長
33300662	SONY メディカルレコーダー HVO-3300MT
33300821	15 型ワイドタッチモニター ET1502L-2UWC-1-G
72205059	LENS 4K インテグレートシステム コントロールユニット Wi-Fi/ ケーブルセット
72205058	LENS 4K インテグレートシステム カメラヘッド
72205225	LENS 4K CCU 取説電源ケーブル KIT
72204922	オレンジライトケーブル 4mm×3.6m
2147	装置側アダプター (ダイオニクス / ウルフ)
2146	内視鏡側アダプター (ダイオニクス / ウルフ)
72205143	ビデオ型ランバースコープ 2.7mm 30°
72201792	回転式ロングカニューラ 3.8mm ダブルバルブ (MTO)
7205993	コニカルオブチュレーター 3.8mm ロング
72205149	4K ビデオ型スコープ 4mm 30°
72200829	6.0mm 回転カニューラ ダブルバルブ
4356	5.8mm コニカルオブチュレーター
28168	クウォンタム 2 システム
72200207	ダイオニクス 25 灌流システム
33300462	デジタルカラープリンター UP-DR80MD

販売名：ランバースコープ
認証番号：304ADBZX00108000
販売名：LENS 4K インテグレートシステム
届出番号：13B1X10222G00035
販売名：ゼノン500XL
届出番号：13B1X10222S00023
販売名：SN 鏡視下手術機器 (穿刺器具)
届出番号：13B1X10222SC0012
販売名：4K スコープ
認証番号：303ADBZX00059000
販売名：クウォンタムシステム
認証番号：223AABZ100122000
販売名：ダイオニクス25 灌流システム
認証番号：219ADBZX00159000