

+ Funcionamiento alimentado por la precisión

Smith+Nephew



WEREWOLF[◇]
FASTSEAL 6.0
Aplicador para hemostasia

Presentamos el nuevo aplicador para hemostasia WEREWOLF[®] FASTSEAL 6.0. Podrá usarlo en sus intervenciones ortopédicas para la homeostasia de tejido blando y hueso. Disfrute de su funcionamiento, con:

- Funciones de cebado e iniciación rápidos^{1,2}
- Temperaturas de funcionamiento iguales o inferiores a 100 °C basándose en el ensayo de un mismo dispositivo por triplicado
- Una combinación de energía térmica de RF tanto directa como indirecta

Sus sistemas WEREWOLF existentes se pueden actualizar a la nueva versión del sistema WEREWOLF+. Póngase en contacto con su representante de ventas para averiguar la manera.

Pruebe la potencia del aplicador para hemostasia WEREWOLF FASTSEAL 6.0 utilizando el nuevo sistema WEREWOLF+, disponible para su uso en todas las intervenciones de medicina deportiva, ORL y, ahora también, ortopédicas.



Un precio muy competitivo para su valor. Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de medicina deportiva o reconstrucción ortopédica de Smith+Nephew.



Información para pedidos

WEREWOLF FASTSEAL 6.0

Referencia	Descripción
72290146	Generador WEREWOLF+
72290042	Aplicador para hemostasia WEREWOLF FASTSEAL 6.0



Escanear para más información

Referencias

1. Smith+Nephew 2021.Design Verification Report: Challenge Condition, Expected Use & Every Tissue Every Level. Internal Report. 110127-01 Rev A. 2. Smith+Nephew 2021. Priming time associated with the Aquamantys Pump Generator. Internal Report. EO.SPM.PCS.037.001.v1. 3. Marulanda GA, Ulrich SD, Seyler TM, Delanois RE, Mont MA. Reductions in blood loss with a bipolar sealer in total hip arthroplasty. Expert Rev Med Devices. 2008;5(2):125-131. 4. Derman PB, Kamath AF, Lee GC. Saline-coupled bipolar sealing in revision total knee arthroplasty for infection. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2013;42(9):407-411. 5. Smith+Nephew 2020.Report, Peak Temperature Comparative Study, FASTSEAL 6.0 and Aquamantys 6.0. Internal Report. 110180-01 Rev A.

Más información en smith-nephew.com

Distribuido por:
Sports Medicine
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810

www.smith-nephew.com

Smith & Nephew S.A.U
Fructuós Gelabert 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
España
Telf: + 34 933 737 301
Fax: + 34 933 737 453
www.smith-nephew.es

Fabricado por:
ArthroCare Corporation
7000 West William
Cannon Drive
Austin, TX 78735, EE. UU.

®Marca comercial de Smith+Nephew.
Todas las marcas comerciales han sido reconocidas.
©2021 Smith+Nephew. Reservados todos los derechos.
Impreso en EE. UU. 29430-es V3 11/21