

The Evolution of the GOLD STANDARD[◇]

 **smith&nephew**
SL-PLUS[◇] MIA HA
Cementless Femoral Hip System




SL-PLUS[®] MIA HA ステム

ツバイミュラータイプの適応の広さと優れた固定性を継承しつつ、多様化する臨床ニーズに対応すべく開発されたSL-PLUS MIA ステムが更なる進化を遂げました。

HAコーティングされたチタンプラズマ層により、多くの整形外科医より良好な臨床報告がなされております^{1,2,3,4}。

1. Preliminary clinical application of SL-PLUS MIA femoral stem prosthesis in total hip arthroplasty. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Mar;27(3):283-7.
2. The SL-Plus-Mia-stem – Results after 1000 implantations Deutscher Ärzte-Verlag | OUP | 2012; 1 (5). DOI 10.3238/oup.2012.0208-0211.
3. 4 Jahre minimal-invasive HTEP mit dem SL-MIA-Schaft. Was hat sich bewährt? Was hat sich geändert? JATROS Unfallchirurgie & Sporttraumatologie 2 | 2010.
4. The bioactive hydroxyapatite coated SL-PLUS TiHA MIA[®] stem in MIS. Clinical and radiological results after minimally invasive THR Poster SICOT 2010.




骨結合を加速させる

ハイドロキシアパタイト最表層⁵

Bone in/on-Growthを促進する

チタンプラズマ層⁶

インプラント母材



5. de Groot, K.: HA coatings for implants in surgery. / In High Tech Ceramics, pp. 381-386. Edited by P. Vincencini. Amsterdam, Elsevier Science, 1987.

6. H Schmotzer, S Ulrich: Osteointegration-Different surface textures and coatings of cementless orthopaedic implants; p 13, 2000.

Ordering Information

SL-PLUS MIA HA ステム

サイズ	カタログ番号		ステム長		オフセット長 (M / +4mm)		頸体角	
	スタンダード	ラテラル	スタンダード	ラテラル	スタンダード	ラテラル	スタンダード	ラテラル
01	7500-0172	—	128mm	—	33	—	131°	123°
0	7500-0173	—	132mm	—	34	—		
1	7500-0174	7500-0186	137mm		35	41		
2	7500-0175	7500-0187	141mm		36	42		
3	7500-0176	7500-0188	145mm		37	44		
4	7500-0177	7500-0189	150mm		38	45		
5	7500-0178	7500-0190	154mm		40	47		
6	7500-0179	7500-0191	159mm		41	48		
7	7500-0180	7500-0192	163mm		42	50		
8	7500-0181	7500-0193	168mm		44	51		
9*	7500-0182	7500-0194	173mm		45	53		

※は特注品につき、弊社営業担当者にお問い合わせください。

販売名：SL-PLUS MIA HA ヒップシステム
承認番号：22600BZX00411000

スミス・アンド・ネフュー株式会社
オーソペディックス事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8001
<http://www.smith-nephew.com/japan/>

°Trademark of Smith & Nephew.
©2015-2017 Smith & Nephew KK

201701-2
cat2_slplusmiaha_v2